

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр) Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ) варианты исполнения»

Производитель:

Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария (Ascensia Diabetes Care Holdings AG)


2022





Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель) с принадлежностями Микролет Некст (Microlet Next) (ПУ № ФСЗ 2009/05027 от 17.05.2017) – 1 шт.;
Общий вид упаковки (пакета).







microlet™

LANCETS

EC REP

Ascensia Diabetes Care
Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

CE
2797

90003632

LDPE

Made in Poland

REF 90006409

90003819

Rev. 08/19

STERILE

2

QTY

5

LOT

B09C53


STERILE

2021-06-19


EXP

EXP

2026-06-01







CONTROL N 6.1-8.0 mmol/L
CONTROL L 2.0-2.7 mmol/L
CONTROL H 17.9-23.3 mmol/L
LOT DP1DQHC71A
⌚ 2023-04

Руководство пользователя – 1 шт.; Краткое справочное руководство – 1 шт.; Инструкция-вкладыш для Устройства для прокалывания пальца (прокалыватель) Микролет Некст (Microlet Next) -1 шт.; Инструкция-вкладыш для тест-полосок «Контур Плюс» («Contour Plus») Гарантийная карточка – 1шт.; Дневник – 1 шт.







Для самостоятельного тестирования, мониторинга
и контроля уровня глюкозы в крови

Вариант исполнения 1, в составе:

1. Глюкометр Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ) – 1 шт.
2. Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель)
с принадлежностями Микролет Некст (Microlet Next)
(РУ № ФСЗ 2009/05027 от 17.05.2017) – 1 шт.
3. Ланцеты Microlet (МИКРОЛЕТ) к устройству для прокалывания
пальца (РУ № ФСЗ 2009/05028 от 29.05.2017) – 5 шт.
4. Тест-полоски "Контур Плюс" ("Contour Plus") к системе
для измерения уровня глюкозы в крови "Контур Плюс"
("Contour Plus") (РУ № РЗН 2015/2584 от 17.12.2018) – 5 шт.
5. Руководство пользователя – 1 шт.
6. Краткое справочное руководство – 1 шт.
7. Инструкция-вкладыш для Устройства для прокалывания
пальца (прокалыватель) Микролет Некст (Microlet Next) – 1 шт.
8. Инструкция-вкладыш для Тест-полосок "Контур Плюс"
("Contour Plus") – 1 шт.
9. Чехол – 1 шт.
10. Гарантийная карточка – 1 шт.
11. Дневник – 1 шт.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при
использовании глюкометра Contour Plus ELITE
(Контур Плюс ЭЛИТ) с какими-либо другими тест-полосками,
помимо тест-полосок «Контур Плюс» ("Contour Plus")
для измерения уровня глюкозы в крови.

Сведения о гарантии полностью приведены
в руководстве пользователя.

тел.: 8 800 200 44 43



04.2023

LOT DP08R196P

REF 90006458


ммоль/л Rev.

Contour plus ELITE[®]

Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр)
Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

-  Простота применения
-  Высокая точность
-  Индикатор целевого диапазона smartLIGHT
-  Технология Second-Chance (Второй Шанс) – 60 секунд
-  Бесплатное приложение CONTOUR[™] DIABETES app



Использование тест-полосок
«Контур Плюс» ("Contour Plus")

**Без
кодирования**



Технология
Second-Chance
(Второй Шанс)

Contour plus ELITE[®]

Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр)
Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения



Простота применения



Высокая точность



Индикатор smartLIGHT – незамедлительная обратная связь показывает, находится ли результат измерения уровня глюкозы в крови в пределах диапазона целевых значений, либо находится выше или ниже диапазона целевых значений





Технология «Второй шанс» дает 60 секунд для дополнительного нанесения крови на ту же тест-полоску, если первой капли было недостаточно.



Беспроводное подключение к БЕСПЛАТНОМУ приложению Contour[™]DIABETES app – просмотр тенденций и возможность делиться отчетами

Загрузить СЕЙЧАС! Приложение
Contour[™]DIABETES app



www.diabetes.ascensia.com

Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является значком обслуживания компании Apple Inc.
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.

Contour plus ELITE[®]



Простота применения



Высокая точность



Индикатор целевого диапазона smartLIGHT




Технология Second-Chance
(Второй Шанс) – 60 секунд



Бесплатное приложение
CONTOUR[™]DIABETES app



2797



Система – 1 шт.

Contour plus ELITE»

Для самостоятельного тестирования, мониторинга
и контроля уровня глюкозы в крови

Вариант исполнения 2, в составе:

1. Глюкометр Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ) – 1 шт.
2. Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель)
с принадлежностями Микролет Некст (Microlet Next)
(ПУ № ФСЗ 2009/05027 от 17.05.2017) – 1 шт.
3. Ланцеты Microlet (МИКРОЛЕТ) к устройству для прокалывания
пальца (ПУ № ФСЗ 2009/05028 от 29.05.2017) – 5 шт.
4. Руководство пользователя – 1 шт.
5. Краткое справочное руководство – 1 шт.
6. Инструкция-вкладыш для Устройства для прокалывания
пальца (прокалыватель) Микролет Некст (Microlet Next) – 1 шт.
7. Чехол – 1 шт.
8. Гарантийная карточка – 1 шт.
9. Дневник – 1 шт.

Компания Ascensia Diabetes Care не дает гарантий при
использовании глюкометра Contour Plus ELITE
(Контур Плюс ЭЛИТ) с какими-либо другими тест-полосками,
помимо тест-полосок «Контур Плюс» ("Contour Plus")
для измерения уровня глюкозы в крови.

Сведения о гарантии полностью приведены
в руководстве пользователя.

тел.: 8 800 200 44 43



05.2023

LOT DP01R267P

REF 90006458

ммоль/л Rev.

Contour plus ELITE[®]

Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр)
Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения



ASCENSIA
Diabetes Care



Простота применения



Высокая точность



Индикатор целевого диапазона
smartLIGHT



Технология Second-Chance
(Второй Шанс) – 60 секунд



Бесплатное приложение
CONTOUR[™] DIABETES app




Использование тест-полосок
«Контур Плюс» (Contour Plus[™])

**Без
кодирования**



Технология
Second-Chance
(Второй Шанс)



Contour plus ELITE[®]

Система для измерения уровня глюкозы в крови (Глюкометр)
Contour Plus ELITE (Контур Плюс ЭЛИТ), варианты исполнения



Простота применения



Высокая точность



Индикатор smartLIGHT – незамедлительная обратная связь показывает, находится ли результат измерения уровня глюкозы в крови в пределах диапазона целевых значений, либо находится выше или ниже диапазона целевых значений



Технология «Второй шанс» дает 60 секунд для дополнительного нанесения крови на ту же тест-полоску, если первой капли было недостаточно.



Беспроводное подключение к БЕСПЛАТНОМУ приложению Contour[™] Diabetes app – просмотр тенденций и возможность делиться отчетами

Загрузить СЕЙЧАС! Приложение
Contour[™] Diabetes app



Get it on
Google Play

Download on the
App Store

www.diabetes.ascensia.com

Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.
Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.

Contour plus ELITE[®]



Простота применения



Высокая точность



Индикатор целевого диапазона smartLIGHT



Технология Second-Chance
(Второй Шанс) – 60 секунд



Бесплатное приложение
CONTOUR[™] DIABETES app



2797



Система - 1 шт.





ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
23 ЛИСТОВ

Handwritten signature

