

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий в России и странах СНГ

Е.В.Макарова

« 14 » октября 2022 г.



Дополнение к Фотографическим изображениям общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями

Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах
исполнения, с принадлежностями

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения, с принадлежностями.

I. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite Vision Enhancement System для переднего отрезка глаза, в составе:

1. Хирургическая система для переднего отрезка глаза, BL11145, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
2. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
3. Сетевое зарядное устройство для педали управления, BL4391 Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
4. Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт.;
5. Резервный кабель педали управления, BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
6. Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
7. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
8. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
9. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, BL4393, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт.;
10. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);
11. Рукоятка ультразвуковая для факоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт. (при необходимости);

II. Принадлежности:

1. Чехол для системы – 1 шт.;
2. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе – 1 шт.;
3. Инфузионная канюля – 12 шт.;
4. Рукоятка экстраузионная тупоконечная Backflush 27G – 1 шт. (при необходимости);
5. Нож пневматический для витрэктомии Bi Blade 23G, Bi Blade 25G, Bi Blade 27G – 1 шт. (при необходимости);

III. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision Enhancement System без эндолазера для переднего и заднего отрезков глаза, в составе:

1. Хирургическая система для переднего и заднего отрезка глаза, BL 14455, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
2. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
3. Сетевое зарядное устройство для педали управления основным устройством (интегрированным), BL4391 Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.; – 1 шт.;
4. Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт.;
5. Резервный кабель педали управления BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
6. Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
7. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
8. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
9. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
10. Пневматический шланг, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
11. Устройство для подвешивания флаконов на нулевом уровне, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;

12. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);
13. Нож для ультразвуковой витрэктомии Vitesse BL5631TD, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 уп (6 шт. в упаковке). (при необходимости);
14. Рукоятка ультразвуковая для факоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт. (при необходимости);
15. Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации, BL3270, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт. (при необходимости);
16. Ультразвуковая игла для факофрагментации, BL5277, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 уп. (не более 6 шт. в упаковке) (при необходимости)

II. Принадлежности:

1. Чехол для системы – 1 шт.;
2. Ксеноновая лампа осветителя – 1 шт.;
3. Ртутная лампа осветителя – 1 шт.;
4. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе – 1 шт.;
5. Пневматический нож калибров 27G – 6 шт. в коробке (при необходимости);
6. Пинцет концевых захватывающий калибров 27G – 12 шт. в коробке (при необходимости);
7. Пинцет зубчатый калибров 27G – 12 шт. в коробке (при необходимости);
8. Набор для модернизации (лазер) – 1 шт. (при необходимости);
9. Рукоятка экструзионная тупоконечная Backflush 27G – 1 шт. (при необходимости);
10. Нож пневматический для витрэктомии Bi Blade 23G, Bi Blade 25G, Bi Blade 27G – 1 шт. (при необходимости);

III. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision Enhancement System для переднего и заднего отрезков глаза с эндолазером, в составе:

1. Хирургическая система для переднего и заднего отрезка глаза, BL 15455, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
2. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
3. Сетевое зарядное устройство для педали управления основным устройством), BL4391 Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
4. Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
5. Резервный кабель педали управления основным устройством BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
6. Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
7. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
8. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
9. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт.;
10. Пневматический шланг, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
11. Устройство для подвешивания флаконов на нулевом уровне, Bausch & Lomb Incorporated, США – 1 шт.;
12. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);
13. Нож для ультразвуковой витрэктомии Vitesse BL5631TD, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 уп. (6 шт. в упаковке) (при необходимости);

14. Рукоятка ультразвуковая для факоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);
15. Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации, BL3270, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости) - при необходимости;
16. Ультразвуковая игла для факофрагментации, BL5277 Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 уп. (не более 6 шт в упаковке) (при необходимости);

II. Принадлежности:

1. Чехол для системы - 1 шт.;
2. Ксеноновая лампа осветителя - 1 шт.;
3. Ртутная лампа осветителя - 1 шт.;
4. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе - 1 шт.;
5. Защитные очки для лазера - 1 шт.;
6. Ключ для лазера - 1 шт.

1. Хирургическая система для переднего отрезка глаза, BL11145, Bausch & Lomb Incorporated, США



2. Хирургическая система для переднего и заднего отрезка глаза, BL 14455, Bausch & Lomb Incorporated, США




3. Хирургическая система для переднего и заднего отрезка глаза, BL 15455, Bausch & Lomb Incorporated, США



5. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США. Сторона 1.



6. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США . Сторона 2.



7. Сетевое зарядное устройство для педали управления основным устройством), BL4391 Bausch & Lomb Incorporated, США.



8. Упаковка для дополнительного аккумулятора педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США .



9. Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США. Сторона 1.




10. Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США. Сторона 2.




11. Резервный кабель педали управления основным устройством BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США



12. Резервный кабель педали управления основным устройством BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США.
Маркировка 1.




13. Резервный кабель педали управления основным устройством BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США.
Маркировка 2.





15. Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated, США.. Сторона 2.



16. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США ;



17. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США .; Сторона 1.




18. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США .; Сторона 2



19. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, Bausch & Lomb Incorporated, США. Сторона 1.




20. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, Bausch & Lomb Incorporated, США. Страница 2.



21. Пневматический шланг, Bausch & Lomb Incorporated, США .



22. Устройство для подвешивания флаконов на нулевом уровне, Bausch & Lomb Incorporated, США.



23. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США . Сторона 1.



24. Пульс д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США. Сторона 2.




BAUSCH + LOMB

REF BL5631TD

Stellaris Elite
Vision Enhancement System

23G
VITESSE™ HANDPIECE 255TD+ESA



FR PIÈCE À MAIN 23G VITESSE™ 255TD AVEC ESA
DE 23G VITESSE™ HANDSTÜCK 255TD+ESA
IT MANIPOLO VITESSE™ 23G 255TD CON ESA
ES MANGO VITESSE™ 23G DE 255TD+ESA
PT PEÇA DE MÃO VITESSE™ CALIBRE 23 255TD+ESA
DA 23 G VITESSE™-HANDSTYKKE 255TD MED ESA
NL 23 G VITESSE™-HANDSTUK 255TD+ESA
NO 23G VITESSE™ HÅNDSYKKE 255TD+ESA
FI 23G VITESSE™ KÄSIOSA 255TD+ESA
SV 23 GAUGE VITESSE™-HANDSTYCKE 255TD + ESA
EL 23G ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ VITESSE™ 255TD+ESA
ET 23G VITESSE™ OTSAK 255TD JA ESA
CS RUKOJET VITESSE™ KALIBR 23G
SV FLOST 255TD + ESA
HU 23-AS MÉRETD VITESSE™ RÉZDARAB
255TD+ESA
LT 23G „VITESSE™“ ANTGAJIS 255TD+ESA
PL GEOWICA VITESSE™ 255TD+ESA, ROZMIAR 23
RO PIEȘĂ MANUALĂ VITESSE™ 255TD CU ESA,
CAL. 23G
RU HAKOHENHMK VITESSE™, ДИАМЕТР
ПЛОТА 255TD МКМ, КАЛИБР 23 + ESA
SR SONDA VITESSE™ 23G OTVOR 255TD+ESA
SK RUKOVAĽ VITESSE™ 23G 255TD+ESA
SL ROČNIK 23G VITESSE™ 255TD+ESA
BG 23G HAKPAHMHK VITESSE™ 255TD+ESA
TR 23G VITESSE™ EL ALETL 255TD+ESA
UK HAKOHENHMK 23G VITESSE™ 255TD + ESA
AR ESA 255TD - 23 VITESSE™

REF BL5631TD LOT W6414
EXP. DATE: 2021-02-19

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodenow Street
Rochester, NY 14609 USA
Bausch & Lomb GmbH
Brunnstraße 145-173
13581 Berlin, Germany

Manufactured by:
Bausch & Lomb Incorporated
3365 Free Court Industrial Blvd.
St. Louis, MO 63122 USA
B/L™ are trademarks of Bausch & Lomb
Incorporated or its affiliates.
© Bausch & Lomb Incorporated
Made in/Fabriquez aux: USA
The Vitesse™ functionality is covered
by US Patent 9,498,372. Additional US
and foreign patents may be pending.
015010038/4134002

REF BL5631TD 23G VITESSE™ HANDPIECE 255TD+ESA



Rx ONLY

STERILE R
STERILIZED USING
IRRADIATION



CE 0197



26. Нож для ультразвуковой витрэктомии Vitesse BL5631TD, Bausch & Lomb Incorporated, США




27. Упаковка для Рукоятки ультразвуковой для фактоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США



28.Рукоятка ультразвуковая для фактоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США




29.Упаковка для рукоятки ультразвуковой для факофрагментации, BL3270, Bausch & Lomb Incorporated, США



30. Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации, BL3270, Bausch & Lomb Incorporated, США





32. Ксеноновая лампа осветителя и Ртутная лампа осветителя



33. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе.




35. Защитные очки для лазера в чехле.



36. Защитные очки для лазера



37. Ключ для лазера



38. Пинцет концевых захватывающий калибров 27G. Сторона 1.



39. Пинцет концевзахватывающий калибров 27G. Сторона 2.



40. Пинцет зубчатый калибров 27G. Сторона 1.



41. Пинцет зубчатый калибров 27G. Сторона 2.



[illegible]

43. Рукоятка экструзионная тупоконечная Backflush 27G. Сторона 2.



44. Рукоятка экструзионная тупоконечная Backflush 27G.



45. Нож пневматический для витрэктомии Bi Blade 23G, Bi Blade 25G, Bi Blade 27G. Сторона 1.




46. Нож пневматический для витрэктомии Bi Blade 23G, Bi Blade 25G, Bi Blade 27G. Сторона 2.



47. Инфузионная канюля. Сторона 1.



48. Инфузионная канюля. Сторона 2.





Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 50 листа (ов)
Руководитель отдела по регистрации
медицинских изделий в России и
странах СНГ Матярова Е.В.

Подпись Матярова Е.В. МП
« 14 » октябрь 2022 г.

