

Medtronic
ООО «Медтроник»
Пресненская наб., д. 10,
9 эт., пом. III, ком. 41
Башня С
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77
Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

УТВЕРЖДАЮ



ООО «Медтроник»

Генеральный директор

Е.В. Плясунова

2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубки трахеальные Shiley в вариантах исполнения с принадлежностями



- Фото 1 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:
- Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 2 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 3 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Lo с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – вид изделия



Фото 4 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 5,0 мм, не более 10 шт.;
- Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 5 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи. внутренний диаметр: 5,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 6 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная TaperGuard с глазком Мерфи. внутренний диаметр: 5,0 мм – вид изделия



Фото 7 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная HI-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная HI-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, не более 10 шт.;
- Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 8 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 9 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Hi-Contour с манжетой и глазком Мерфи, внутренний диаметр: 6,5 мм, – вид изделия



- Фото 10 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи. внутренний диаметр: 8,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:
- Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм, не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 11 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)



Фото 12 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная Lo-Contour с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,5 мм – вид изделия



Фото 13 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 6,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:
 - Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 6.0 мм, не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 14 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 6,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 15 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная с манжетой и с глазком Мерфи для микрохирургии гортани, внутренний диаметр: 6,0 мм – вид изделия



Фото 16 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:
 - Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,0 мм, не более 10 шт.:
 - Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 17 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)



Фото 18 – Трубка трахеальная Shiley оральная/назальная без манжеты и с глазком Мерфи, не содержит ДЭГФ, внутренний диаметр: 5,0 мм – вид изделия



- Фото 19 – Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи. внутренний диаметр: 7,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:
- Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм, не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению. 1 шт.




Фото 20 – Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 21 – Трубка трахеальная Shiley назальная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,5 мм – вид изделия



- Фото 22 – Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:
- Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 23 – Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 24 – Трубка трахеальная Shiley назальная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм – вид изделия



Фото 25 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм, не более 10 шт.;
- Инструкция по применению, 1 шт.

COVIDIEN

REF 115-40

Shiley™

Oral RAE Tracheal Tube Cuffed

Murphy Eye

4.0 mm I.D.

5.6 mm O.D.



8.0 mm

Sonde trachéale orale RAE à ballonnet

Oeil de Murphy

1. This tracheal tube is for use in the oral cavity. It is not to be used for nasal intubation. 2. The Murphy eye is located on the side of the tube. It is used to provide ventilation in the event the main lumen becomes obstructed. 3. The cuff is located at the distal end of the tube. It is used to seal the tube in the trachea. 4. The tube is made of a soft, flexible material. It is designed to be easy to insert and remove. 5. The tube is sterilized by gamma irradiation. It is safe for use. 6. The tube is made of a clear, flexible material. It is designed to be easy to see. 7. The tube is made of a clear, flexible material. It is designed to be easy to see. 8. The tube is made of a clear, flexible material. It is designed to be easy to see. 9. The tube is made of a clear, flexible material. It is designed to be easy to see. 10. The tube is made of a clear, flexible material. It is designed to be easy to see.

STERILE EO



© 2012 Covidien. Made in Ireland.
Covidien Inc., 18 Hammersmith Street,
Warrington, WA 93048 USA. COVIDIEN Covidien Ireland
Laois Rd, 4th Business & Technology Park, Tuam,
W400043949 Rev A

LOT 202001133X

EXP 2025-01-01



(01)30684522021399
(17)250101
(10)202001133X

Фото 26 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи. внутренний диаметр: 4.0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 27 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 4,0 мм– вид изделия



Фото 28 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, не более 10 шт.;
- Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 29 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 30 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE с манжетой TaperGuard и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – вид изделия



Фото 31 – Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7.0 мм. в составе групповой упаковки содержится:
 - Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм. не более 10 шт.:
 - Инструкция по применению. 1 шт.




Фото 32 – Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 33 – Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – вид изделия



Фото 34 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм, не более 10 шт.;

- Инструкция по применению, 1 шт.

COVIDIEN™

REF 113-35

Shiley™

Oral RAE Tracheal Tube Cuffless

Murphy Eye

3.5 mm I.D.

4.8 mm O.D.

Sonde trachéale orale sans ballonnet RAE

Oeil de Murphy

RAE Oral Tracheal Tube Cuffless Murphy Eye
Tubo traqueal oral sin balón sin balón de Murphy
Tubo traqueal oral sin balón sin balón de Murphy
Cannule trachéale orale sans ballonnet RAE Murphy
Cannule trachéale orale sans ballonnet RAE Murphy
Oral RAE tracheal tube cuffless Murphy eye
Oral RAE tracheal tube cuffless Murphy eye
Tubo traqueal oral sin balón sin balón de Murphy

STERILE EO



Not made
with natural
rubber latex



Single Use



DEHP



Do not use if
package is opened
or damaged



Caution: read all
accompanying
documents

CE
0123

© 2011 Covidien. Made in Ireland.
Covidien Inc. 15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 01904 USA. Covidien Ireland
Limited, IDA Business & Technology Park, Limerick,
PT002450C1 Rev A

LOT 201801116X

EXP 2023-01-01



(01)30884522025267

(17)230101

(10)201801116X

Фото 35 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 36 – Трубка трахеальная Shiley оральная RAE без манжеты и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 3,5 мм – вид изделия



Фото 37 – Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, не более 10 шт.;
- Стиллет для интубации, размер: 14 Fg, не более 10 шт.;
- Инструкция по применению, 1 шт.



Фото 38 – Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 39 – Трубка трахеальная Shiley оральная TaperGuard для аспирации Евас с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм – вид изделия



- Фото 40 – Трубка трахеальная Shiley со стилетом и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:
- Трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм, не более 10 шт.;
 - Стиллет для интубации, размер: 14 Fr, не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению. 1 шт.




Фото 41 – Трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 42 – Трубка трахеальная Shiley с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 7,0 мм – вид изделия
Стилет для интубации, размер: 14 Fr – вид изделия

COVIDIEN
positive results for life™

Shiley™

Laryngectomy Tracheal Tube Cuffed
Murphy Eye

● 8.0 mm I.D.
○ 10.8 mm O.D.
○ 31.0 mm

Sonde trachéale de laryngectomie
à ballonnet

Œil de Murphy

Trachealtube mit Ballonnet/Murphy-Auge
Tubo traqueal con balón y Ojo de Murphy
Tubo traqueal de laryngectomia con Balón Ojo de Murphy
Trachealtube met cufi voor laryngectomie Murphy-og
Kuffad laryngectomietrachealtube Murphy-öga
Laryngectomietrachealtube met cufi Murphy-ög
Laryngectomie trachealtube met ballonnet Murphy-ög
Laryngectomietrachealtube, Kuffballon, Murphy-ög
Trachealtube met ballonnet voor laryngectomie Murphy-ög

REF 129-80

LOT 201807157X

Use-by 2023-07-01



STERILE EO



Single use



© 2011 Covidien. Made in Ireland.
Covidien Inc., 35 Hampshire Street,
Malden, MA 02148 USA.
©2011 Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tallaght,
P1180046326 Rev A



Фото 43 – Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, в составе групповой упаковки содержится:

- Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм, не более 10 шт.;
- Инструкция по применению, 1 шт.




Фото 44 – Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм – стерильная упаковка (обратная сторона)




Фото 45 – Трубка трахеальная Shiley для операций на гортани, с манжетой и с глазком Мерфи, внутренний диаметр: 8,0 мм – вид изделия



Фото 46 – Коннектор поворотный с вращением в двух плоскостях, не более 10 шт. – групповая упаковка



COVIDIEN™

REF 104-13

Shiley™

Double Swivel Connector

Connecteur double orientable

Doppelter Drehkonnektor
Connettore doppiamente orientabile
Conector doble giratorio
Conector Basculante Duplo
Connector met dubbele wartel
Dubbel vridbar kontakt
Dobbeltswivelkonnektor
Dobbel dreiekonnektor
Pyörivä kulmayhdistäjä
Συνδετικό διπλής περιστροφής

STERILE EO



Do not use if
package is opened
or damaged



Caution, consult
accompanying
documents



0123

© 2011 Covidien, Made in Ireland.
Covidien Inc, 15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA. Covidien Ireland
Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore,
RT00043031 Rev B

LOT 201710112X

Use-by: 2022-10-01



(01)30884522043650

(17)221001

(10)201710112X

Фото 47 – Коннектор поворотный с вращением в двух плоскостях,
– стерильная упаковка (обратная сторона)



Фото 48 – Коннектор поворотный с вращением в двух плоскостях, – вид изделия



Фото 49 – Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры: 10 Fr, не более 10 шт. – групповая упаковка



Фото 50 – Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры: 10 Fr, не более 10 шт.– стерильная упаковка (обратная сторона)



Фото 51 – Стиллет для интубации с инструкцией по применению (при необходимости), размеры: 10 Fr, не более 10 шт.– вид изделия

	Трубки трахеальные Shiley в вариантах исполнения с принадлежностями			
	Производитель:		Covidien Llc 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA	
	Страна происхождения:		США	Вариант исполнения
	Представитель производителя в РФ:		ООО «Медтроник», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41	
	Регистрационное удостоверение №			от
	Не токсично!		Серия / Годен до:	
			см. упаковку	
			см. инструкцию	

Проект этикетки на русском языке

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
16 листов

