

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами
для тромбоцитов и соединителем ДРТ**

**Производства
Fresenius Kabi AG («Фрезениус Каби АГ»), Германия
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Germany**


УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Фрезениус Каби АГ»
Маглов А.**



Маглов А. 20 24 г.

Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ
Индивидуальная упаковка. Внешний вид.



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ

Маркировка



Single needle apheresis protocol

1x

Code
REF

X6R8884

(en) **AmiCORE Apheresis Kit – Single Needle with Two Platelet Containers and PAS Connector**

For Collection of Platelets with Optional Plasma. For Platelet Storage in Plasma or Platelet Additive Solution Plus Plasma. For Use with the AmiCORE Apheresis System. Store at Room Temperature. Protect from freezing. Avoid excessive heat.

(es) **Kit de aféresis AmiCORE – Envases de plaquetas unipunción y conector de PAS**

Para la recolección de plaquetas con opción para plasma. Para el almacenamiento de plaquetas en plasma o en la solución aditiva para plaquetas más plasma. Para ser utilizado con el sistema de aféresis AmiCORE. Almacenar a temperatura ambiente. Proteger de la congelación. Evitar el calor excesivo.



Caution, consult instructions for use

Sterilized by irradiation
Sterile fluid path



Non-pyrogenic fluid path



Do not reuse



Do not use if the product sterile
barrier system is compromised



Contains or presence of phthalate:
Diethylhexylphthalate (DEHP)

DEHP



This marking reflects compliance with
the Directive on Medical Devices



Manufacturer
Fabricado para
Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg / Germany
Tel. +49 (0) 61 72 / 686-0
www.fresenius-kabi.com



Manufacturing facility /
Manufactured by
Fabricado por
Fenwal International, Inc.
Carretera Sanchez Km 18.5
Parque Industrial Itabo
Zona Franca Ind. De S.C.
Haina, Dominican Republic
Reg. San. 2016-0513

Made in DO

47-26-14-949 REV. A



**FRESENIUS
KABI**

Importado y distribuido por:

Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 7ª No. 155c-20 Piso 40
Bogotá Colombia
Phone: +57 (1) 7 56 04 04
Reg. San. No. INVIMA 20170M-0000116-R2



(01)04086000101776(17)230615(10)FA21F16172

LOT FA21F16172



2023-06-15



2021-06-16



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ
Транспортная упаковка.



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ
Маркировка транспортной упаковки.



8x Code REF **X6R8884**

(en) **AmiCORE Apheresis Kit – Single Needle with Two Platelet Containers and PAS Connector**

For Collection of Platelets with Optional Plasma. For Platelet Storage in Plasma or Platelet Additive Solution Plus Plasma. For Use with the AmiCORE Apheresis System. Store at Room Temperature. Protect from freezing. Avoid excessive heat.

(es) **Kit de aféresis AmiCORE – Envases de plaquetas unipunción y conector de PAS**

Para la recolección de plaquetas con opción para plasma. Para el almacenamiento de plaquetas en plasma o en la solución aditiva para plaquetas más plasma. Para ser utilizado con el sistema de aféresis AmiCORE. Almacenar a temperatura ambiente. Proteger de la congelación. Evitar el calor excesivo.



Caution: consult instructions for use



Do not use if the product sterile barrier system is compromised



Contents are preservatives of platelets
Dextrose/Adipate/Phosphate (DAP)



This marking reflects compliance with the Directive on Medical Devices

FOR EXPORT ONLY

LOT FA21F16172

Exp 2023-06-15

Mfg Date 2021-06-16

Manufacturer
Fabricado por:
Fresenius Kabi AG
82140 Bad Homburg / Germany
Tel: +49 (0) 69 72 7 600-0
www.fresenius-kabi.com

4714610-000 MEV-A

Manufacturing facility
Fabricado por:
Fenwal International, Inc.
Completa Sanchez km 14.5
Paseo Interpaseo Norte
Zona Franca Ind. De S.C.
Haina, Dominican Republic
Reg. San. 2016-0513

Made in DO

Importado y distribuido por:
Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Avenida Corinto 7° No. 1550-20 Piso 40
Bogotá Colombia
Phone: +57 (0) 7 96 04 04
Reg. San. No. INVIMA 2017DM 0000116 R2


Importado y Distribuido por:
Fresenius Kabi S.A.
Km. 4.5 Vía a Durán Tambo. Az. Surokimas S/N 16-R
Durán-Ecuador
Reg. San. 3596-OME-0318




(01)14066000101773(17)230615(10)FA21F16172

Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.


Гибкая вставка центрифуги



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.
Кассета



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.
Контейнер технологический 600 мл



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.

Контейнер для хранения тромбоцитов 1000 мл




Контейнер для хранения плазмы 800 мл



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.


Трубка для физиологического раствора с иглой и антибактериальным фильтром



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.
Трубка для АК с иглой и антибактериальным фильтром




Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ. Трубка для ДРТ с коннектором и антибактериальным фильтром.



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.

Игла 17G для афереза с защитным устройством и контейнером для образцов



Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ.
Локальный стикер

**Комплект для афереза AmiCORE одноигольный с двумя
контейнерами для тромбоцитов и соединителем ДРТ**

Производитель: Fresenius Kabi AG («Фрезениус Каби АГ»), Германия.

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Germany

Код партии (LOT): см. на упаковке

Срок годности(): см. на упаковке

Условия хранения: см. на упаковке

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Фрезениус Каби», 125167 г. Москва

Ленинградский проспект д.37, кор.9, эт. 3, пом. XXIV, ком. 15

Тел: +7 (495) 988-4578; Факс: +7 (495) 988-4579

РУ № _____ от _____ г.

«22» Июля 2017 года

