

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСЦЕНЗИЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ»
(ООО "АСЦЕНЗИЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ")

Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706

Фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, офис 1009

ИНН: 7707351359 КПП: 770301001

ОГРН: 1157746856244

Согласовано

ООО «Асцензия Диабетическая продукция»

Организация


123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12,
офис 706

Адрес

Менеджер по регистрации

Должность





Дата ДД.ММ.ГГГГ

Фотографические изображения

Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа") для измерения уровня глюкозы в крови

2024



Рис. 1. Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа") для измерения уровня глюкозы в крови, варианты исполнения: Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Потребительская упаковка (Картонная коробка)

Contour® care

Контур Кеа

Химический состав:

- Флавадениндигидрохлорид-глюкозидгидрогеназа (FAD-GDH) (Aspergillus sp., 4.0 ед. на тест-полоску) – 21 %
- медиатор – 54 %
- неактивные ингредиенты – 25 %

Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа") для измерения уровня глюкозы в крови, варианты исполнения:

Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа"), 50 шт./уп. – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Срок годности (использовать до) указан на упаковке и на флаконе с тест-полосками. Тест-полоски Contour Care произведены в Японии.

Рис. 2. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке



Рис. 3. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке



Рис. 4. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке

Уполномоченный представитель в России:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб., д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асцензия Диабетикс Кеа Холдингс АГ,
Швейцария

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
www.patents.ascensia.com

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

Рис. 5. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке




Рис. 6. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке




Рис. 7. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Первичная упаковка (флакон)




Рис. 8. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на первичной упаковке

Accansia Diabetes Care Holdings AG
 Peter Merian-Strasse 90
 4052 Basel, Switzerland
 Компания Дабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

50

REF 90002415
 LOT DP1FSNC01D
 2025-12

6,2-7,8 ммоль/л
 2,1-2,7 ммоль/л
 18,1-22,6 ммоль/л

90008702 Rev. 06/21

Рис. 9. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп. Маркировка на первичной упаковке




Рис. 10. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп.



Рис. 11. Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа") для измерения уровня глюкозы в крови, варианты исполнения: Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Потребительская упаковка (картонная коробка)




Рис. 12. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке

Contour care

Контур Кеа

Химический состав:

- Флавинадениндинуклеотид-глюкозодегидрогеназа (FAD-GDH) (*Aspergillus* sp., 4,0 ед. на тест-полоску) – 21 %
- медиатор – 54 %
- неактивные ингредиенты – 25 %

Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа") для измерения уровня глюкозы в крови, варианты исполнения:

Вариант исполнения 2, в составе:

1. Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа"), 100 шт./уп. – 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.

Срок годности (использовать до) указан на упаковке и на флаконе с тест-полосками.
Тест-полоски Контур Кеа произведены в Японии.

Рис. 13. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке



Рис. 14. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке




Рис. 15. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке

CONTROL	H	6,2–7,8 ммоль/л
CONTROL	L	2,1–2,7 ммоль/л
CONTROL	H	18,2–22,8 ммоль/л
LOT	DP1HSNC02D 8 2025-12	

Рис. 16. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на потребительской упаковке



Рис. 17. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Первичная упаковка (флакон)



Рис. 18. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на первичной упаковке




Рис. 19. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на первичной упаковке



Рис. 20. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп. Маркировка на первичной упаковке




Рис. 21. Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп.



Рис. 23. Маркировка потребительской упаковки (картонной коробки) «Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 50 шт./уп.»



Рис. 24. Маркировка потребительской упаковки (картонной коробки) «Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа»), 100 шт./уп.»

**Contour[®]
care**
Контур Кеа

Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа») для измерения уровня глюкозы в крови, варианты исполнения

Тест-полоски Contour Care («Контур Кеа») для измерения уровня глюкозы в крови, варианты исполнения

Без кодирования



Плотно закрывайте после вскрытия

Уполномоченный представитель в России:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб., д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
тел. 8 800 200 44 43
www.diabetes.ascensia.com.ru

Срок годности (использовать до) указан на упаковке и на флаконе с тест-полосками.
Тест-полоски Контур Кеа произведены в Японии.

РУ № _____ от _____



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

90008702 Rev. 12/23



REF

LOT



CONTROL N

CONTROL L

CONTROL H

Рис. 25. Маркировка первичной упаковки (флакон) «Тест-полоски Contour Care ("Контур Кеа") для измерения уровня глюкозы в крови»

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью листов 26
Менеджер по регистрации Д.А.А.
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»



Дата 07.03. 2024