


«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Дентсплай Сирона»



 Левин К.Г.

«01»  2023 г.

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наборы Neo Spectra ST flow для реставрации фронтальных и боковых зубов в вариантах исполнения



Фото 1 - Набор Neo Spectra ST flow Syringe Discovery Kit




Фото 2 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow в шприце по 1.8 г, оттенок: A2



Фото 3 - Канюля для шприца

Spectra ST flow¹ Flowable Composite Restorative

Dentsply
Sirona



1 Shade Selection

Use the VITA^{®2} Shade Guide and i-shade label or the Spectra ST shade fingers.

2 Conditioning and/or bonding

After shade selection apply adhesive according to the respective manufacturer's directions for use.

3 Placement of Restorative

Dispense material in up to 2 mm increments using slow, steady pressure. Avoid lifting the tip while dispensing to minimize air entrapment.

4 Light curing

Cure each 2 mm increment with a minimum irradiance of 550 mW/cm². Reference curing chart for appropriate curing time for each shade.

5 Shaping and contouring

With finishing diamond or carbide burs.

6 Finishing and polishing

Shape and contour, finish and polish (e.g. with Enhance[®] Finishing System and Enhance[®] PoGo[®] Polishing System).

¹ Depending on market location, Spectra ST flow is available as either TPH Spectra[®] ST flow, Ceramix Spectra[™] ST flow, or Neo Spectra[™] ST flow.
² Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

Caution, consult directions for use

Фото 4 - Иллюстрированное техническое руководство




Фото 5 - Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде



Фото 6 – Набор Neo Spectra ST flow Syringe Discovery Kit (потребительская упаковка)



Фото 7 – Набор Neo Spectra ST flow Compula® Discovery Kit




Фото 8 – Материал стоматологический текучий
светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow
(Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 9 – Материал стоматологический текучий
светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow
(Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенок: A3

Spectra ST flow¹ Flowable Composite Restorative

**Dentsply
Sirona**



1 Shade Selection

Use the VITA^{®2} Shade Guide and i-shade label or the Spectra ST shade fingers.

2 Conditioning and/or bonding

After shade selection apply adhesive according to the respective manufacturer's directions for use.

3 Placement of Restorative

Dispense material in up to 2 mm increments using slow, steady pressure. Avoid lifting the tip while dispensing to minimize air entrapment.

4 Light curing

Cure each 2 mm increment with a minimum irradiance of 550 mW/cm². Reference curing chart for appropriate curing time for each shade.

5 Shaping and contouring

With finishing diamond or carbide burs.

6 Finishing and polishing

Shape and contour, finish and polish (e.g. with Enhance[®] Finishing System and Enhance[®] PoGo[®] Polishing System).

¹ Depending on market location, Spectra ST flow is available as either TPH Spectra[®] ST flow, Ceramix Spectra[™] ST flow, or Neo Spectra[™] ST flow.
² Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

Caution, consult directions for use

Фото 10 - Иллюстрированное техническое руководство




Фото 11 - Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде



Фото 12 – Набор Neo Spectra ST flow Compula® Discovery Kit (потребительская упаковка)



Фото 13 – Набор Neo Spectra ST flow Compula® Intro Kit (общий вид)



Фото 14 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок: A1



Фото 15 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок: A2



Фото 16 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow (Compules® tips) в компьютерных по 0.25 г, оттенок: A3



**Фото 17 – Материал стоматологический текучий
светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow
(Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенок: A3,5**



**Фото 18 – Материал стоматологический текучий
светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow
(Compules® tips) в компьюлах по 0.25 г, оттенок: A4**




Фото 19 - Адгезив Prime&Bond® universal во флаконе, 2.5 мл



Фото 20 – Аппликаторы




Фото 21 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 22 – Пистолет для компьют (Compules® Tips Gun)



Фото 23 – Форма заказа расцветки Neo Spectra ST Shade Guide



Фото 24 – Иллюстрированное техническое руководство




Фото 25 – Маркировка i-Shade



Фото 26 – Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде



Фото 27 – Вкладыш информационный



Фото 29 – Набор Neo Spectra ST flow Syringe Intro Kit (Общий вид)



Фото 30 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow в шприце по 1.8 г, оттенок: A1



Фото 31 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow в шприце по 1.8 г, оттенок: A2



Фото 32 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow в шприце по 1.8 г, оттенок: A3



Фото 33 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow в шприце по 1.8 г, оттенок: A3



Фото 34 – Материал стоматологический текучий светоотверждаемый реставрационный Neo Spectra ST flow в шприце по 1.8 г, оттенок: A4




Фото 35 - Адгезив Prime&Bond® universal во флаконе, 2.5 мл



Фото 36 - Канюля для шприца



Фото 37 – Аппликаторы




Фото 38 – Палетка пластиковая для смешивания CliXdish



Фото 39 – Форма заказа расцветки Neo Spectra ST Shade Guide



Фото 40 – Иллюстрированное техническое руководство




Фото 41 – Маркировка i-Shade



Фото 42 – Инструкция по применению на бумажном носителе и/или в электронном виде



Фото 43 – Вкладыш информационный



Фото 46 – Транспортная упаковка





Фото 47 – Пример макета русскоязычной маркировки

Сшито и скреплено печатью « 36 » листов.

Директор по регистрации Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»
Хаиндрава В.Г.



Дата: « 01 » августа 2023 г.



«Дентсплай Сирона»
Dentsply Sirona
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023