



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «НПМ»



 Быков А.Ю.

 2021г.

Проект этикеток

медицинского изделия:

Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран»

ТУ 9393-010-52708501-2005

2021

See zaftubün.



607021271547

Произведено по заказу ООО «БИОТЕКАРМ»
 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
 «Новые Перевалочные Материалы»
 Россия, 141361, МО, с/пос. Покосовый ГО
 д. Жучки, д.2а телефон: +7(495)984 56 79
 Отдел продаж:
 телефон: +7(495)780-82-36
www.voksoform.ru Наш интернет-магазин: www.storepi.ru

sterile - стерильно - sterile - стерильно -

00 00 00
00000000
00 00000

See zaknubeni.



4 607021 271547



Произведено по заказу ООО «БИОТЕКАРМ»
 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
 «Новые Перезаписные Материалы»
 Россия, 141351, МО, Сергиево-Посадский ГО,
 д.Жукино, д.21а телефон: +7(495)684-58-79
 Отдел продаж:
 телефон: +7(495)780-92-36
www.vosprosl.ru Наш интернет-магазин: www.storpan.ru

sterile - стерильно - sterile - стерильно -

	00 00 00
	00000000
	00 00000

Макет этикетки групповой упаковки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Вскрыть упаковку и достать повязку. Повязка, в виде прозрачной пленки, находится между двумя защитными слоями. При необходимости повязку можно разрезать с помощью ножниц, не удаляя защитные слои. Снять с повязки оба защитных слоя. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность так, чтобы повязка выступала на 10 - 20 мм за края раны. Повязка фиксируется на влажной ране самостоятельно. Если рана сухая, смочить по краям дистиллированной водой. При необходимости, легко зафиксировать 1-2 слоями кл/б бинта или пластырем фиксирующим «Ролепласт». Периодичность перевязок определяется состоянием раны.

Показания к применению: лечение гранулирующих ран, трещинок, язв, ожогов, пролежней, сопровождающихся болевым синдромом, оказывает местное обезболивающее действие, обладает макро- и водонепроницаемостью, также способствует восстановлению кожного покрова.

Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005. Исполнение - Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная, (с лидокаином) - Полипран - Лк - РУ № ФСР 2008/02201 от 17.03.2015г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав повязки.

СОСТАВ: сополимер винилацетата, лидокаин.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2(С) ГОСТ 15150 - 69 (от -50 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 58%).

Условия транспортирования: - по условиям хранения - 5(СЖ 4) ГОСТ 15150 - 69 (от -50 °С до +50 °С при относительной влажности воздуха не более 58%).

Утилизация использованного медицинского изделия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 к медицинским отходам класса Б.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА. ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА.

ПОВЯЗКА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

15 x 15 см

30 штук

STERILE R



00 00 0000
00000000
00 0000

СТЕРИЛЬНО

15 x 15 см

30 штук

Повязка раневая
обезболивающая пленочная

Полипран

с ЛИДОКАИНОМ

Всё заживёт.

СДЕЛАНО В РОССИИ

СТЕРИЛЬНО

Повязка раневая
обезболивающая
пленочная
Предназначена для лечения
ран различной этиологии

Полипран

с ЛИДОКАИНОМ

15 x 15 см

30 штук



4607021271554

STERILE R

Повязка раневая, пленочная, стерильная «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005
Исполнение: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная «Полипран
с лидокаином»

ПУ № ФСР 2008/02201 от 17.03.2015 г

Размер **15 x 15см**
Количество штук **30**

Назначение: лечение ран различной этиологии

Способ применения: Вскрыть упаковку и достать повязку. Повязка в виде прозрачной пленки находится между двумя защитными слоями. При необходимости повязку можно разрезать с помощью ножниц, не удаляя защитные слои. Снять с повязки оба защитных слоя. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность так, чтобы повязка выступала на 10-20 мм за края раны. Повязка фиксируется на влажной ране самостоятельно. Если рана сухая, смочить по краям дистиллированной водой. При необходимости легко зафиксировать 1-2 слоями х/б бинта или пластырем фиксирующем «Ролепласт»
Периодичность перевязок определяется состоянием раны.

Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта.
Повязка не предназначена для повторного применения.

Состав: сополимер винилацетата, лидокаин

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав повязки

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150 – 69 (от -50 °С до +40°С до при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150 – 69 (от -50 °С до +50°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация использованного изделия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к медицинским отходам для класса Б.


Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.stoprana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский ГО, д. Жучки, д.2и.

Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36. www.voscopran.ru



Дата изготовления 00.00.00
Серия № 00000000
Использовать до 00.0000



«Все заживет®»

STERILE	R

Повязка раневая, пленочная, стерильная «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005

Исполнение: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная «Полипран с лидокаином»

РУ № ФСР 2008/02201 от 17.03.2015 г

Размер 15 x 15см

Количество групповых упаковок	14
Количество повязок в групповой упаковке	30
Кол-во повязок в коробе	420

Дата изготовления	00.00.00
Серия №	000000000
Использовать до	00.0000

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.stopgana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский ГО, д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150 – 69 (от -50 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150 69(от -50 °С до +50°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация использованного изделия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к медицинским отходам для класса Б.



**«Беречь от влаги» ГОСТ 14192-96
«Все заживет®»**

STERILE R

Повязка раневая, пленочная, стерильная «Полипан» по ТУ 9393-010-52708501-2005

Исполнение: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная «Полипан с лидокаином»

ПУ ФСР 2008/02201 от 17.03.2015 г

Размер **15 x 15 см**

Кол-во повязок в коробе **420**

Дата изготовления **00.00.00**

Серия № **000000000**

Использовать до **00.0000**

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»


Интернет-магазин: www.stoprana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский ГО, д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150 – 69 (от -50 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150 – 69(от -50 °С до +50°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация использованного изделия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к медицинским отходам для класса Б.



«Беречь от влаги» ГОСТ 14192-96

«Все заживет®»

Сшито и заверено печатью
(мск) лист 66

Организация: ООО «НПМ»
Должность: Исполнит. директор
ФИО: Быков






Фото 1. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» размером 15×15 см





Фото 2. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная, (с лидокаином) «Полипран-Лк», размером 10×15 см




Фото 3. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, адгезивная, окислительно-восстановительная (с перекисью водорода и метилгидроксиэтилксиметилхиноксалиндиоксидом) «Полипран-Дд», размером 15×15 см





Фото 4. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная, (с тримекаином) «Полипран-Тк», размером 15×15 см

12 05 21
120521M
05 2024

Все зафиксировано.

Показания к применению: лечение гранулирующих ран, трофических язв, ожогов, пролежней, сопровождающихся болевым синдромом, оказывает локальное обезболивающее действие, обладает микро- и водонепроницаемостью пленки, способствует восстановлению кожного покрова.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав повязки.

Состав: сополимер винилацетата, лидокаин.

Условия хранения: 2 (С) ГОСТ 15150 - 69 (от -50°C до +40°C при

относительной влажности не более 98%).

Условия транспортирования: по условиям хранения - 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 (от -50°C до +50°C

при относительной влажности воздуха не более 98%).

Указания по использованию изделия приводятся в инструкции к применению Свидетель 2.1.3694-21 и индивидуальных инструкциях к изделию.

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку и достать повязку. Пленка в виде прозрачной пленки находится между двумя защитными слоями. 2. При необходимости повязку можно разрезать с помощью ножниц, не удаляя защитные слои. 3. Снять с повязки оба защитных слоя. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность так, чтобы повязка выступала на 10-20 мм за края раны. Пленка фиксируется на здоровой коже самоклеющимся. Если рана сухая, смочить по краям дистиллированной водой. 5. При необходимости можно наклеить 1-2 слоями с/б бинта или эластичным фиксирующим «Роллестэп». Переносимость повязки определяется состоянием раны.

Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта.

Повязка не предназначена для повторного применения.

Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран»

по ТУ 9393-010-52708501-2005

Исполнение: повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная (с лидокаином) «Полипран-Лк»



Полипран

повязка раневая

пленочная

с лидокаином

для лечения ран различной глубины

15 x 15 см 1 штука

STERILE (R)

ТУ 9393-010-52708501-2005



Все зафиксировано.

Показания к применению: лечение гранулирующих ран, трофических язв, ожогов, пролежней, сопровождающихся болевым синдромом, оказывает локальное обезболивающее действие, обладает микро- и водонепроницаемостью пленки, способствует восстановлению кожного покрова.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав повязки.

Состав: сополимер винилацетата, лидокаин.

Условия хранения: 2 (С) ГОСТ 15150 - 69 (от -50°C до +40°C при

относительной влажности не более 98%).

Условия транспортирования: по условиям хранения - 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 (от -50°C до +50°C

при относительной влажности воздуха не более 98%).

Указания по использованию изделия приводятся в инструкции к применению Свидетель 2.1.3694-21 и индивидуальных инструкциях к изделию.

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку и достать повязку. Пленка в виде прозрачной пленки находится между двумя защитными слоями. 2. При необходимости повязку можно разрезать с помощью ножниц, не удаляя защитные слои. 3. Снять с повязки оба защитных слоя. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность так, чтобы повязка выступала на 10-20 мм за края раны. Пленка фиксируется на здоровой коже самоклеющимся. Если рана сухая, смочить по краям дистиллированной водой. 5. При необходимости можно наклеить 1-2 слоями с/б бинта или эластичным фиксирующим «Роллестэп». Переносимость повязки определяется состоянием раны.

Применять по назначению врача. Отпускается без рецепта.

Повязка не предназначена для повторного применения.

Полипран

повязка раневая

пленочная

с лидокаином

для лечения ран различной глубины

15 x 15 см 1 штука

STERILE (R)

ТУ 9393-010-52708501-2005

стерильно - sterile - стерильно

стерильно - sterile - стерильно

Фото 5. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная, (с лидокаином) «Полипран-Лк», размером 15×15 см, индивидуальная упаковка





Фото 6. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная, (с лидокаином) «Полипран-Лк», размером 15×15 см, групповая упаковка – 30 штук

STERILE R

Повязка раневая, пленочная, стерильная «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005

Исполнение: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная «Полипран с лидокаином»

ПУ № ФСР 2008/02201 от 17.03.2015 г

Размер 15 x 15см

Количество групповых упаковок	14
Количество повязок в групповой упаковке	30
Кол-во повязок в коробе	420

Дата изготовления	12 05 21
Серия №	120521M
Использовать до	05.2024

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.storpana.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский ГО, д. Жучки, д.2н. Тел: +7(495)984-58-79

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150 – 69 (от -50 °С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ 4) ГОСТ 15150 – 69(от -50 °С до +50°С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация использованного изделия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к медицинским отходам для класса Б.



«Беречь от влаги» ГОСТ 14193-96
«Все заживает»

Фото 7. Повязка раневая, пленочная, стерильная, «Полипран» по ТУ 9393-010-52708501-2005, на примере исполнения: Повязка раневая, пленочная, обезболивающая, стерильная, (с лидокаином) «Полипран-Лк», размером 15×15 см, транспортный короб

Организация: ООО «ННМ»
Должность: Исполнит. директор
ФИО: Быков А.Ю.

