



REF 1P37-01

IVD

K3086R
G6-4997/R03

ARCHITECT Urine NGAL калибраторы ARCHITECT Urine NGAL Calibrators

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford Ireland (Ирландия) / Состав: 6 фл. х 4,0 мл
РУ № ФСЗ 2010/08262

Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления *In Vitro* маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i / Серию, срок годности, дату производства, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, тел.: (495) 258-42-70 (80), факс: (495) 258-42-71 (81)



REF 1P37-10

IVD

K3087R
G6-4998/R04

ARCHITECT Urine NGAL контроли ARCHITECT Urine NGAL Controls

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford Ireland (Ирландия) / Состав: 3 фл. х 8,0 мл
РУ № ФСЗ 2010/08262

Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления *In Vitro* маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i / Серию, срок годности, дату производства, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, тел.: (495) 258-42-70 (80), факс: (495) 258-42-71 (81)



REF 1P37-25

IVD

K3088R
G6-4999/R04

ARCHITECT Urine NGAL реагент ARCHITECT Urine NGAL Reagent

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford Ireland (Ирландия) / Состав: микрочастицы 1 фл. х 6,6 мл; конъюгат 1 фл. х 5,9 мл

РУ № ФСЗ 2010/08262

Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления *In Vitro* маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i / Серию, срок годности, дату производства, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, тел.: (495) 258-42-70 (80), факс: (495) 258-42-71 (81)



REF 2P54-01

IVD

K3097R
G6-7099/R04

ARCHITECT опухолевый маркер HE4 калибраторы / ARCHITECT HE4 Calibrators

Производитель: Fujirebio Diagnostics, Inc., 201 Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355, USA; Abbott GmbH & Co. KG Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Состав: 6 фл. х 4,0 мл

РУ № ФСЗ 2010/08262

Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления *In Vitro* маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серию, срок годности, дату производства, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



REF 2P54-10

IVD

K3099R
G6-7100/R04

ARCHITECT опухолевый маркер HE4 контроли / ARCHITECT HE4 Controls

Производитель: Fujirebio Diagnostics, Inc., 201 Great Valley Parkway,
Malvern, PA 19355, USA; Abbott GmbH & Co.KG Max-Planck-Ring 2, 65205
Wiesbaden, Germany / Состав: 3 фл. х 8,0 мл
РУ № ФСЗ 2010/08262

Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления *In Vitro*
маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом
анализаторе ARCHITECTi / Инструкция по применению на русском
языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серию, срок годности, дату
производства, условия хранения, страну происхождения и графические
символы см. на оригинальной упаковке Расшифровку графических
символов см. в инструкции Авторизованный представитель
изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО
«Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия,
г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



REF 2P54-25

IVD

K3098R
G6-7101/R04

ARCHITECT опухолевый маркер HE4 реагент/ ARCHITECT HE4 Reagent

Производитель: Fujirebio Diagnostics, Inc., 201 Great Valley Parkway,
Malvern, PA 19355, USA; Abbott GmbH & Co.KG Max-Planck-Ring 2, 65205
Wiesbaden, Germany / Состав: микрочастицы: 1 фл. х 6,6 мл;
конъюгат: 1 фл. х 5,9 мл
РУ № ФСЗ 2010/08262

Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления *In Vitro*
маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом
анализаторе ARCHITECTi / Инструкция по применению на русском языке:
www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серию, срок годности, дату
производства, условия хранения, страну происхождения и графические
символы см. на оригинальной упаковке / Расшифровку графических
символов см. в инструкции / Авторизованный представитель
изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт
Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А,
строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

____ листов

Подпись _____



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:
«Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления in vitro
маркеров повреждения почек и рака яичников на иммунохимическом анализаторе
«ARCHITECT i»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Σ 1 x 100

IVD

CE



ARCHITECT HE4 Reagent Kit

MICROPARTICLES

1 x 6.6 mL

CONJUGATE

1 x 5.9 mL



WARNING: SENSITIZER




Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


PRODUCED FOR ABBOTT BY

Hydrex Diagnostics Inc., Mahwah, NJ 10955 USA


PRODUCT OF USA



Abbott








ARCHITECT HE4 Calibrators

			pmol/L
CAL A	1 X	4.0 mL	0
CAL B	1 X	4.0 mL	30
CAL C	1 X	4.0 mL	100
CAL D	1 X	4.0 mL	250
CAL E	1 X	4.0 mL	750
CAL F	1 X	4.0 mL	1500



WARNING: SENSITIZER



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics Inc., Mavert, PA 19355 USA

PRODUCT OF USA

 **Abbott**









ARCHITECT HE4 Controls

		CONC (pmol/L)	RANGE (pmol/L)
CONTROL L	1 x 8.0 mL	50	35.0 - 65.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	175	122.5 - 227.5
CONTROL H	1 x 8.0 mL	700	490.0 - 910.0



WARNING: SENSITIZER



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics Inc., Malvern, PA 19355 USA

PRODUCT OF USA



Abbott








1 x 100

IVD



ARCHITECT Urine NGAL Reagent Kit

MICROPARTICLES

1 x 6.6 mL

CONJUGATE

1 x 5.9 mL



WARNING: SENSITIZER



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND



Abbott






IVD



ARCHITECT Urine NGAL Calibrators

			ng/mL
CAL A	1 x	4.0 mL	0.0
CAL B	1 x	4.0 mL	10.0
CAL C	1 x	4.0 mL	100.0
CAL D	1 x	4.0 mL	500.0
CAL E	1 x	4.0 mL	1000.0
CAL F	1 x	4.0 mL	1500.0



WARNING: SENSITIZER



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND



Abbott








ARCHITECT Urine NGAL Controls

		CONC	RANGE
		ng/mL	ng/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	20.0	11.0 - 29.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	200.0	110.0 - 290.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	1200.0	660.0 - 1500.0



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND



WARNING: SENSITIZER







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

