

MARUGA

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:

Имплантат внутридермальный стерильный для мягких тканей PROFHILO® BODY (ПРОФАЙЛО БОДИ)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «МАРУГА»




Карапетян А.К.

Почтовый адрес: 117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе, 62, стр. 1, корп. 7
тел./факс: +7 (495) 777 67 07
www.maruga.ru

ООО «МАРУГА»
Юридический адрес: 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, дом 1, стр. 1, ком. 5.
ОГРН 1077763633606, ИНН/КПП 7708656850 / 771601001



I. Имплантат внутридермальный стерильный для мягких тканей PROFHILO® BODY (ПРОФАЙЛО БОДИ)



NAHYCO®
HYBRID TECHNOLOGY



PROFHILO®

3,2% - 48 mg (H-HA) + 48 mg (L-HA)/3 ml
Acido ialuronico sale sodico

Siringa pre-riempita da 3 ml + 2 aghi

3.2% - 48 mg (H-HA) + 48 mg (L-HA)/3 ml
Hyaluronic acid sodium salt

3 ml pre-filled syringe + 2 needles



Имплантат внутридермальный стерильный для мягких тканей PROFHILO® BODY (ПРОФАЙЛО БОДИ), объемом 3 мл

Составе:

1. Имплантат внутридермальный, инъекционный в шприце 3 мл – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, варианты исполнения: KN-2913RBS, внешний диаметр иглы 29G (0,33 мм), длина иглы 12 мм, длинный срез под углом 12° (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2018/7086 от 26.04.2018г.) – 2 шт.
3. Этикетка самоклеящаяся для отслеживания медицинского изделия – 2 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № _____

Номер серии, срок годности, условия хранения, содержимое и графические символы указаны на оригинальной упаковке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

IBSA Farmaceutici Italia Srl, Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi (LO) Italia

тел.: +39 0371 6171, факс: +39 0371 617244, info@ibsaderma.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИГЛЫ: TERUMO Europe N. V. Interleuvelaan 40 3001 Leuven Belgium

ДИСТРИБЬЮТОР:

IBSA Farmaceutici Italia Srl Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi – Italia,


тел.: +39 0371 6171, факс: +39 0371 617244, www.ibsaderma.com

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ

Общество с ограниченной ответственностью "МАРУГА" (ООО «МАРУГА»)

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 1, строение 1, комната 5

Тел.: +7 (495) 777-67-07, E-mail: maruga@maruga.ru



IBSA Farmaceutici Italia srl Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi - ITALY
info@ibsaderma.com
MADE IN ITALY

ue.

nico.

- (LT) 3,2% - 48 mg (H-HA) + 48 mg (L-HA)/3 ml hialurono rūgšties natrio druska.
3 ml pripildytas švirkštas ir 2 adatos.

Parduodamas tik su receptu.

Intraderminę injekciją gali atlikti tik gydytojas.

- (NL) 3,2% - 48 mg (H-HA) + 48 mg (L-HA)/3 ml Hyaluronzuur natriumzout.
3 ml voorgevulde spuit + 2 naalden.

Alleen te verkopen op medisch voorschrift.

De Intradermische injectie mag alleen door een arts worden toegediend.

- (RU) 3,2% - 48 мг (H-HA) + 48 мг (L-HA)/3 мл Натриевая соль гиалуроновой кислоты.
Заполненный шприц 3 мл + 2 иглы.

Продажа только по предписанию врача.

Внутрикожная инъекция должна производиться только медицинским работником.

- (EL) Νατριούχο άλας υαλουρονικού οξέος 3,2% - 48 mg (H-HA) + 48 mg (L-HA)/3 ml.
Προγεμισμένη σύριγγα 3 ml + 2 βελόνες.

Πωλείται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής.

Η διαδερμική ένεση χορηγείται μόνο από ιατρό.

- (AR) ملح الصوديوم من حمض الهالورونيك 3.2% - 48 mg (H-HA) + 48 mg (L-HA)/3 مل.

محقنة مسبقة التعبئة 3 مجم.

لا تُباع إلا بوصفة طبية.

لا ينبغي إعطاء الحقنة داخل الأدمة إلا بواسطة طبيب.

Validità: 36 mesi.
La data di scadenza
indica la validità
massima del
dispositivo medico.



Shelf life: 36 months.
The expiry date
indicates the
maximum validity of
the medical device.

Ago
Needle
Aiguille
Aguja
Nadel
Aguilha
Adata
Naald
Vrma
Belónva
إبرة

29G x 1/2":



TERUMO Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
Belgium



Cod. 18477 Ed. 1/02.20

ПРОФИЛО
Б О Д У



hydroACTION ●●●●●●
liftACTION ●●●●○
CROSS-LINKING □□□□□



GTIN 8033638954935
SN 03000025125KVNT
LOT 2009045
EXP 2023 09

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.
Генеральный директор
ООО «МАРУГА»
Карапетян А.К.

