



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ

акад. РАН, д-р мед. наук, проф.

И.А. Дятлов




2022 г.

Фотографические изображения


«Набор реагентов Экспресс-тест для выявления антигена SARS-CoV-2
методом мембранно-иммунохроматографического анализа

(Экспресс-тест COVID-19 Ag) по ТУ 21.20.23-360-78095326-2022, серия 04»

Общий вид изделия




Samsung Quad Camera
Снято на Galaxy A31



А)

1а) внешний вид упаковки изделия, лицевая сторона коробки



2а) внешний вид упаковки изделия, задняя сторона коробки



Серия: 04
 Дата изготовления: 01.2022
 Годен до: 01.2024
 РУ №
 ТУ 21.20.23-360-78095326-2022
 Условия хранения от 2°C до 8°C

Б)


16) внешний вид и маркировка **правой боковой стороны** коробки с набором реагентов

Набор рассчитан на анализ 20 образцов

Состав набора реагентов:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке 20 шт.
 Зонд медицинский одноразовый стерильный,
 производства ООО "ФармМедПолис РТ"
 РУ №РЗН 2021/13989 от 26.11.2021 г. 20 шт.
 Раствор для экстракции..... 8,0 мл
 Флакон-капельница..... 1 шт.
 Пробирка для экстракции и
 колпачок-капельница..... 1 пакет по 20 шт.
 Инструкция по применению..... 1 шт.

26)- маркировка **левой боковой стороны** коробки с набором реагентов



в) внешний вид Тест-кассеты в индивидуальной упаковке

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

Экспресс-тест COVID-19 Ag


Тест-кассета

ТУ 21.20.23-360-78095326-2022

Только для in vitro диагностики

Серия: 04	Осторожно хрупкое
Дата изг.: 01.2022	Бойтся сырости
Годен до: 01.2024	Условия хранения от 2°C до 8°C
ру №:	

г) маркировка Тест-кассеты



д) внешний вид тест-кассеты




ж) внешний вид Зонда медицинского одноразового стерильного
(производитель ООО «ФармМедПолис РТ»)



з) внешний вид флакона с Раствором для экстракции

ФБУН ГНЦ ПМБ
Раствор для экстракции
 IVD 8,0 мл
 Серия: 04 Годен до: 01.2024
 Условия хранения: от 2°C до 8°C

и) маркировка флакона с Раствором для экстракции



к) пакет с замком, содержащим 20 пробирок для экстракции и 20 колпачков-капельниц

ФБУН ГНЦ ПМБ

**Пробирка для экстракции
и колпачок-капельница**

Количество: пробирка для экстракции..... 20 шт.
колпачок-капельница..... 20 шт.

IVD

л) маркировка пакета с замком, содержащим 20 пробирок для экстракции и 20 колпачков-капельниц

сверено, прошнуровано

своим подписью и печатью

8 (восьмью)

04

Подпись

"

04



Сергеев