

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству и регистрации

ООО "Сименс Здравоохранение"

А.В. Фирстова

" сентября 2022 г




МАРКИРОВКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК


Система рентгенодиагностическая цифровая Multitom Rax с принадлежностями

Многофункциональная
система рентгенодиагностики
Multitom Rax

Расположение табличек Multitom Rax




- (1) Штатив рентгеновской трубки
- (2) Многолепестковый коллиматор
- (3) Стойка детектора
- (4) Стол пациента
- (5) Пульт управления рентгеноскопией
- (6) Детектор MAX wi-D и MAX mini
- (7) Шкаф генератора (не показан)



Штатив рентгеновской трубки


(1) Таблички 4, 7

(2) Таблички 5




Стойка детектора

Таблички 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15



Стол пациента

Таблички 7



Пульт управления рентгеноскопией и модуль в аппаратной

Таблички 10



Генератор (пример)

Таблички с данными системы Multitom Rax

Multitom Rax



UDI

(01) 04058869009179 GTIN
(240) 10860700
(422) 276
(21) xxxx

SYSTEM IVK

MODEL
ORIGIN DE
SERIAL SN

CE
0123



MD CONFIG



Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Made in Germany


Идентификационная табличка системы

Таблички 2




Табличка сертификации продукта SGS

Таблички 3



Второй набор табличек — детектор



Идентификационная табличка (примеры)

This product complies with DHHS regulations
21 CFR Subchapter J, applicable at date of
manufacture.

Manufactured:

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127, 91052 Erlangen
Germany

Перевод на русский:

Этот продукт соответствует требованиям DHHS 21
свода федеральных нормативных актов,
подраздел J, действующим на дату производства.
Изготовлено:

Siemens Healthcare GmbH(Сименс Хелска ГмбХ)
Henkestr 127, 91052 Erlangen, Germany(Германия)

Табличка DHHS

Таблички 4

SECOND SET OF LABELS
TUBE HOUSING ASSEMBLY

Второй набор табличек — рентгеновская трубка

SIEMENS

OPTITOP 150/40/80HC – 100		CE 0123
		
(1P) Model No.	03345209	 2014 IVK
(S) Serial No.	408011552	
		
Medical electrical Equipment. With Respect to Electrical Shock, Fire and Mechanical Hazards only in Accordance with UL 60601-1 2458		 1.5 AI/75 Total filt.: 2.5 AI 150KV IEC 60613:2010
Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi No.112, Meiyu Road, 214028 Wuxi, Jiangsu, P. R. China		
Made in China		

SIEMENS

OPTITOP 150/40/80HC-100



(01) 04056869009315 GTIN
 (240) 3345209 MODEL
 (422) 156 ORIGIN CN
 (21) XXXX SERIAL



2016 0123

IVK
1.5Al/75
150kV-IEC60613

Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi
 No. 112, Meiyu Road, 214028 Wuxi, Jiangsu, P.R.China

Made in China

SIEMENS

Tube: OPTITOP 150/40/80HC




(1P) Model No. 03345233

(S) Serial No. 800521452


 0.6 IEC 60336


 1.0 IEC 60336

Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi
 No.112, Meiyu Road, 214028 Wuxi, Jiangsu, P. R. China

Made in China

SIEMENS

OPTITOP 150/40/80HC



(01) 04056869009322 GTIN
 (240) 03345233 MODEL
 (422) 156 ORIGIN CN
 (21) XXXX SERIAL


 0.6


 1.0

IEC 60336

Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi
 No. 112, Meiyu Road, 214028 Wuxi, Jiangsu, P.R.China

Made in China

Идентификационная табличка (примеры)

This product complies with DHHS regulations
 21 CFR Subchapter J, applicable at date of
 manufacture.

Manufactured:

Siemens Healthcare GmbH
 Henkestr. 127, 91052 Erlangen
 Germany

Перевод на русский:

Этот продукт соответствует требованиям DHHS 21
свода федеральных нормативных актов,
подраздел J, действующим на дату производства.
Изготовлено:

Siemens Healthcare GmbH(Сименс Хелскэа ГмбХ)
Henkestr 127, 91052 Erlangen, Germany(Германия)

Табличка DHHS

Таблички 5



Табличка с предупреждением «Неионизирующее излучение»

Таблички 6



Табличка разрешения INMETRO — только для Бразилии

Registro ANVISA:

1034516328

Регистрационная табличка — только для Бразилии

Таблички 7



Табличка министерства здравоохранения Саудовской Аравии —
только для Саудовской Аравии



Табличка разрешения министерства здравоохранения Саудовской Аравии — толь
ко для министерства внутренних дел Саудовской Аравии

Таблички 8



Табличка разрешения для стран ЕЭС — только для России, Киргизии, Казахстана

Таблички 9

运行模式: 间歇加载连续运行
Operation Mode:
Continuous operation with
intermittent loading

Табличка режима эксплуатации — только для США, Канады

Таблички 10

WARNING!

THIS X-RAY UNIT MAY BE DANGEROUS TO
PATIENT AND OPERATOR UNLESS SAFE EXPO-
SURE FACTORS, OPERATING INSTRUCTIONS
AND MAINTENANCE SCHEDULES ARE OBSERVED.

Табличка с предупреждением DHHS о радиоактивном излучении —
только для США

SIEMENS

数字化X射线摄影透视系统

产品型号: Multitom Rax

所属类型: I类

运行模式: 间歇加载连续运行

电 源: 3~, 380VAC, 50Hz

输入功率: 126kVA

注册证编号: 国械注进20173301303

注册人名称: Siemens Healthcare GmbH 西门子医疗有限公司

住所及联系方式: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, 德国

生产地址: Siemensstr. 1, 91301 Forchheim, 德国

代理人名称: 西门子医疗系统有限公司

住所及联系方式: 中国 (上海) 自由贸易试验区英伦路38号五层516室

德国制造

Табличка разрешения — только для Китая

Таблички 11

Manufacturing date : 生产日期 :

Month/Year 月/年

11/2014

Expected service life 使用期限 :

Refer to IFU 见说明书

Производственные таблички — только для Китая



Табличка RoHS — только для Китая



Табличка с предупреждением об излучении — только для Китая

Таблички 12

Registration no.:

Malaysia Authorised Representative:

**Siemens Healthcare Sdn Bhd
Level 16-1 & 16-2 CP Tower,
No. 11, Jalan 16/11, Pusat Dagang Seksyen 16,
46350 Petaling Jaya
Phone: 1800 888 872**

Табличка разрешения — только для Малайзии

Таблички 13

Diproduksi oleh:
Siemens Healthcare GmbH
Siemensstr. 1, 91301 Forchheim
Germany

Diimpor oleh:
PT. Siemens Indonesia
Jl A.Yani No.2 Kav 67-68
Jakarta – Indonesia
KEMENKES RI AKL.

Табличка разрешения — только для Индонезии

Таблички 14

Система рентгеновська діагностична

Multitom Rax

Уповноважений представник на
території України



ТОВ «СІМЕНС МЕДИЦИНА»
вул. М. Грінченка, 4-В,
м. Київ, 03680, Україна
Тел./факс: +38(044) 390-7000

Табличка разрешения — только для Украины

Таблички 15

Article 22 Comb. Multitom Rax

COMBI




(01) 04056869295510 GTIN
(240) 11573886 MODEL
(20) 00 REV

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Арт. Табличка 22 MDR Combi

Таблички на многолепестковом коллиматоре



(1) Задняя сторона



Следуйте указаниям, приведенным в руководстве пользователя

This product complies with DHHS regulations 21 CFR Subchapter J, applicable at date of manufacture.

Manufactured:

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127, 91052 Erlangen
Germany

Перевод на русский:

Этот продукт соответствует требованиям DHHS 21 свода федеральных нормативных актов, подраздел J, действующим на дату производства.

Изготовлено:

Siemens Healthcare GmbH(Сименс Хелскэа ГмбХ)
Henkestr 127, 91052 Erlangen, Germany(Германия)


Табличка DHHS



Идентификационная маркировка CSA



Перевод на русский:




Этикетка UL



Перевод на русский:



Табличка "Фильтрация 1,0 мм"




Идентификационная наклейка

(2) Коллиматор






Перевод на русский:



ВНИМАНИЕ! ЛАЗЕР



Перевод на русский:



ВНИМАНИЕ! ЛАЗЕР 2 КЛАССА

Таблички на детекторах MAX wi-D и MAX mini

Таблички на задней стороне детектора



Идентификационная наклейка



Табличка с предупреждением "Неионизирующее излучение"




Табличка об утилизации




Степень защиты типа В

Табличка системы визуализации FLUOROSPOT Compact




Табличка сертификации продукта SGS

Таблички на упаковке Multitom Rax



Multitom Rax



(01) 04058880000179

(240) 10860700

(422) 276

(21) xxxxx

GTIN

MODEL

ORIGIN DE

SERIAL

CE
0123

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Made in Germany


Идентификационная табличка системы

Technische Unterlagen	Technische Unterlagen
Technical documentation	Technical documentation
Documentation techniques	Documentation techniques
Documentación técnica	Documentación técnica

Табличка документации



Транспортировочная табличка



Табличка условий окружающей среды



Табличка INMETRO на упаковке — только для Бразилии

Not for
retail sale

Табличка на упаковке — только для Индии

380V
60 Hz

Табличка на упаковке — только для Саудовской Аравии

注册证编号 Registration No.:
国械注进 20143301234

Табличка на упаковке — только для Китая

德国制造

Made in Germany

Табличка «Сделано в Германии» — только для Китая

Система рентгеновська діагностична

Multitom Rax

Уповноважений представник на
території України



UA.TR.101.

ТОВ «СІМЕНС МЕДИЦИНА»

вул. М. Грінченка, 4-В,
м. Київ, 03680, Україна

Тел./факс: +38(044) 390-7000


Табличка на упаковке — только для Украины



Табличка на упаковке — только для Малайзии



Табличка на упаковке для стран ЕЭС — только для России, Киргизии, Казахстана



Всего прошито и пронумеровано 2 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»



Руководитель направления по регистрации продукции
для диагностической визуализации,
высокотехнологичной терапии и
ультразвуковой диагностики


ООО «Сиенс Здравоохранение»

Е.С. Тисленко



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Система рентгенодиагностическая цифровая Multitom Rax с принадлежностями



Общий вид медицинского изделия «Система рентгенодиагностическая цифровая Multitom Rax с принадлежностями»


1. Вариант исполнения 1, в составе:



1. Потолочный штатив с блоком рентгеновской трубки, многолепестковым коллиматором и сенсорным интерфейсом




2. Потолочный штатив с детектором RAX



3. Генератор рентгеновский Polydors F65



4. Устройство измерения дозы



5.1 Потолочные рельсы стандартной длины




5.2 Потолочные рельсы стандартной длины



6. Стол пациента



7. Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



7.1 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



7.2 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Multitom Rax


Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

8. Документация пользователя на русском языке

II. Вариант исполнения 2, в составе:




1. Потолочный штатив с блоком рентгеновской трубки, многолепестковым коллиматором и сенсорным интерфейсом



2. Потолочный штатив с детектором RAX



3. Генератор рентгеновский Polydors F65



4. Устройство измерения дозы




5.1 Потолочные рельсы стандартной длины



5.2 Потолочные рельсы стандартной длины



6. Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



6.1 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



6.2 Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Multitom Rax

Руководство пользователя – VF11 и более поздние версии

7. Документация пользователя на русском языке

III. Принадлежности:




1. Дека стола пациента




2. Беспроводной плоский детектор MAX wi-D




3. Беспроводной плоский детектор MAX mini




4. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX wi-D (15/80, F115)




5. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX wi-D (5/85, F115)




6. Съёмная отсеивающая решётка для детектора MAX mini (5/85, F115)




7. Зарядное устройство для детекторов




8. Точка доступа беспроводного соединения WLAN для детекторов.



9. Решетка отсеивающая универсальная (13/92, F115-180).




10. Решетка отсеивающая (15/80, F180).



11. Решетка отсеивающая (15/80, F300).



12. Настенный держатель для отсеивающих решеток.



13. Решетка отсеивающая для 3D обследований (13/92, F115).




14. Программный режим для увеличения мощности генератора до 80 кВт.




15. Консоль управления в комнате для обследований на тележке.




16. Педальный переключатель для рентгеноскопии и рентгенографии.



17. Программный режим для флюороскопии.



18. Программный режим для радиологии.



A screenshot of a Notepad window titled "license.dat - Notepad". The window displays a list of feature definitions in a structured text format. Each entry starts with "FEATURE" followed by the feature name, version, date, and a backslash. Below each entry, there are three lines of data: a hexadecimal string, "VENDOR_STRING=", and "HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490".

```
license.dat - Notepad
File Edit Format View Help

FEATURE MultiModalityView SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
7E49C389C5D8C4EF5B5D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
AE9943F9244088682C7C VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE HIGHSPEED_FLUORO SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
0E494359EE203AE3D2E6 VENDOR_STRING=BU_AX \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE BASIC_FLUORO SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 0E1963092BDA80130DD2 \
VENDOR_STRING=BU HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490


FEATURE ACQUIRE3DIMAGES SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
DE1903C94929B5F21030 VENDOR_STRING=BU \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE ACQUIRE3DSIDE SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 0ED93389F6458A18105C \
VENDOR_STRING=BU HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490


FEATURE ACQUIRE3DTABLE SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 4E4943A925F71D735DB5 \
VENDOR_STRING=BU HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE ACQUIRE3DUPRIGHT SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
6E4973F961652F02082A VENDOR_STRING=BU \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490
```


19. Программный режим для мультимодальной визуализации.




20. Программный режим субтракционной ангиографии.



21. Программный режим SmartOrtho.



22. Настенное зарядное устройство для детектора.



```
license.dat - Notepad
File Edit Format View Help

# [SOH]
# BU: XP
# Systemname: Multitom Rax
# System MaterialNumber: 10860700
# System SerialNumber: 10003
# Workplace Type: GI
# HW_ID MaterialNumber: 10502039
# HW_ID SerialNumber (=ID): 39002490
# Creation Date: 2016 10 26 09 59 21
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE ReferenceImageC SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
2E79D359F3F0B5EF0328 HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490


FEATURE DVDRecorder SAG_med 6.0 25-oct-2017 0 5E79F399CC0CA5D8236E \
VENDOR_STRING=FLCompact HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE OrthoFL-C SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 4E99534962C7480B9825 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490


FEATURE R80 SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 7E39831947FDAB38E3F8 \
VENDOR_STRING=R80 HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE AUTOMATIC_POSITIONING SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
4E89E3D9387F14D9C2C1 VENDOR_STRING=BU \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490
```

23. Лицензионный ключ для программного режима RAXOrtho.



24. Стойка Ortho для панорамного сканирования.



25.1 Линейка с держателем для стойки Ortho.




25.2 Линейка с держателем для стойки Ortho.




26. Монитор на тележке для комнаты обследований




27. Два монитора на тележке прямого/референтного изображения для комнаты обследований.




28. Монитор в комнате для обследований




29. Монитор референтного изображения для пультовой




30. Программный режим DICOM Worklist/MPPS.




31. Программный режим архивированных изображений DICOM Query Retrive.




32. Внешний DVI интерфейс.



33. Интерфейс для подключения принтера.




34. Внешний диск USB.




35. Компенсационный фильтр, нога



36. Устройство DVD.



37. Лазерный оптический центратор.




38. Программный режим кинопетли.




39. Держатель детектора для универсальной стойки.



40. Дополнительный аккумулятор для детекторов.




41. Компрессионный ремень.




42. Ремень для фиксации пациента.



43. Опорная ручка.



44. Матрац для позиционирования пациента.



45. Стул для позиционирования пациента.




46. Держатель рулона бумаги.




47. Напольная педаль для переговорного устройства.




48. Переговорное устройство врач – пациент.




49. Компенсационный фильтр, таз.




50. Компенсационный фильтр, череп взрослого.




51. Компенсационный фильтр, нога.




52. Компенсационный фильтр, череп ребенка.




53. Компенсационный фильтр, плечо.



54. Компенсационный фильтр, Т-позвоночник, L-позвоночник.



55. Держатель фильтров.



56. Сумка для аксессуаров.



57. Удлинение потолочных рельсов.




58. Дополнительные продольные направляющие.




59. Стол консоли управления.



60.1 Источник бесперебойного питания.



60.2 Источник бесперебойного питания.



60.3 Источник бесперебойного питания.



61. Шкаф для кабелей.

FileApplicationsTransferEditViewImageToolsScrollOptionsHelp

Siemens Healthcare Service Software - Internet Explorer provided by Siemens Healthcare

Configuration

Service Key Expiry Date: 20180126

Reports
Home

System Options

-Local Host

Site Info
TCP/IP LAN
Routing
Users
MonitorType

- Security

Settings
Additional Settings

- Service

Mail
FTP
AutoTransfers
Eventlog
Backup/Restore
Licensing

-DICOM

General
Character Set
Structured Reports
Offline Devices
Network Nodes

-Import/Export

Directories

-Leo Components

Leo Components

General Settings
Select New License File
License Servers Settings

License Details

Available Features


AXWS_DSAVIEWER_HIGHSPEED	1.0	26-Jan-2018	no	available	^
SYNGO_GENERAL_LICENSE	43.1	26-Jan-2018	no	available	
FILM_PAPER_PRINTER	1.0	26-Jan-2018	no	available	v
FILM_VFS	1.0	26-Jan-2018	no	available	
SECURITY_PRIVACY_BASIC	32.08	26-Jan-2018	no	available	

Feature Details


Features with errors: 0
Missing required features: 1

LM_LICENSE_FILE = "C:\Leonardo\config\Licensing\license.dat"


62. Программный режим удалённого доступа Expert-i.




63. Программный режим информационной безопасности расширенный Security Advanced.




64. Программный режим информационной безопасности Security Package.




65. Программный режим панорамного сканирования Ortho Composing.




66. Программный режим 3D визуализации.




67. Программный режим сканирования в положении лёжа Real 3D.



68. Программный режим сканирования под нагрузкой Real 3D.




69. Программный режим сканирования со стороны стола Real 3D.



70. Дополнительная рабочая станция оператора (не более 2 шт.), в составе:

- программное обеспечение;
- мониторы, не более 5 шт.;
- системный блок;
- мышь;
- клавиатура.



```
File Edit Format View Help
# [SOH]
# BU: XP
# Systemname: Multitom Rax
# System MaterialNumber: 10860700
# System SerialNumber: 10003
# Workplace Type: G1
# HW_ID MaterialNumber: 10502039
# HW_ID SerialNumber (=ID): 39002490
# Creation Date: 2016 10 26 09 59 21
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE ReferenceImageC SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
2E79D359F3F0B5EF0328 HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490


FEATURE DVDRecorder SAG_med 6.0 25-oct-2017 0 5E79F399CC0CA5D8236E \
VENDOR_STRING=FLCompact HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE OrthoFL-C SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 4E99534962C7480B9825 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE R80 SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 7E39B31947FDAB38E3F8 \
VENDOR_STRING=R80 HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490

FEATURE AUTOMATIC_POSITIONING SAG_med 1.0 25-oct-2017 0 \
4E89E3D9387F14D9C2C1 VENDOR_STRING=BU \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39002490
```

71. Лицензия временная для программного режима панорамного сканирования Ortho Composing.




72. Лицензия временная для программного режима 3D визуализации.



73. Подлокотник для сканирования в режиме Real 3D.



74. Универсальная стойка для сканирования в режиме Real 3D.



75. Платформа пациента для универсальной стойки Real 3D.



76. Мобильный держатель детектора.



77. Настенный держатель детектора.



78. Многофункциональный беспроводной ножной переключатель.




79. Расширение деки стола.




80. Беспроводной пульт дистанционного управления.



81. Опора предплечья.



82. Шаблоны пятипольные.



83. Пакет аппаратной защиты.

Material	14459937	Virtual Workstation	
Branche	M	Maschinenbau	
Materialart	VBLO	Vertriebsblock	
DispoStufe	001		
Erstanlage durch	KRETJOSG	am	10.08.17
letzte Änderung	KRETJOSG	am	26.07.19

84. Лицензионный ключ виртуальной рабочей станции.




85. Мониторы прямого/референтного изображения для пультовой.




86. Распределитель энергии.




87. Клавиатура.




88. Программный режим установки коллиматора по последнему кадру.



89. Программный режим установки центрального луча по последнему кадру.



90. Программный режим для анализа изображений.



91. Консоль управления в пультовой.

Material	14460062	X-ray Analytics
Branche	M	Maschinenbau
Materialart	VBLO	Vertriebsblock
DispoStufe	001	
Erstanlage durch	KRETJOSG	am 03.11.17
letzte Änderung	GANZMIEB	am 21.11.18



Всего прошито и пронумеровано
60 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

