

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БМТ»

Зимин А.В.

«20» ноября 2020 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Система лазерная ОСТАХ для вспомогательных репродуктивных технологий с принадлежностями,
варианты исполнения»




1.1. Модуль лазерный OCTAX LaserShot M.




1.2. Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (универсальный).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Nikon Ti).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE-2000).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Nikon Ti-2).




Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX 53/73/83).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX 51/71/81).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Ax 200/A1).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI 3000/4000/6000).






Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE, Ti и Ti-2);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX 53/73/83 и IX 51/71/81);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI 3000/4000/6000);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Leica DM18);




Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Ax 200);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Ax 200/A1);




— Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX51/ IX53/ IX71/ IX73);




Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE-2000/ Ti/ Ti-2);



Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Axiovert 200/ Axio Observer);




Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI 3000/4000/6000);




Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX70).



1.4. Объектив лазерный 25х (при необходимости).





- Камера Eye, 3.2 Мп, цветная, не более 3 шт. (при необходимости).

СИСТЕМА ЛАЗЕРНАЯ ОСТАХ

для вспомогательных репродуктивных
технологий с принадлежностями,
варианты исполнения

- Система лазерная ОСТАХ для вспомогательных репродуктивных технологий, LaserShot M
- Система лазерная ОСТАХ для вспомогательных репродуктивных технологий, NaviLase

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендованное использование лазерных систем
Апрель 2019, Версия 5

Vitrolife 

1.6. Руководство по эксплуатации лазера.

This document is a working document.
All rights are reserved.

T 741 Installation Report Lasersystems



Installation performed by

Name (company)
Customer name/
name of clinic

Country/City/Street/No.

Contact

Phone/fax/email

Microscope

Date
Laser Shot M^o ☐ ☐ ☐ ☐
Month ☐ ☐ ☐ ☐

Ref. No.
3015/1305
Internal use

☐ Olympus ☐ Nikon ☐ Zeiss ☐ Leica

System check and serial number

Type

☐ Laserport (8 digit - LASER - 4 digit) + USB-cable

☐ Laser module (black module made laser unit, 4 digit SN)

☐ Laser adapter

☐ C-mount

☐ Target pointer + USB-cable

☐ Mirror block

☐ Laser lens: 25 x ☐ 40 x ☐

☐ Laser lens adapter

☐ camera 1/3 mpx (gold) ☐ 3 mpx (blue) ☐

☐ Computer mouse 5-button

☐ Double foot switch

☐ EyeWare DVD / Navilase setup USB memory

☐ EyeWare USB Dongle

☐ Navilase S-Met

☐ Navilase P-Met

☐ Navilase Controller

☐ Manual

☐ Installed version of EyeWare

☐ Take photos of final setup and send to support@mitrolife.com

☐ Create „Support Request“ file send to support@mitrolife.com

Comments

Version: 1.0.0.0

Cross check with T741

(using user)

Signature

Please return this document at your earliest convenience to support@mitrolife.com

Mitrolife GmbH
Dr.-Pauling-Str. 9
84099 Bruckberg

Phone: +49 91 51 93 90
Fax: +49 91 51 93 91
E-Mail: support@mitrolife.com
Web: www.mitrolife.com



1.8. Кабель USB, не более 5 шт.



1.9. Программное обеспечение OCTAX EyeWare на съемном носителе (при необходимости).



1.10. HASP-ключ (при необходимости).



2.1. Модуль лазерный OCTAX NaviLase.



— Р-двигатель NaviLase (при необходимости);



– S-двигатель OCTAX NaviLase (при необходимости);



— Блок управления OCTAX NaviLase;

Блок питания.







2.3. Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (универсальный).




Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Nikon Ti).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE-2000).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Nikon Ti-2).




Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX 53/73/83).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX 51/71/81).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Ax 200/A1).



Адаптер для крепления лазера к микроскопу, не более 3 шт. (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI 3000/4000/6000).




- Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE и Ti);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE, Ti и Ti-2);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX 53/73/83 и IX 51/71/81);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI 3000/4000/6000);




Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI8);




Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Ax 200);



Блок зеркальный (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Ax 200/A1);



– Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX51/ IX53/ IX71/ IX73);



Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Nikon TE-2000/ Ti/ Ti-2);



Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Zeiss Axiovert 200/ Axio Observer);




Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Leica DMI 3000/4000/6000);



Блок зеркальный с указателем прицела (Target Pointer) (при необходимости) (для микроскопа Olympus IX70);



2.5. Объектив лазерный 25х (при необходимости).



2.6. Камера Eye, 3.2 Мп, цветная, не более 3 шт. (при необходимости).

СИСТЕМА ЛАЗЕРНАЯ ОСТАХ

для вспомогательных репродуктивных технологий с принадлежностями,
варианты исполнения

- Система лазерная ОСТАХ для вспомогательных репродуктивных технологий, LaserShot M
- Система лазерная ОСТАХ для вспомогательных репродуктивных технологий, NaviLase

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендованное использование лазерных систем
Апрель 2019, Версия 5

Vitrolife 

2.7. Руководство по эксплуатации лазера.

This document is a working document
and may therefore be updated

T 741 Installation Report Lasersystems

Vitrolife

Installation performed by _____

Customer name/
name of clinic

Country/City/Street/No.

Contact

(Name/Title/Phone)

Microscope

☐ Olympus ☐ Nikon ☐ Zeiss ☐ Leica

System check and serial number

Type

Date _____
Laser Show M. ☐ ☐ ☐ ☐
Milestone ☐ ☐ ☐ ☐

30.10.18.5

☐	Laserport (8 digit - LASER - 4 digit) + USB cable	Serial no.	LASER.
☐	Laser module (black module inside laser unit, 4 digit SN)	Serial no.	
☐	Laser adaptor	Serial no.	
☐	c-mount	Serial no.	
☐	Tighten printer + USB-cable	Serial no.	
☐	Motor block	Serial no.	
☐	Laser input: 25 x ☐ 40 x ☐	Serial no.	
☐	Laser lens adaptor	Serial no.	
☐	camera 1/3 mpx (gold) ☐ 3mpx (blue) ☐	Serial no.	
☐	Computer mouse 5-button	Serial no.	
☐	Double foot switch	Serial no.	
☐	EyeWare DVD / Navilase setup USB memory	Serial no.	
☐	EyeWare USB Dongle	Serial no.	
☐	Navilase S-Mot	Serial no.	
☐	Navilase P-Mot	Serial no.	
☐	Navilase Controller	Serial no.	
☐	Manual		
☐	Installed version of EyeWare:		
☐	Take photos of final setup and send to support.de@vitrolife.com		
☐	Create „Support Request File“ send to support.de@vitrolife.com		

Comments

Version check serial no. only
Check check with T4
(upload and)

Please return this document if you require equipment to sales@vitrolife.com

Phone +49(0)816/793300
Email sales@vitrolife.com
Website www.vitrolife.com

Vitrolife GmbH
Dr. Pauling Str. 9
84479 Buchbühl


2.8. Комплект сопроводительной документации на бумажном носителе.



2.9. Кабель USB, не более 5 шт.



2.10. Программное обеспечение ОСТАХ EyeWare на съемном носителе (при необходимости).



2.11. HASP-ключ (при необходимости).



1. Адаптер для объектива микроскопа, не более 3 шт. (для микроскопа Nikon М 25, RMS).



Адаптер для объектива микроскопа, не более 3 шт. (для микроскопа Nikon М 25/ М 25).



Адаптер для объектива микроскопа, не более 3 шт. (для микроскопа Leica M 25, RMS).



Адаптер для объектива микроскопа, не более 3 шт. (для микроскопа Leica M 25, RMS).



Адаптер для объектива микроскопа, не более 3 шт. (для микроскопа Leica M 27, RMS).





3. Переключатель ножной ОСТАХ, не более 3 шт.

Руководство по эксплуатации двойного ножного переключателя Octax



Vitrolife GmbH
Dr.-Pauling-Str. 9
84079 Брукберг/ Германия

bruckberg@vitrolife.com
Тел.: +49 (0) 8765/939900
Факс: +49 (0) 8765/9399070

4. Руководство по эксплуатации переключателя.



— USB-разветвитель;




— USB-кабель;




– Блок питания с переходниками.



6. Мышь компьютерная.



7. Маркер перманентный.



АДАПТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНДЕНСОР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендованное использование адаптивного электронного конденсора
Май 2018, Версия 2.0

Vitrolife 

Руководство по эксплуатации конденсора;


—




— USB-кабель;



— Адаптер питания;



— Переходник, не более 4 шт.



9. Лампа галогенная.



10. Светофильтр.





12. Синхронизатор конденсора ОСТАХ SyncBox, не более 3 шт. (для микроскопа Olympus IX73, Objective Turret).



Синхронизатор конденсора OCTAX SyncBox, не более 3 шт. (для микроскопа Olympus IX73, Post Magnification).




Синхронизатор конденсора OCTAX SyncBox, не более 3 шт. (для микроскопа Olympus IX71/ IX51).





Синхронизатор конденсора ОСТАХ SyncBox, не более 3 шт. (для микроскопа Zeiss Axio Observer).





Программное обеспечение OCTAX cytoScreen;



— Руководство пользователя OCTAX cytoScreen.



Всего прошито, пронумеровано

И скреплено печатью 91 (девяносто один) лист _____

