

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Аппарат рентгенодиагностический передвижной С-дуга «Аркада» по ТУ 9442-001-33056820-2015, варианты исполнений: «Аркада 1», «Аркада 2», «Аркада 3», «Аркада 4», «Аркада 5» с принадлежностями»

I. Вариант исполнения «Аркада 1»

1 Базовый состав:

1.1. Штатив напольный С-дуга, модель С-дуга PLX112




или штатив С-дуга, модель Opescore




или штатив С-дуга, модель AR1.



1.2. Генератор рентгеновский HF-HV, модель Mini 75, 3,5 кВт 40 кГц




или модель ЕНФ35403, 5 кВт 40 кГц




или модель НФ4КМС-650-35, 3,5 кВт 40 кГц.




1.3. Моноблок рентгеновский модель 102,




или моноблок AR series




или моноблок PLX.



1.3.1 Трубка рентгеновская с неподвижным анодом фокус 0,6/1,5мм, модель XD6CI-0.55.4/135




или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель XD56-5



или трубка рентгеновская с неподвижным анодом E-40HF



1.4 Диафрагма (коллиматор), модель R650 QDA SM (A/R/S)



или модель R605 DASM (A/R)




или модель R625 MP (M/R)



или модель ARC10ARQ

1.5. Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) 9'', модель E5830




или УРИ 9'', модель EIA9




или модель 23XZ4ST




1.6. Лазерная система наведения (ЛСН), модель OCTAVIOUS-85M




или ЛСН, модель ARL10




или ЛСН, модель DORADOnova.



1.7 Стойка (УРИ) для мониторов и видеопроцессор, в составе:
стойка (УРИ) серии AR




1.8 Монитор, модель M35B24I/P1914ST (19")




или монитор (17"), модель E1715SC



или монитор (19"), модель MD190C3



или монитор (15"), модель MD1-1512M




1.9 Блок видеопроцессора DIP340-HR




или Блок видеопроцессора, модель BV44



или Блок видеопроцессора, модель DV4G4KL



1.10 CCD-TV камера 1MG пиксел



или CCD-TV камера, модель WC1044

или CCD-TV камера, модель BJ789.

1.11. Документация:

1.11.1 Ведомость эксплуатационных документов:

Аппарат «Аркада» исп.1

1.11.2 Формуляр:

Аппарат «Аркада» исп.1

1.11.3 Руководство по эксплуатации:

Аппарат «Аркада» исп.1



II. Вариант исполнения «Аркада 2»

2 Базовый состав:

2.1. Штатив напольный С-дуга:



или С-дуга, модель PLX112B



или PLX112E



или штатив С-дуга, модель Opescope




или штатив С-дуга, модель AR2



или штатив С-дуга, модель DG3310C.



2.2. Генератор рентгеновский HF-HV, модель HF4KMC-650-50, 5 кВт 40 кГц,




или модель ENF35403, 5 кВт 40 кГц



или модель Mini 75, 5 кВт 40 кГц.



2.3 Моноблок рентгеновский, модель 102




или моноблок AR series



или моноблок PLX




2.3.1 Трубка рентгеновская с неподвижным анодом фокус 0,6/1,5мм, модель XD6CI-0.55.4/135



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель XD56-5



или трубка рентгеновская с неподвижным анодом, модель E-40HF



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель E-40R HF




или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель XR04



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,6/1,5мм, модель XR05.



2.4 Диафрагма (коллиматор), модель R650 QDA SM (A/R/S)



или модель R605 DASM (A/R)



или модель R625 MP (M/R)




или модель ARC10ARQ



или модель ARC10AR.



2.5. Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) 9'', модель E5830



или УРИ 9'', модель EIA9 или модель 23XZ4ST




или УРИ 9'', модель TH9438QX




или УРИ 12'', модель E5804SD-P3




или УРИ 12'', модель EIA12




или УРИ 12'', модель TH9432QX.




2.6. Лазерная система наведения (ЛСН), модель OCTAVIOUS-85M




или ЛСН, модель ARL10




или ЛСН, модель DORADOnova.




2.7 Стойка (УРИ) для мониторов и видеопроцессор, в составе:
стойка (УРИ) серии AR.




2.8 Монитор, модель M35B24I/P1914ST (19")



или монитор (17"), модель E1715SC




или монитор (19"), модель MD190C3



или монитор (15"), модель MD1-1512M



2.10 CCD-TV камера 1MG пиксел



или CCD-TV камера, модель WC1044

или CCD-TV камера, модель BJ789.

2.11. Документация:

2.11.1 Ведомость эксплуатационных документов:

Аппарат «Аркада» исп.2

2.11.2 Формуляр:

Аппарат «Аркада» исп.2

2.11.3 Руководство по эксплуатации:

Аппарат «Аркада» исп.2




III. Вариант исполнения «Аркада 3»

3 Базовый состав:

3.1. Штатив напольный С-дуга:




или С-дуга, модель PLX112B



или PLX112E



3.2. Генератор рентгеновский
HF-HV, модель HF4KMC-650-60, 6 кВт 60 кГц,




или модель ENF6060, 6 кВт 60 кГц,




или модель Mini 75, 6 кВт 60 кГц,



или модель Quest HF, 6 кВт 60 кГц.



3.3 Моноблок рентгеновский модель 106/106А,




или моноблок AR series



или моноблок PLX



3.3.1 Трубка рентгеновская с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель RTM 92F HS




или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель XD56-5



или трубка рентгеновская с неподвижным анодом, модель E-40HF



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель E-40R HF




или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель XR04




или трубка с вращающимся анодом фокус 0,6/1,5мм, модель XR05.



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART4JGF



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5MGW



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5JGF




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5TMGW




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.3/0.6мм, модель ART5TJGF




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.3/0.6мм, модель E7863



или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель E7242X.



3.4 Диафрагма (коллиматор), модель R650 QDA SM (A/R/S)



или модель R605 DASM (A/R)



или модель R625 MP (M/R)



или модель ARC10ARQ



или модель ARC10AR.



3.5. Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) 9'', модель E5830




или УРИ 9'', модель EIA9 или модель 23XZ4ST




или УРИ 9'', модель TH9438QX




или УРИ 12'', модель E5804SD-P3




или УРИ 12'', модель EIA12



или УРИ 12'', модель TH9432QH.




3.6. Лазерная система наведения (ЛСН), модель OCTAVIOUS-85M




или ЛСН, модель ARL10




или ЛСН, модель DORADOnova.



3.7 Стойка (УРІ) для мониторов и видеопроцессор, в составе:
стойка (УРІ) серии AR




3.8 Монитор модель, M35B24I/P1914ST (19")




или монитор (17"), модель E1715SC




или монитор (19"), модель MD190C3




или монитор (15"), модель MD1-1512M



или монитор (19"), модель MD1-1912M.




3.9 Блок видеопроцессора DIP340-HR



или Блок видеопроцессора, модель BV44



или Блок видеопроцессора, модель DV4G4KL



3.10 CCD-TV камера 1MG пиксел
или CCD-TV камера, модель WC1044
или CCD-TV камера, модель BJ789.

3.11. Документация:

3.11.1 Ведомость эксплуатационных документов:

Аппарат «Аркада» исп.3

3.11.2 Формуляр:

Аппарат «Аркада» исп.3

3.11.3 Руководство по эксплуатации:

Аппарат «Аркада» исп.3



IV. Вариант исполнения «Аркада 4»

4 Базовый состав:

4.1. Штатив напольный С-дуга, модель PLX7000B



или штатив С-дуга, модель Oprescore




или штатив С-дуга, модель AR1.



или штатив С-дуга, модель DG3310B.



4.2. Генератор рентгеновский HF-HV, модель HF4KMC-650-60, 6 кВт 60 кГц,
или модель ENF6060, 6 кВт 60 кГц,
или модель Mini 75, 6 кВт 60 кГц,
или модель Quest HF, 6 кВт 60 кГц.
4.3 Моноблок рентгеновский модель 106/106А




или моноблок AR series



или моноблок PLX




4.3.1 Трубка рентгеновская с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель RTM 92F HS




или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель XD56-5




или трубка рентгеновская с неподвижным анодом, модель E-40HF




или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель E-40R HF




или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель XR04



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,6/1,5мм, модель XR05.




или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART4JGF



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5MGW



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5JGF



или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5TMGW




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.3/0.6мм, модель ART5TJGF




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.3/0.6мм, модель E7863



или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель E7242X.



4.4 Диафрагма (коллиматор), модель R650 QDA SM (A/R/S)



или модель R605 DASM (A/R)



или модель R625 MP (M/R)




или модель ARC10ARQ



или модель ARC10AR.



4.5. Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) 9'', модель E5830



или УРИ 9'', модель EIA9 или модель 23XZ4ST




или УРИ 9'', модель TH9438QX




или УРИ 12'', модель E5804SD-P3




или УРИ 12'', модель EIA12




или УРИ 12'', модель TH9432QX.



или УРИ 12'', модель TH9432QX.




4.6. Лазерная система наведения (ЛСН), модель OCTAVIOUS-85M




или ЛСН, модель ARL10




или ЛСН, модель DORADOnova.




4.7 Стойка (УРІ) для мониторов и видеопроцессор, в составе: стойка (УРІ) серии AR.




4.8 Монитор, модель M35B24I/P1914ST (19")



или монитор (17"), модель E1715SC




или монитор (19"), модель MD190C3



или монитор (15"), модель MD1-1512M



или монитор (19"), модель MD1-1912M.




4.9 Блок видеопроцессора DIP340-HR




или Блок видеопроцессора, модель BV44



или Блок видеопроцессора, модель DV4G4KL



4.10 CCD-TV камера 1MG пиксел



или CCD-TV камера, модель WC1044

или CCD-TV камера, модель BJ789.

4.11. Документация:

4.11.1 Ведомость эксплуатационных документов:

Аппарат «Аркада» исп.4

4.11.2 Формуляр:

Аппарат «Аркада» исп.4

4.11.3 Руководство по эксплуатации:

Аппарат «Аркада» исп.4



V. Вариант исполнения «Аркада 5»

5 Базовый состав:

5.1. Штатив напольный С-дуга: модель С-дуга: PLX7000C



или штатив С-дуга, модель Opescope




или штатив С-дуга, модель AR5



или штатив С-дуга, модель DG3310B.



5.2. Генератор рентгеновский HF-HV, модель HF4KMC-950-60, 12 кВт 60 кГц,



или модель ENF1260, 12 кВт 60 кГц,



или модель Mini 75, 12 кВт 60 кГц,



или модель Quest HF, 12 кВт 60 кГц,



или модель ENF1660, 16 кВт 60 кГц,



или модель Mini 75, 16 кВт 60 кГц,




или модель QuestHF, 16 кВт 60 кГц.



5.3 Моноблок рентгеновский модель 106/106А,
или моноблок AR series
или моноблок PLX.

5.3.1 Трубка рентгеновская с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель RTM 92F HS



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель XD56-5



или трубка рентгеновская с неподвижным анодом, модель E-40HF




или трубка с вращающимся анодом фокус 0,3/0,6мм, модель E-40R HF




или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель XR04



или трубка с вращающимся анодом фокус 0,6/1,5мм, модель XR05.




или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART4JGF



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5MGW



или трубка с неподвижным анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5JGF



или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель ART5TMGW




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.3/0.6мм, модель ART5TJGF



или трубка с вращающимся анодом фокус 0.3/0.6мм, модель E7863




или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель E7242X.



или трубка с вращающимся анодом фокус 0.6/1.5мм, модель E7242X.



5.4 Диафрагма (коллиматор), модель R650 QDA SM (A/R/S)



или модель R605 DASM (A/R)



или модель R625 MP (M/R)




или модель ARC10ARQ



или модель ARC10AR.



5.5. Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) 9'' Модель E5830



или УРИ 9'', модель EIA9 или модель 23XZ4ST




или УРІ 9'', модель ТН9438QХ




или УРІ 12'', модель E5804SD-P3




или УРИ 12'', модель EIA12




или УРИ 12'', модель TH9432QX.




или УРИ 12'', модель TH9432QX.




5.6. Лазерная система наведения (ЛСН), модель OCTAVIOUS-85M




или ЛСН, модель ARL10




или ЛСН, модель DORADOnova.



5.7 Стойка (УРИ) для мониторов и видеопроцессор, в составе: стойка (УРИ) серии AR




5.8 Монитор, модель M35B24I/P1914ST (19'')




или монитор (17"), модель E1715SC




или монитор (19"), модель MD190C3



или монитор (15"), модель MD1-1512M



или монитор (19"), модель MD1-1912M.



5.9 Блок видеопроцессора DIP340-HR




или Блок видеопроцессора, модель BV44



или Блок видеопроцессора, модель DV4G4KL



5.10 CCD-TV камера 1MG пиксел



или CCD-TV камера, модель WC1044
или CCD-TV камера, модель BJ789

5.11. Документация:

5.11.1 Ведомость эксплуатационных документов:


Аппарат «Аркада» исп.5

1.11.2 Формуляр:

Аппарат «Аркада» исп.5

1.11.3 Руководство по эксплуатации:

Аппарат «Аркада» исп.5



Принадлежности для исполнений «Аркада 1», «Аркада 2», «Аркада 3», «Аркада 4», «Аркада 5»

8.1. Комплект индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения в составе:

8.1.1 Фартук рентгенозащитный Pb=0,35мм ,



Или Фартук рентгенозащитный $Pb=0,35\text{мм}$,



8.1.2 Шапочка рентгенозащитная $Pb=0,35\text{мм}$,




или Шапочка рентгенозащитная $Pb=0,35\text{мм}$




8.1.3 Воротник рентгенозащитный Pb=0,35мм




Или Воротник рентгенозащитный Pb=0,35мм




8.2 Комплект стерилизуемых чехлов для штатива С-дуга




Или Комплект стерилизуемых чехлов для штатива С-дуга




8.3 Кассето-держатель 8"×10" модель XLDX810




или 8"×10", модель ARCH8X10




или 10"×12", модель ARCH10X12




или 10"×12", модель GY067





или растр, модель GRID 1000.



Генеральный директор

Варзанов В.В.

"31" мая 2016 г.

М.П.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 12 листов

