

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО ТРЕЛАКС»

Гайкина М.Н.



«03 октября 2022г.

Макеты упаковок медицинского изделия

**Бандажи лечебно-профилактические по ТУ 9396-007-88419706-2012
следующих вариантов исполнения (см. Приложение на 1 листе)**

Производства

ООО «ТРЕЛАКС»

Россия, г. Москва, проезд Черепановых д. 6, стр. 1, Э 5, ПОМ I, К 1



CB-200
(мужской)



CB-201
(женский)

Бандаж на грудную клетку

Orlett CB-200 – бандаж на грудную клетку мужской

Orlett CB-201 – бандаж на грудную клетку женский

Бандаж Orlett на грудную клетку (торакальный, послеоперационный) обеспечивает фиксацию грудной клетки после травм и операций. Бандаж предназначен для ограничения дыхательной экскурсии грудной клетки, перевода грудного типа дыхания в брюшной. Ограничение бандажом дыхательной экскурсии грудной клетки обеспечивает оптимальные условия для заживления послеоперационной раны и подавления болевого синдрома.

Бандаж выполнен из двух типов ткани: с минимальной эластичностью в области грудной клетки для эффективного ограничения дыхательной экскурсии, и высокоэластичной ткани для обеспечения удобного расположения бандажа на туловище.

В конструкции предусмотрена возможность индивидуальной подгонки бандажа в диапазоне двух размеров (по обхвату грудной клетки) и высоте расположения в зависимости от роста пациента.

Показания к применению*:

- реабилитационный период после оперативных вмешательств на органах грудной клетки и средостения, в том числе с межреберным доступом и связанных с пересечением грудины (продольная стернотомия);
- профилактика послеоперационных диастазов грудины;
- реабилитационный период после травм грудной клетки;
- выраженные болевые синдромы при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях.

* Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Orlett®
вернет радость движения

Orlett®
вернет радость движения

Brustkorbbandage

CHEST BANDAGE

БАНДАЖ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ, МУЖСКОЙ, АРТ. CB-200

БАНДАЖ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ, ЖЕНСКИЙ, АРТ. CB-201

■ CB-200 (мужской) ■ CB-201 (женский)
■ XS ■ S ■ M ■ L ■ XL ■ XXL ■ XXXL


Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13846 от 21.09.2012 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, срок действия не ограничен. Бандажи лечебно-профилактические по ТУ 9396-007-88419706-2012. Инструкция находится внутри упаковки.

Таблица подбора размеров:


Размер	Окружность грудной клетки (см)
XS	80-86
S	87-94
M	95-102
L	103-110
XL	111-118
XXL	119-126
XXXL	127-133

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард Технолоджис
ГмбХ, Россия, 125239, г. Москва, проезд
Черепановых, д. 6, стр. 1, Э 5, ПОМ I, К 1



сустава, мужской, арт. НРО-100; бандаж-протектор тазобедренного сустава, женский, арт. НРО-101;



НРО-100
(мужской)



НРО-101
(женский)

Бандаж-протектор тазобедренного сустава

Orlett НРО-100 – бандаж-протектор тазобедренного сустава, мужской
Orlett НРО-101 – бандаж-протектор тазобедренного сустава, женский

Бандаж (протектор) Orlett обеспечивает максимальную защиту шейки бедра для пожилых людей (старше 60 лет), при остеопорозе I-II степени, после операций на тазобедренном суставе и проксимальном отделе бедра.

Бандаж (протектор) за счет специальных эластичных подковообразных пластин, выполненных из этилвинилацетата (EVA), обеспечивает анатомическое позиционирование тазобедренных суставов и защиту бедренных костей в области проксимального отдела и тазовых костей в области вертлужных впадин от повреждений (при падениях, ушибах, толчках) за

счет демпфирования прямого механического воздействия на область тазобедренного сустава.

Показания к применению*:

- профилактика переломов вертлужной впадины, шейки бедра у лиц пожилого возраста, особенно при наличии признаков остеопороза;
- период реабилитации после эндопротезирования и резной протезирования тазобедренного сустава;
- трохантериты и болевые синдромы в области тазобедренных суставов, в т.ч. при коксартрозах.

* Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Orlett®
вернет радость движения

Orlett®
вернет радость движения

Hüftprotektorthese

HIP PROTECTOR

БАНДАЖ-ПРОТЕКТОР ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА,
МУЖСКОЙ, АРТ. НРО-100

БАНДАЖ-ПРОТЕКТОР ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА,
ЖЕНСКИЙ, АРТ. НРО-101

■ НРО-100 (мужской) ■ НРО-101 (женский)
■ XS ■ S ■ M ■ L ■ XL ■ XXL ■ XXXL


Товар является медицинским изделием. РУ № ФСР 2012/13846 от 21.09.2012 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, срок действия не ограничен. Бандажи лечебно-профилактические по ТУ 9396-007-88419706-2012. Инструкция находится внутри упаковки.

Таблица подбора размеров (сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедер):

Размер	Окружность бедер у женщин (см)	Окружность бедер у мужчин (см)
XS	86-93	88-90
S	94-101	91-96
M	102-109	97-104
L	110-117	105-112
XL	118-125	113-120
XXL	126-133	121-128
XXXL	134-141	129-136

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард Технолоджис
ГмбХ, Россия, 125239, г. Москва, проезд
Черепановых, д. 6, стр. 1, Э 5, ПОМ I, К 1





HB-300

Бандаж-суспензорий Orlett HB-300 – бандаж-суспензорий

Бандаж (суспензорий) Orlett обеспечивает физиологически правильное положение органов мошонки, способствует нормализации крово- и лимфообращения, сокращает сроки консервативного лечения, предупреждает развитие послеоперационных осложнений.

Изделие обеспечивает легкий компрессионный и поддерживающий эффект органов мошонки, обеспечивает удобный доступ для осуществления медицинских манипуляций.

Показания к применению*:

- после операций на органах мошонки для профилактики отека;
- как вспомогательное средство при консервативной терапии орхитов и орхоэпидидимитов;
- после операций по поводу паховой грыжи;
- при консервативном лечении травм органов мошонки.

* Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.



SUSPENSORIUM

SUSPENSORY BRIEFS

БАНДАЖ-СУСПЕНЗОРИЙ, АРТ. HB-300

HB-300




Товар является медицинским изделием. РУ № ФСР 2012/13846 от 21.09.2012 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, срок действия не ограничен. Бандажи лечебно-профилактические по ТУ 9396-007-88419706-2012.

Таблица подбора размеров:

Размер	Размер одежды	Окружность бедер (см)
XS	40-42	88-90
S	44-46	91-96
M	48-50	97-104
L	52-54	105-112
XL	56-58	113-120
XXL	60-62	121-128
XXXL	64-66	129-136

Производитель: ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард
Технолоджис ГмбХ, Россия, 125239, г. Москва,
проезд Черепановых, д. 6,
стр. 1, Э 5, ПОМ I, К 1.

Инструкция находится
внутри упаковки.



физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза (бандаж дородовый), арт. MB-400;



Бандаж для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза

Orlett MB-400 – бандаж ортопедический для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза (бандаж дородовый)



MB-400
белый



MB-400
бежевый

Orlett MB-400

Бандаж ортопедический дородовой и послеродовой изготовлен из прочного эластичного полотна, пропускаемого для воздуха и влаги. Цвет: белый, бежевый.

Показания к применению*:

- поддержка живота во 2-й и 3-й триместры беременности;
- обеспечение нормального положения плода;
- снижение давления на органы малого таза;
- профилактика осложнений на фоне беременности;
- уменьшение нагрузки на поясничный отдел позвоночника во время и после беременности;
- угроза преждевременных родов (гипертонус матки);
- профилактика образований растяжек кожи (стрий).

Бандажи Orlett для беременных помогают сохранить здоровье матери и ребенка.

* Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

 **Orlett®**
вернет радость движения

 **Orlett®**
вернет радость движения

Orthopädische Umstandsleibbinde

ORTHOPEDIC BELT

БАНДАЖ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В ВЫГОДНОМ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, МАЛОГО ТАЗА (БАНДАЖ
ДОРОДОВЫЙ), АРТ. MB-400

MB-400 ☐ Белый ☐ Бежевый
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

Товар является медицинским изделием. РУ № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Бандажи лечебно-профилактические по ТУ 9396-007-88419706-2012. Инструкция находится внутри упаковки.

Таблица подбора размеров:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность бёдер (см)	до 85	85-97	97-105	105-115	более 115

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард
Технолджис ГмбХ, Россия, 125239,
г. Москва, проезд Черепановых, д.
6, стр. 1, Э 5, ПОМ I, К 1.





Бандаж поддерживающий органы малого таза при выпадении

Orlett MB-401 – бандаж поддерживающий органы малого таза при выпадении



MB-401
белый

Orlett MB-401

Бандаж, поддерживающий органы малого таза при выпадении изготовлен из прочного эластичного полотна, проницаемого для воздуха и влаги.
Цвет: белый.

Показания к применению*:

- Выпадение и опущение шейки матки.
- Вправимые паховые грыжи у женщин.

Бандажи Orlett помогают сохранить здоровье.

* Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.



**Verband, der die beckenorgane
beim ausfall unterstutzt**

**BANDAGE SUPPORTING THE PELVIC ORGANS
DURING PROLAPSE**

**БАНДАЖ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ОРГАНЫ МАЛОГО
ТАЗА ПРИ ВЫПАДЕНИИ, АРТ. MB-401**

MB-401 ■ S ■ M ■ L ■ XL ■ XXL


Товар является медицинским изделием. РУ № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Бандажи лечебно-профилактические по ТУ 9396-007-88419706-2012. Инструкция находится внутри упаковки.

Таблица подбора размеров:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность бёдер (см)	до 85	85-97	97-105	105-115	более 115

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард
Технолоджис ГмбХ, Россия, 125239,
г. Москва, проезд Черепановых, д.
6, стр. 1, Э 5, ПОМ I, К 1.



Прошито и
пронумеровано



Генеральный директор
ООО «ТРЕЛАКС»
Гайкина М.Н.