

«УТВЕРЖДАЮ»



**Директор
ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР»**

Шулика К.В.

30" января 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый
по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021**

2023



Рисунок 1 – Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021.
Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2П»,
версия 2;



**Рисунок 2 – Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021.
Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2Т»,
версия 2;**



**Рисунок 3 – Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021.
Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2Ф»,
версия 2;**



Рисунок 4 – Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021. Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 1Т», версия 2;




Рисунок 5 – Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ.




Рисунок 6 – Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021. ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ.

Всего прошнуровано и скреплено печатью

7 (с.м.в) лист об

Директор
ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР»

Шулика К.В.



«УТВЕРЖДАЮ»



Директор

ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР»

Шулика К.В.

10" января 2023 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый
по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021**

2023

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2П», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по □ - 1 шт./уп., по □ - 50 шт./уп., по □ - 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.



ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 127006, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Садовая-Каретная, д. 8 стр. 6, помещ. I, ком. 5.

Место производства: ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15.



XXX



XX.XXXX



XX.XXXX



«Нестерильно»

«Нетоксично»

Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019 (исключая требования п. 5.2.3 и п. 5.2.7, в части требований к параметру «Дифференциальное давление»)

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации. Порядок и условия утилизации изделия в домашних условиях: в домашних условиях использованный одноразовый респиратор необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и после этого выбросить в мусорный контейнер. Если во дворе дома имеются контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, необходимо следить, чтобы использованные медицинские респираторы не попали в бак для отходов на повторную переработку. Респиратор, неиспользованный по причине окончания срока годности или повреждения потребительской упаковки, относится к классу А согласно СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируется как твердые коммунальные отходы.

РУ № 2021/15289 от 14.09.2021 г.

Маркировка медицинского изделия:

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

(Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2П», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по 1 шт./уп., по 50 шт./уп., по 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.).

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2Т», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по □ - 1 шт./уп., по □ - 50 шт./уп., по □ - 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.



ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 127006, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Садовая-Каретная, д. 8 стр. 6, помещ. I, ком. 5.

Место производства: ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15.





XXX



XX.XXXX



XX.XXXX



«Нестерильно»

«Нетоксично»

Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019 (исключая требования п. 5.2.3 и п. 5.2.7, в части требований к параметру «Дифференциальное давление»)

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации. Порядок и условия утилизации изделия в домашних условиях: в домашних условиях использованный одноразовый респиратор необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и после этого выбросить в мусорный контейнер. Если во дворе дома имеются контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, необходимо следить, чтобы использованные медицинские респираторы не попали в бак для отходов на повторную переработку. Респиратор, неиспользованный по причине окончания срока годности или повреждения потребительской упаковки, относится к классу А согласно СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируется как твердые коммунальные отходы.

РУ № 2021/15289 от 14.09.2021 г.

Маркировка медицинского изделия:

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

(Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2Т», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по 1 шт./уп., по 50 шт./уп., по 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.).

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021


Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2Ф», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по □ - 1 шт./уп., по □ - 50 шт./уп., по □ - 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 127006, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Садовая-Каретная, д. 8 стр. 6, помеш. I, ком. 5.

Место производства: ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15.

LOT XXX



«Нестерильно»

«Нетоксично»

Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019 (исключая требования п. 5.2.3 и п. 5.2.7, в части требований к параметру «Дифференциальное давление»)

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации. Порядок и условия утилизации изделия в домашних условиях: в домашних условиях использованный одноразовый респиратор необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и после этого выбросить в мусорный контейнер. Если во дворе дома имеются контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, необходимо следить, чтобы использованные медицинские респираторы не попали в бак для отходов на повторную переработку. Респиратор, неиспользованный по причине окончания срока годности или повреждения потребительской упаковки, относится к классу А согласно СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируется как твердые коммунальные отходы.

РУ № 2021/15289 от 14.09.2021 г.

Маркировка медицинского изделия:

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

(Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2Ф», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по 1 шт./уп., по 50 шт./уп., по 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.).

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 1Т», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по □ - 1 шт./уп., по □ - 50 шт./уп., по □ - 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 127006, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Садовая-Каретная, д. 8 стр. 6, помеш. I, ком. 5.

Место производства: ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15.

LOT XXX



«Нестерильно»

«Нетоксично»

Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019 (исключая требования п. 5.2.3 и п. 5.2.7, в части требований к параметру «Дифференциальное давление»)

Способ утилизации: Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б. Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиНом 2.1.3684 для медицинских отходов класса А. Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации. Порядок и условия утилизации изделия в домашних условиях: в домашних условиях использованный одноразовый респиратор необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и после этого выбросить в мусорный контейнер. Если во дворе дома имеются контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, необходимо следить, чтобы использованные медицинские респираторы не попали в бак для отходов на повторную переработку. Респиратор, неиспользованный по причине окончания срока годности или повреждения потребительской упаковки, относится к классу А согласно СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируется как твердые коммунальные отходы.

РУ № 2021/15289 от 14.09.2021 г.

Маркировка медицинского изделия:

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

(Вариант исполнения: Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 1Т», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по 1 шт./уп., по 50 шт./уп., по 100 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.).

Наименование предприятия-изготовителя:

ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР», Россия, 127006, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Садовая-Каретная, д. 8 стр. 6, помещ. I, ком. 5.

Наименование изделия:

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый по ТУ 32.50.50-004-95068124-2021

Вариант исполнения:

Респиратор медицинский фильтрующий, одноразовый, модель «Росток 2П», версия 2, в составе:

- Респиратор медицинский в потребительской упаковке с маркировкой по □ - 1 шт./уп., по □ - 50 шт./уп., по □ - 100 шт./уп;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Количество потребительских упаковок в коробке: _____ шт.

Номер партии: XXX

Месяц и год упаковывания: XX.XXXX

Обозначение условий хранения и транспортирования:**Транспортирование:**

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в транспортной упаковке изделий должны соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150. (температура: от минус 50°C до плюс 60°C; влажность: не более 80%; давление: (84,0-106,7) кПа (630-800 мм.рт.ст).).

Хранение:

Хранение изделий у производителя и потребителя должно осуществляться в потребительской упаковке производителя в соответствии с условиями хранения 6 по ГОСТ 15150 (температура: от минус 50°C до плюс 60°C; влажность: не более 80%; давление: (84,0-106,7) кПа (630-800 мм.рт.ст).).

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.



Транспортная маркировка медицинского изделия (для остальных вариантов исполнения транспортная маркировка идентична, отличается только в части указания наименования варианта исполнения).

11
Всего прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) лист а

Директор
ООО «ЗАВОД «ФИЛЬТР»

Шулика К.В.

