



2 ТЕСТА

Тест-система для иммунохроматографического определения
серонегативного гонорейтригеноподобия человека в моче для раннего
диагностики беременности (ХГЧ-экспресс ИХА)
по ТУ 9398-001-54915567-2004

Изготовлен: июль 2017
Годен до: июль 2019
Серия: 125035



Однотайный для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина человека в моче для ранней диагностики беременности (ХГч-экспресс - ИХА)

Способ применения:

- Вскройте пакет, достаньте стрип-тест и опустите в емкость до уровня, указанного стрелкой, на 20-30 секунд.
- Положите тест-полоску на сухую поверхность.
- Результат оцените через 3-5 минут.



Хранить при комнатной температуре (+2+28С), Чувствительность - 25 mME/ml.
(Определение беременности в первый день задержки менструального цикла).
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03348 от 22 декабря 2016 года.
ТУ 9398-001-53915567-2004



Производитель: ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА», Россия, 143306, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 1, тел. +7(499) 138-16-44.

Произведено по заказу: ООО «ЮНИТИ М», Россия, 150022, г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 1, литера А, офис 11, тел. +7(4852) 66-22-55





ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

LO[®] TEST

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАДЕРЖКИ**

Прост в применении
ДОСТОВЕРНОСТЬ 99,9%
Результат через
3-5 минут



2 ТЕСТА

Тест одностадийный для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина человека в моче для ранней диагностики беременности (ХГЧ экспресс - ИХА) по ТУ 9398-001-53915567-2004

LO[®]
TEST

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАДЕРЖКИ**

Прост в применении
ДОСТОВЕРНОСТЬ 99,9%
Результат через
3-5 минут



1 ТЕСТ


Тест одностадийный для иммунохроматографического определения
хорионического гонадотропина человека в моче для ранней
диагностики беременности (ХГЧ-экспресс - ИХА)
по ТУ 9398-001-53915567-2004



Одностадийный для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина человека в моче для ранней диагностики беременности (ХГЧ-экспресс - ИХА)

Способ применения:

- Вскройте пакет, достаньте стрип-тест и опустите в емкость до уровня, указанного стрелкой, на 20-30 секунд.
- Положите тест-полоску на сухую поверхность.
- Результат оцените через 3-5 минут.



Хранить при комнатной температуре (+2+28С). Чувствительность - 25 mME/ml.
(Определение беременности в первый день задержки менструального цикла).
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03348 от 22 декабря 2016 года
ТУ 9398-001-53915567-2004



Производитель: ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА», Россия, 143306, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 1, тел. +7(499) 138-16-44

Произведено по заказу: ООО «ЮНИТИ М», Россия, 150022, г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 1, литера А, офис 11, тел. +7(4852) 66-22-55





ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

