

Будьте уверены®

ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА»

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигенов гонореи *Neisseria gonorrhoeae* и/или антигенов хламидии *Chlamydia trachomatis* в мазках из цервикального канала/уретры
(ИммуноХром-ГОНОРЕЯ/ХЛАМИДИЯ-Экспресс)

Состав:

- планшет индикаторный – 1 шт;
- реагент А, 1 фл. (0,5 мл);
- реагент В, 1 фл. (0,5 мл);
- пробирка для подготовки образца – 1 шт;
- пипетка для реагента – 2 шт.

- зонд-тампон для взятия образца – 2 шт;
 - штатив – 1 шт;
 - инструкция;
 - паспорт.
- Только для диагностики *in vitro*.

Хранить: 2-28°C

Изготовлено: январь 2012 г.

Серия 01.

Годен: январь 2014 г.

ТУ 9398-001-92739345-2012

Будьте уверены®

ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА»
ИммуноХром-ГОНОРЕЯ/ХЛАМИДИЯ-Экспресс
Планшет индикаторный
Только для диагностики *in vitro*
Серия 01
Хранить при 2-28°C
Годен: 01.2014

Gonorrhoeae

С Т