

109028, Россия, г. Москва, переулок Тессинский, дом 5, стр. 1, эт 4 пом II ком 5

тел. /495/ 221-40-87

Московский банк Сбербанка России г. Москва, р.с.40702810338250035468

к.с. 301 018 104 000 000 002 25 БИК 044525225

ООО «АМС-Мед»


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АМС-Мед»

В.А. Махасв

« 15 » апреля 2019 г.



Фотографии изделия медицинского назначения

**Набор для введения энтерального питания
по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019**



АМС-Мед
Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю

Набор для введения
энтерального питания
с помощью насоса с мешком
500 мл
по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Объем: **500** мл

Пациент: _____
Имя: _____
Фамилия: _____
Пол: _____
Дата: _____
Подпись: _____
Должность: _____
Секретность: _____
Классификация: _____
Время: _____

Произведено в России



Набор для введения энтерального питания с помощью насоса с мешком 500 мл



AMC-Med
Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителям

Набор для введения
энтерального питания
с помощью насоса с мешком
800 мл

по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Объем: **800** мл

Пациент _____

Врач _____

Палата _____


Код _____

Добавки _____

Скорость _____ мл/ч

Объем _____

Время _____



Произведено в России



Набор для введения энтерального питания с помощью насоса с мешком 800 мл



Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителям


Набор для введения
энтерального питания
с помощью насоса с мешком
1000 мл

по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Объем: **1000** мл

Пациент _____
Врач _____
Палата _____
Дата _____
Город _____
Добавки _____
Скорость _____ мл/ч
Объем _____
Время _____

произведено в России



1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
50
25мл

Набор для введения энтерального питания с помощью насоса с мешком 1000 мл



АМС-Мед
Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителям

**Набор для введения
энтерального питания
с помощью насоса с мешком
1200 мл**

по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Объем: **1200** мл

Пациент _____

Врач _____

Палата _____


Дата _____

Добавки _____


Скорость _____ мл/ч

Сигнал _____

Время _____



Произведено в России



Набор для введения энтерального питания с помощью насоса с мешком 1200 мл



Набор для введения
энтерального питания
с помощью насоса с мешком
1500 мл

по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Объем: **1500** мл

Пациент: _____

Возраст: _____

Пол: _____

Взрослый: _____


Дети: _____

Скорость: _____ мл/ч

Съем: _____

Время: _____

Произведено в России



Набор для введения энтерального питания с помощью насоса с мешком 1500 мл



АМС-Мед
Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю

**Набор для введения
энтерального питания**
гравитационный с мешком
500 мл
по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019


Объем: **500** мл

Пациент _____
Врач _____
Палата _____
Дата _____
Продукт _____
Дозировка _____
Скорость _____
Объем _____
Время _____


Произведено в России




Набор для введения энтерального питания гравитационный с мешком 500 мл



Набор для введения энтерального питания гравитационный с мешком 800 мл



Набор для введения энтерального питания гравитационный с мешком 1000 мл





ЦИРМИС-Мед
для медицинских учреждений и индивидуальных потребителей

Набор для введения
энтерального питания
гравитационный с мешком
1200 мл
по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019


Объем: **1200** мл

Пациент _____
Врач _____
Палата _____
Дата _____
Продукт _____
Добавки _____
Скорость _____ мл/ч
Объем _____
Время _____



Произведено в России




Набор для введения энтерального питания гравитационный с мешком 1200 мл



Набор для введения энтерального питания гравитационный с мешком 1500 мл



Набор для введения энтэрального питания гравитационный без мешка



Набора для введения энтерального питания гравитационный с контейнером 600 мл



АМС-Мед

Поставка лекарств и медицинских
продукции потребителю

**Набор для введения энтерального питания
с помощью насоса с мешком 1500 мл
по ТУ 32.50.13-003-64-148676-2019**

Назначение:

для введения питательных жидкостей непосредственно в
желудок, двенадцатиперстную кишку или толстую кишку
взрослого пациента, или ребенка (за исключением
младенцев) за счет гравитации или с помощью помпы
для энтерального питания

Рег. уа № _____ от _____ г.

Производитель: ООО "АМС-Мед", 109028, Россия, г.
Москва, переулок Теслянский, дом 5, стр. 1, эт. 4, пом. II
ком. 5
телефон: +7 (495) 221-40-87

LOT

1-201905-150

06.2019

04.2024

STERILE EO

Для одноразового использования.
Стерилизовано: оксидом этилена.
Стерильно, нетоксично.

Внимание:

- не использовать при нарушении упаковки;
- хранить в сухом месте.

Маркировка набора для введения энтерального питания с помощью насоса с мешком 1500 мл

Маркировка набора для введения энтерального питания гравитационный с мешком 1500 мл



АМС-Мед

Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю

Набор для введения энтерального питания
гравитационный с мешком 1500 мл
по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Назначение:

для введения питательных жидкостей непосредственно в
желудок, двенадцатиперстную кишку или тощую кишку
взрослого пациента или ребенка (за исключением
младенцев) за счет гравитации или с помощью помпы
для энтерального питания

Рег. уд. № _____ от _____ г.

Производитель: ООО "АМС-Мед" 109028, Россия, г.
Москва, переулок Тессинский, дом 5, стр. 1, эт. 4 пом. II
ком. 5

телефон: +7 (495) 221-40-87

LOT

2-2019C5-150



05.2019



04.2024



STERILE EO

Для однократного использования.
Стерилизовано: оксидом этилена.
Стерильно, нетоксично.

Внимание:

- не использовать при нарушении упаковки;
- хранить в сухом месте.



Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю

Набор для введения энтерального питания
гравитационный без мешка
по ТУ 32.50.13-003-84148676-2019

Назначение:

для введения питательных жидкостей непосредственно в
желудок, двенадцатиперстную кишку или тощую кишку
взрослого пациента или ребенка (за исключением
младенцев) за счет гравитации или с помощью помпы
для энтерального питания

Рег. уд № _____ от _____ г.

Производитель: ООО "АМС-Мед" 109028, Россия, г.
Москва, переулок Тессинский, дом 5, стр. 1, эт 4 пом II
ком 5

телефон: +7 (495) 221-40-87

LOT

3-201905-0



05.2019



04.2024



STERILE EO

Для одноразового использования.
Стерилизовано: оксидом этилена.
Стерильно, нетоксично.

Внимание:

- не использовать при нарушении упаковки;
- хранить в сухом месте.

Маркировка набора для введения энтерального питания гравитационный без мешка



АМС-Мед

Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю

Набор для введения энтерального питания
гравитационный с контейнером 600 мл
по ТУ 32.50.13-003-84148876-2019

Назначение:

для введения питательных жидкостей непосредственно в
желудок, двенадцатиперстную кишку или тощую кишку
взрослого пациента или ребенка (за исключением
младенцев) за счет гравитации или с помощью помпы
для энтерального питания

Рег. уд № _____ от _____ г.

Производитель: ООО "АМС-Мед" 109028, Россия, г.
Москва, переулок Тессинский, дом 5, стр. 1, эт 4 пом II
ком 5

телефон: +7 (495) 221-40-87

LOT

4-201905-60



05 2019



04 2024



STERILE EO

Для одноразового использования.
Стерилизовано: оксидом этилена.
Стерильно, нетоксично.

Внимание:

- не использовать при нарушении упаковки;
- хранить в сухом месте.

Маркировка набора для введения энтерального питания гравитационный с контейнером 600 мл

ООО «АМС-Мед»
Итого в настоящем документе

17 листа (ов)

Генеральный директор
Махаев В.А.

