

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный»

Производитель:
АО «Валента Фарм», Россия



Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный – потребительская упаковка



1-й вариант маркировки индивидуальной упаковки




Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный – вид индивидуальной упаковки



Набор лейкопластыней бактерицидных детских универсальный – вид изделия размером 1,9×7,2 см с индивидуальной упаковкой



Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный – вид изделия размером 1,6×5,7 см с индивидуальной упаковкой



Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный – вид изделия размером 3,8×3,8 см с индивидуальной упаковкой

2-й вариант маркировки индивидуальной упаковки





1,9×7,2 Д


1,9×7,2 Д

1,9×7,2 Д

1,9×7,2 Д

1,9×7,2 Д





Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный – вид изделия размером 3,8×3,8 см с индивидуальной упаковкой




Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный – вид изделия.


Сочетание дизайнов в каждой пачке произвольное. Фактические дизайны могут отличаться от изображения



Дизайн пластырного полотна



Дизайн пластырного полотна



Дизайн пластырного полотна

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 73 листа (ов).





Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
Ф.И.О. Бикснин А.А.


подпись
М.П.  2022г.

Лейкопластырь бактерицидный детский

Макет первичной упаковки (1,9 x 7,2 см; 1,6 x 5,7 см; 3,8 x 3,8 см),
лицо, оборот

Вариант 1



PANTONE
302 C









BLACK

Лейкопластырь бактерицидный детский

Макет первичной упаковки (1,9 х 7,2 см; 1,6 х 5,7 см; 3,8 х 3,8 см),
лицо, оборот

Вариант 2



Лейкопластырь бактерицидный детский

Макет пачки (75x20x105 мм)

Возможное место
нанесения
знака соответствия




мультипласт®

Набор лейкопластырей бактерицидных детских универсальный, в составе:
· лейкопластырь бактерицидный детский, размером 1,6 см x 5,7 см - 4 шт.;
· лейкопластырь бактерицидный детский, размером 1,9 см x 7,2 см - 10 шт.;
· лейкопластырь бактерицидный детский, размером 3,8 см x 3,8 см - 6 шт.

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при поверхностных повреждениях кожи (небольших порезах, ссадинах, царапинах и других неглубоких повреждениях кожи) у детей.

- Перфорированная полиэтиленовая основа пропускает воздух и обладает водоотталкивающими свойствами
- Пропитка хлоргексидина биглюконатом обеспечивает бактерицидный эффект
- Гипоаллергенные составляющие гарантируют безопасность применения даже на самой чувствительной коже
- Асептический слой обеспечивает безболезненное снятие лейкопластыря с раны
- Картинки с изображениями любимых героев отвлекут вашего ребенка от неприятных ощущений и обернут неприятность в игру

Набор универсальный:



Состав:

Лейкопластырь на пленке полиэтиленовой перфорированной с акриловым клеем, подушечкой из нетканого полотна с асептическим покрытием и антисептической пропиткой: хлоргексидина биглюконат.

Способ применения: Открыть упаковку, извлечь лейкопластырь. Снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приложить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря.

Утилизация: Использованные лейкопластыри относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com

АО «Валента Фарм»
630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембровская, д. 275
Организация, принимающая
претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел. +7 (495) 933-48-62
e-mail: info@valentapharm.com



Место нанесения информации:

- серия
- дата выпуска
- срок годности



CYAN



MAGENTA



YELLOW




BLACK



PANTONE
302 C

Лейкопластырь бактерицидный детский

Этикетка транспортной упаковки
(55x90 мм)



Возможное место нанесения
знака

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа (ов).
Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
ФИО Биккенин А.А.



28 12 2022г.