

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

« 20 » 2022 г.



Образцы маркировки медицинского изделия

**Набор реагентов для выделения и качественного выявления
РНК SARS-CoV-2, включающий специфическую идентификацию
варианта Omicron (B.1.1.529), методом обратной транскрипции и
полимеразной цепной реакции в реальном времени**

«МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК»,

ТУ 21.20.23-057-26329720-2021,

серия (партия): 22001

Внешняя маркировка

Лицевая сторона коробки:



Россия, 630060, г. Новосибирск, ул. Ижменева, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК SARS-CoV-2, включающий специфическую идентификацию варианта Omicron (B.1.1.529), методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в реальном времени
«МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК»,
ТУ 21.20.23-057-26329720-2021

Состав набора

Комплект реагентов для выделения НК:

1. «ЛБ» - лизирующий буфер	1 фл.
2. «РП» - раствор для преципитации	1 фл.
3. «ПР» - буферный раствор для отмывки магнитных частиц	2 фл.
4. «ЭР» - буферный раствор для элюции	1 фл.
5. Планшет 96-луночный для проведения ПЦР	1 шт.
6. Пленка для запечатывания планшета 96-луночного	1 шт.
7. Инструкция по применению	1 шт.



21.01.2022

LOT 22001

РУ № XXXXX от XX.XX.XXXX г.



21.01.2023

REF КНК-311-О



Внимание!!! Упаковка 1 из 2 («Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР») набора реагентов транспортируется отдельно



Для клинической лабораторной диагностики

Пакет, содержащий «Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР»:

ООО "Медико-биологический Союз"	
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01 факс: (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru http://www.mbu.ru	
Набор реагентов для выделения и качественного выявления РНК SARS-CoV-2, включающий специфическую идентификацию варианта Omicron (B.1.1.529), методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в реальном времени «МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК», ТУ 21.20.23-057-26329720-2021	
Состав Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР:	
1. «К+» - положительный контроль	1 пр.
2. «К-» - отрицательный контроль	1 пр.
3. «РС» - реакционная смесь	1 пр.
4. «Фермент RT» - MMLV - обратная транскриптаза	1 пр.
5. «Фермент Р» - Hot-stars Taq-полимераза	1 пр.
21.01.2022 LOT 22001 РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX	
21.01.2023 REF КНК-311-О	
IVD     -16 °C -24 °C	
Упаковка 1 из 2 Внимание!!! «Комплект реагентов для выделения НК» набора реагентов транспортируется отдельно	
Для клинической лабораторной диагностики	

И

	После получения набора поместите этот пакет в морозильную камеру от минус 16 до минус 24°C
--	--


Пакет, содержащий пробирку с «К+»:



Непрозрачный пакет, содержащий пробирку с «РС»:



Пакет, содержащий компоненты «Планшет 96-луночный для проведения ПЦР» и «Пленка для запаивания планшета 96-луночного»



Внутренняя маркировка

Комплект реагентов для выделения НК:




Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР:



Маркировка транспортной тары



Россия, 630060, г. Новосибирск, ул. Ижменская, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru



**Набор реагентов для выделения и качественного выявления
 РНК SARS-CoV-2, включающий специфическую идентификацию
 варианта Omicron (B.1.1.529), методом обратной транскрипции и
 полимеразной цепной реакции в реальном времени**

«МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК»,

ТУ 21.20.23-057-26329720-2021,

серия (партия): 22001

Комплект реагентов для выделения НК, Упаковка 2 из 2,

Инструкция по применению

Кат. №	КНК-311-О
Серия	22001
Дата изготовления	21.01.2022
Срок годности	21.01.2023
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг




Срочный груз

Не бросать

Замораживание не допускается



Россия, 630080, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-00
e-mail: products@mbs.ru
http://www.mbs.ru



**Набор реагентов для выделения и качественного выявления
РНК SARS-CoV-2, включающий специфическую идентификацию
варианта Omicron (B.1.1.529), методом обратной транскрипции и
полимеразной цепной реакции в реальном времени**

«МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК»,

ТУ 21.20.23-057-26329720-2021,

серия (партия): 22001

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР

Кат. №	КНК-311-О
Серия	22001
Дата изготовления	21.01.2022
Срок годности	21.01.2023
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг



Срочный груз

Не бросать

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В. Лосев



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев


« 21 » 2022 г.




**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**Набор реагентов для выделения и качественного выявления
РНК SARS-CoV-2, включающий специфическую идентификацию
варианта Omicron (B.1.1.529), методом обратной транскрипции и
полимеразной цепной реакции в реальном времени
«МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК»,
ТУ 21.20.23-057-26329720-2021,
серия (партия): 22001**

1. Общий вид коробки медицинского изделия «МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК», ТУ 21.20.23-057-26329720-2021, серия (партия): 22001. Фото 1.




2. Общий вид содержимого коробки медицинского изделия «МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК». ТУ 21.20.23-057-26329720-2021. серия (партия): 22001; Комплект реагентов для выделения НК: Упаковка 2 из 2; Инструкция по применению. Фото 2.




3. Общий вид Упаковки 1 из 2 (Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР) медицинского изделия «МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК», ТУ 21.20.23-057-26329720-2021, серия (партия): 22001. Фото 3.



4. Общий вид содержимого Упаковки 1 из 2 (Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР) медицинского изделия «МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК», ТУ 21.20.23-057-26329720-2021, серия (партия): 22001. Фото 4.



5. Общий вид Упаковки 2 из 2 медицинского изделия «МБС-Тест SARS-CoV-2&O РНК», ТУ 21.20.23-057-26329720-2021, серия (партия): 22001. Фото 5.



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (5) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

