

Общество с ограниченной ответственностью
«Современные лабораторные технологии»

Адрес производства:
630559, Россия,
Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово,
ул. Технопарковая, 1;
+7 (383) 309-2000;
8 (800) 100-5-777
info@3092000.ru
www.QUBIOlab.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СЛТ»



Фотографический отчет

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Транспортная среда ТМЗ для РНК коронавируса SARS-CoV-2,
не содержащая гуанидин,
для транспортировки и хранения мазков из носоглотки и ротоглотки»
«QB-TM3-SARS-CoV-2»
по ТУ 21.20.23-006-75841125-2021
серия 211215

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Согласовали:	Технический директор	Р.В. Гуляев		15.12.2021
	Начальник ОБТК	Г.И. Сыровнев		15.12.2021
	Начальник производства реагентов	С.В. Лопухов		15.12.2021
Составил (изменил):	Начальник ООК	Ж.Б. Ибрагимова		15.12.2021

№ п/п	Компоненты
1.	I вариант исполнения QB-TM3-1


1.1. Маркировка

Транспортная среда ТМЗ для РНК коронавируса SARS-CoV-2, не содержащая гуанидин, для транспортировки и хранения мазков из носоглотки и ротоглотки			
I вариант исполнения QB-TM3-1	IVD		
Состав: 1. QB-TM3-1 по 1,0 мл в пробирках типа эппендорф - 100 шт. 2. Инструкция по применению - 1 шт. 3. Паспорт качества - 1 шт.			
			REF ST-081
ООО «Современные лабораторные технологии»		LOT	211215
Адрес производства: Россия, 630558, ИСО, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1 тел: +7 (383)-309-2000, 8 (800)-100-5-777 e-mail: info@3CS2000.ru	Для профессионального применения ТУ 21.20.23-006-75841125-2021 ПУ № РЭН 0000/00000 от 00.00.2022 г.		15.12.2021 15.12.2023

1.2. Пробирки типа эппендорф объемом 2,0 мл



1.3. Общий вид с паспортом и качества и инструкцией по применению



2. II вариант исполнения QB-TM3-2

2.1. Маркировка

Транспортная среда ТМЗ для РНК коронавируса SARS-CoV-2, не содержащая гуанидин, для транспортировки и хранения мазков из носоглотки и ротоглотки

x100

II вариант исполнения QB-TM3-2

IVD

QUBIO

REF ST-082

Состав:

1. QB-TM3-2 по 1,0 мл в пробирках с винтовыми крышками - 100 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.
3. Паспорт качества - 1 шт.

ООО «Современные лабораторные технологии»

Адрес производства:
Россия, 630559; НСО,
р.п. Колыцово,
ул. Технопарковая, 1
тел: +7 (383)-309 2000;
в (800)-100-5-777
e-mail: info@3092000.ru

Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-006 / 5841125-2021
ПУ № РЭН 0000/00000 от 00.00.2022 г.

LOT 211215

15.12.2021

15.12.2023


2°C

+8°C

2.2. Пробирки с винтовыми крышками 2,0 мл



2.3. Общий вид с паспортом и качества и инструкцией по применению



3. III вариант исполнения QB-TM3-3

3.1. Маркировка

Транспортная среда ТМЗ для РНК коронавируса SARS-CoV-2, не содержащая гуанидин, для транспортировки и хранения мазков из носоглотки и ротоглотки			
x1			
III вариант исполнения QB-TM3-3		IVD	100
Состав: 1. QB-TM3-3 100 мл во флаконе. 2. Инструкция по применению - 1 шт. 3. Паспорт качества - 1 шт.			
		REF ST-083	
ООО «Современные лабораторные технологии»		LOT	211215
Адрес производства: Россия, 630558; НСО, р.л. Колыцово, ул. Технопарковая, 1 тел: +7 (383)-308-2000; 8 (800)-100-5-777 e-mail: info@3082000ru		Для профессионального применения ТУ 21.20.23-006-75841125-2021 РУ № РЭН 0000/00000 от 00.00.2022 г.	

Транспортная среда ТМЗ

QB-TM3-SABH

100 мл

QUBIO



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 листов (листа)

Должность: Директор ООО «СЛТ»
Фамилия И.О.: Иенковский Е.В.

Подпись

« 17 »

20 21

