

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Белпа-мед»

О.К. Политико

«29» сентября 2017 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ФИКСИРУЮЩИЕ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Белпа-мед» (ООО «Белпа-мед»), Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н, д.Носилово, ул.Новая, д.2, к.1.

2017



Фото - Бандаж фиксирующий компрессионный, модель 1106 (вид спереди)




Фото - Бандаж фиксирующий компрессионный, модель 1106 (вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий компрессионный, модель 1106 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801 (вид спереди)




Фото - Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801 (вид сбоку)



Фото - Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801 (вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий плечевой (повязка по типу «Дезо»), модель 1901 (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1112 (вид снизу)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1112 (вид сверху)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1112 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1112 (общий вид)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1212 (вид сверху)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1212 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1212 (вид снизу)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1212 (общий вид)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1312 (вид сверху)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1312 (вид сбоку)



Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1312 (вид снизу)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье, модель 1312 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье с шиной, модель 1411 (вид сверху)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье с шиной, модель 1411 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий на запястье с шиной, модель 1411 (вид снизу)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный, модель 0804 (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий коленный, модель 0804 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный, модель 0804 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный, модель 0805 (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий коленный, модель 0805 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный, модель 0805 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0806 (вид спереди)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0806 (вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0806 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0806 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0807 (вид спереди)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0807 (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0807 (вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель 0807 (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий для пупочной грыжи, модель БДПГ (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий для пупочной грыжи, модель БДПГ (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий для пупочной грыжи, модель БДПГ(вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий для пупочной грыжи, модель БДПГ (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий по линии груди, модель БПЛГ (вид спереди)




Фото - Бандаж фиксирующий по линии груди, модель БПЛГ (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий по линии груди, модель БПЛГ (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий грудопоясничный, модель 1402 (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий грудопоясничный, модель 1402 (вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий грудопоясничный, модель 1402 (общий вид)



Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГП (вид спереди)




Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГП (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГП (вид сзади)




Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГП (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГДП (вид спереди)



Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГДП (вид сзади)



Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГДП (вид сбоку)




Фото - Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель БГДП (общий вид)




Фото - Бандаж фиксирующий коленный усиленный, модель 0808





Фото - Бандаж фиксирующий коленный усиленный, модель 0808 (общий вид)




Общий вид потребительской упаковки




Общий вид потребительской упаковки
на примере Бандажа фиксирующего грудопоясничного, модель 1402 (вид сверху)



Общий вид товарного ярлыка (этикетки) потребительской упаковки
на примере Бандажа фиксирующего грудопоясничного, модель 1402



Общий вид транспортной маркировки



Общий вид транспортной упаковки

Прошито и пронумеровано
63 (шестьдесят три) листов

Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"

/О.К. Политико/

10.20.2017 2017 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Белпа-мед»

О.К. Политико

«29» сентября 2017 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ФИКСИРУЮЩИЕ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Белпа-мед» (ООО «Белпа-мед»), Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н, д.Носилово, ул.Новая, д.2, к.1.





польза[®]
www.belpa-med.com



БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ УСИЛЕННЫЙ



модель 0808



**Обеспечивает полную
фиксацию коленного
сустава.**

Универсален по размеру,
подходит для левой и правой
ноги.

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный усиленный, модель 0808»
(лицевая сторона)

**БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ УСИЛЕННЫЙ**
модель 0808

 **польза**
www.belpa-med.com

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ ФИКСАЦИЮ
КОЛЕННОГО СУСТАВА.**

ПОКАЗАНИЯ

- Период реабилитации после травм коленного сустава, гипсовой иммобилизации, оперативного лечения.
- Повреждения капсульно-связочного аппарата, нестабильность коленного сустава.
- Хронические и острые синовиты, гемартрозы коленного сустава.


Разъемная конструкция
удобна в использовании.

Ребра жесткости обеспечивают
иммобилизацию коленного
сустава.

Фиксаторы позволяют
изменять окружность изделия.



Трехслойная
воздухопроницаемая
ткань обеспечивает
комфорт в использовании.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Наложить на ногу, совместив надколенник с выемкой. Подобрать с помощью фиксаторов нужную длину лент, закрепить их застежкой-контакт. Изделие должно плотно облегать конечность и не вызывать неприятных ощущений и сдавливания. Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений обратиться к лечащему врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать руками при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: местные заболевания кожи, открытые раны в зоне ортезирования, индивидуальная непереносимость компонентов сырья. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Состав, %: неопрен – 65, нейлон – 35. **Размер:** универсальный. **Ребра жесткости:** металл, 5 шт. **Фиксаторы:** металл, 6 шт. **Цвет:** бежевый.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
TU ВУ 800007404.009-2014
РУ №ФСЗ 2011/11123 от 25.11.2011г.



Производитель **ООО «БЕЛПА-МЕД»**
222310, Республика Беларусь, Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимающий претензии на территории РФ: **ООО «ПОЛЬЗА»**
214036, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова
д.15, оф. 515. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный усиленный, модель 0808»
(обратная сторона)

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
ГРЫЖЕВЫЙ
ПАХОВЫЙ

двусторонний

односторонний


польза

польза®
www.belpa-med.com

польза®

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГРЫЖЕВЫЙ ПАХОВЫЙ
двусторонний,
односторонний

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ГРЫЖЕВЫЙ ПАХОВЫЙ



двусторонний,
односторонний



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель: БГП»
(лицевая сторона)



Протизводитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: 375 176 72604
E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель
производителя, принимающий претензии
на территории РФ: ООО «ПОЛЪЗА»
214036, Россия, г. Смоленск, ул. Смольнинская,
д. 15, оф. 515. Тел.: +7 495 6880774
E-mail: polza_offo@mail.ru

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ГРЫЖЕВЫЙ ПАХОВЫЙ



двусторонний, односторонний



**ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОГРЕССИРОВАНИЮ ПАХОВЫХ И БЕДРЕННЫХ
ГРЫЖ, УМЕНЬШАЕТ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ, НАДЕЖНО
УДЕРЖИВАЕТ ГРЫЖУ ВО ВПРАВЛЕННОМ СОСТОЯНИИ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Вправимые паховые и бедренные грыжи.
- Предупреждение грыжеобразования при тяжелых физических нагрузках, натуживании, кашле.
- Профилактика рецидива грыжи после хирургического лечения.

ОСОБЕННОСТИ	двусторонний	односторонний
Панель из мягкого материала комфортна при ежедневном использовании.		
Шлевки с регуляторами длины позволяют самостоятельно отрегулировать размер натяжения.		
Кармашек для съемного пелота.		
Универсален, подходит для левой и правой стороны.		
Система фиксации с помощью застежки-контакт не сковывает движения и незаметна под одеждой.		
Эластичное хлопковое полотно обладает высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.		
		Съемный пелот. 

Размер изделия	Обхват бедер, см
1	78 - 90
2	90 - 104
3	104 - 120
4	120 - 138

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надевать поверх хлопкового белья лежа на спине после полного вправления грыжи. Пелот(ы) разместить над грыжей, застегнуть бандаж спереди, отрегулировать степень фиксации с помощью застежки-контакт. Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать руками при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить утюгом. Универсален для мужчин и женщин.
Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.
Противопоказания: неправильное грыжевое выпячивание, ущемление грыжи, местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Состав, %: хлопок – 73, латекс – 15, полиэфир – 10, пенополиуретан – 2.

Съемные пелоты:
двусторонний – 2 шт.
односторонний – 1 шт.

Цвет: бежевый.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
ТУ РБ 800007404.007-2003



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий грыжевый паховый, модель: БГП»
(обратная сторона)

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
ДЛЯ ПУПЧОНОЙ
ГРЫЖИ

польза
www.belpa-med.com


польза

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
ДЛЯ ПУПЧОНОЙ ГРЫЖИ

сделано в
БЕЛАРУСИ
Производитель ООО «Белпа-мед»

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
ДЛЯ ПУПЧОНОЙ ГРЫЖИ

сделано в
БЕЛАРУСИ
Производитель ООО «Белпа-мед»



натуральные материалы
хлопок

ткань имитирует
кожу

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий для пупочной грыжи,
модель: БДПГ» (лицевая сторона)



ПОЛЬЗА

Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Могилевский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpamed@yandex.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимющий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА» 214036, Россия
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 315
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_smo@mail.ru


БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ДЛЯ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ

польза®

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОГРЕССИРОВАНИЮ
ПУПОЧНЫХ И ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ, НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТ
ГРЫЖУ ВО ВПРАВЛЕННОМ СОСТОЯНИИ.

ПОКАЗАНИЯ

- Вправимые пупочные и параумбиликальные грыжи, грыжи белой линии живота.
- Вправимые послеоперационные грыжи передней брюшной стенки.
- Профилактика рецидива грыжи после хирургического лечения.



Эластичное хлопковое полотно обладает высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.



Съемный пелот (СП) создает локальное давление, удерживает грыжу во вправленном состоянии.

Размер изделия	Обхват талии, см
1	68 - 80
2	80 - 94
3	94 - 110
4	110 - 128

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надеть поверх хлопкового белья лежа на спине после полного вправления грыжи. Пелот разместить над грыжей, застегнуть бандаж спереди, отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной поясной ленты. Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать с руками с использованием mild моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить вдали от источников тепла. Не падать утюгом. Универсален для мужчин и женщин.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% на расстоянии не менее 1 м от тепловыделяющих приборов.

Противопоказания: неправильное грыжевое выпячивание, ущемление грыжи, местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Состав, %: хлопок - 73, латекс - 15, полиэфир - 10, пенополиуретан - 2.
Ребра жесткости: пластик - 2 шт.
Цвет: бежевый.



Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.
ТУ РБ 800007404.007-2003



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий для пупочной грыжи, модель: БДПГ»
(обратная сторона)


польза

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ
модель 1402



модель
1402

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ



польза
www.belpa-med.com

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ
Модель 1402

польза

польза


Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимающий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия,
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий грудопоясничный, модель: 1402»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ

модель 1402



**ФИКСИРУЕТ ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛЫ
ПОЗВОНОЧНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОРРЕКЦИЮ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Болевой синдром на фоне деформирующих дорсопатий различного генеза, вторичные дорсалгии.
- Межреберная невралгия.
- Нарушения осанки (в комплексной терапии).
- Период реабилитации после травм и операций на позвоночнике.
- В целях компенсации дефицита опорности позвоночника при физических нагрузках.

Особенности

Разъемная конструкция изделия позволяет самостоятельно регулировать степень натяжения поясных лент и плечевых лямок.

Ребра жесткости обеспечивают разгрузку и стабилизацию позвоночника.

РЖ	2	пластик А
	2	металл В

Дополнительные упругие тессы усиливают фиксирующее действие и обеспечивают эргономичную посадку по фигуре.

Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфорт в использовании.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

	МЕХАНИЗМ	ЭФФЕКТ
A	Циркулярное давление	Декомпрессия позвоночника
B	Упругая поддержка металлических пластин	Ограничение амплитуды движений
C	Жесткость пластиковых ребер	Вертикальная разгрузка
D	Эластичное разведение плечевого пояса	Реклинизация грудных позвонков


Размер изделия	Обхват груди, см	Обхват талии, см
1	64 - 72	60 - 65
2	72 - 80	65 - 70
3	80 - 90	70 - 80
4	90 - 100	80 - 90
5	100 - 110	90 - 104
6	110 - 120	104 - 116
7	120 - 130	116 - 128

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надевать поверх хлопкового белья. Зафиксировать на поясе застежкой-контакт, протянуть лямки через плечевой пояс перекрестом на спине и зафиксировать спереди (см. рис. 1-2). При первичном использовании носить 15-20 минут в день, далее добавляя по 20 мин. ежедневно, довести до 3-4 ч. Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать руками с использованием нейтральных моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Универсален для мужчин и женщин.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные заболевания кожи в области ортезирования, острая травма позвоночника, выраженная сердечно-легочная недостаточность.



Состав, %: полиэфир – 67,
латекс – 31, пенополиуретан – 2.
Ребра жесткости – пластик, 2 шт.
металл, 2 шт.

Цвет: черный.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
325-1 ТУ РБ 800007404.007-2003



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий груднопоясничный, модель: 1402»
(обратная сторона)




польза

www.belpa-med.com

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ

МОДЕЛЬ
1402



**Фиксирует грудной и пояснично -
крестцовый отделы позвоночника.
Корректирует осанку.**

Размер изделия	1Д	2Д
Обхват талии, см	45 - 55	55 - 65

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий груднопоясничный, модель: 1402»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ модель 1402




Эластичное хлопковое полотно обладает высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.

Эластичные лямки разводят плечи и способствуют поддержанию правильной осанки.

2 пластик А
2 металл В

Упругие ребра жесткости обеспечивают стабилизирующий эффект и разгрузку грудного и поясничного отделов позвоночника.

Дополнительные поясные тесьмы позволяют регулировать степень фиксации.



**ФИКСИРУЕТ ГРУДНОЙ И
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ
ОТДЕЛЫ ПОЗВОНОЧНИКА.
КОРРЕКТИРУЕТ ОСАНКУ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Нарушения осанки, сколиоз 1-2 степени.
- Спондилопатии и хондропатии грудного отдела.
- Период реабилитации после травм и операций на грудном и поясничном отделах позвоночника.
- Высокие физические нагрузки, длительное пребывание в статическом положении.
- Болевой синдром при заболеваниях поясничного и грудного отделов позвоночника.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надевать поверх хлопкового белья. Зафиксировать на поясе застежкой-контакт, протянуть лямки через плечевой пояс перекрестом на спине и зафиксировать спереди.

При первичном использовании носить 15-20 минут в день, далее добавляя по 20 мин. ежедневно, довести до 3-4 ч. Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать руками с использованием нейтральных моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Универсален для мужчин и женщин.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные заболевания кожи в области ортезирования, острая травма позвоночника, выраженная сердечно-лёгочная недостаточность.

Состав, %:

хлопок - 73,
латекс - 15,
полиэфир - 10,
пенополиуретан - 2.
Ребра жесткости –
пластик – 2 шт, металл - 2 шт.

Цвет: бежевый

Гарантийный срок
хранения - 36 месяцев.
ТУ РБ 800007404.007-2003
РУ № ФСЗ 2010/06347 от 15.03



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»

222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р. н.
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604
E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя, принимающий претензии на территории РФ:

ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия,
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий груднопоясничного, модель: 1402»
(обратная сторона)

ПОЛЬЗА®

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ
модели 0804, 0805

ПОЛЬЗА®

ПОЛЬЗА®
www.belpa-med.com

ПОЛЬЗА®



БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ



БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ
модели 0804, 0805



модели
0804, 0805



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимающий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д.15, оф. 515. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный, модель 0804; модель 0805»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ

модели 0804, 0805




польза®

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ УМЕРЕННУЮ ФИКСАЦИЮ И РАЗГРУЗКУ
КАПСУЛЫ И СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА.
ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.**


ПОКАЗАНИЯ

- Болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена.
- Артроз и ревматические поражения коленного сустава в стадии обострения.
- Реабилитационный период после травм и операций на коленном суставе.
- Профилактика заболеваний и травм коленного сустава.

ОСОБЕННОСТИ БАНДАЖА НА ПРИМЕРЕ МОД. 0805



Трехслойная
воздухопроницаемая
ткань обеспечивает
комфорт в
использовании




Плотное кольцо
дополнительно
защищает колено

Эластичные ленты
закрепляются
застежкой-контакт.

Отличия моделей

0804

**Неразъемная
конструкция**



0805

**Разъемная
конструкция**



Размер
изделия

Обхват колена, см

	0804	0805
1	32 – 35	30 – 36
2	35 – 38	36 – 42
3	38 – 41	42 – 48
4	41 – 44	–
5	44 – 47	–

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия так, чтобы при надевании требовалось прилагать некоторое усилие. Бандаж должен плотно облегать область колена. Допускается ношение поверх хлопкового белья. Наложить на колено, обернуть, отрегулировать степень компрессии натяжением лент и отрегулировать застёжку. Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи в зоне ортезирования, выраженные нарушения микроциркуляции и кровообращения конечности, острая травма колена. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Состав, % (0804, 0805):

1 неопрен – 65
нейлон – 35

2 неопрен – 65
хлопок – 20
нейлон – 15

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
ТУ ВУ 800007404.009-2014



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный, модель 0804; модель 0805»
(обратная сторона)

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ
С ШАРНИРАМИ
Модель 0806



польза®
www.belpa-med.com


польза®

польза®



**БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ
С ШАРНИРАМИ**

Модель 0806



**БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ С ШАРНИРАМИ**
модель 0806



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимающий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д.15, оф. 515. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель: 0806»
(лицевая сторона)


БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ С ШАРНИРАМИ модель 0806



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЖЕСТКУЮ ФИКСАЦИЮ И БОКОВУЮ СТАБИЛИЗАЦИЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА. ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

ПОКАЗАНИЯ

- Болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена.
- Артроз и ревматические поражения коленного сустава в стадии обострения.
- Реабилитационный период после травм и операций на коленном суставе.
- Профилактика заболеваний и травм коленного сустава при снижении опорной функции и боковой нестабильности колена.



Размер изделия	Обхват колена, см
1	32 – 35
2	35 – 38
3	38 – 41
4	41 – 44
5	44 – 47

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия так, чтобы при надевании требовалось прилагать некоторое усилие. Бандаж должен плотно облегать область колена. Допускается ношение поверх хлопкового белья. Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи в зоне ортезирования, выраженные нарушения микроциркуляции и кровообращения конечности, острая травма колена. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающих кремов или мазей.

Состав, %:

- 1 хлопок – 20
неопрен – 65
нейлон – 15
- 2 неопрен – 65
нейлон – 35

Шина: металл, 2 шт.
Цвет: бежевый, черный.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
ТУ ВУ 800007404.009-2014



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель: 0806»
(обратная сторона)

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ
С ШАРНИРАМИ

Модель 0807



польза®
www.belpa-med.com




БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ С ШАРНИРАМИ
модель 0807



БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
КОЛЕННЫЙ
С ШАРНИРАМИ

модель 0807



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р.н.
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимающий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д.15, оф. 515. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель: 0807»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЛЕННЫЙ С ШАРНИРАМИ

модель 0807



**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЖЕСТКУЮ ФИКСАЦИЮ И БОКОВУЮ СТАБИЛИЗАЦИЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА.
ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Болевой синдром при воспалительных заболеваниях и травмах колена.
- Артроз и ревматические поражения коленного сустава в стадии обострения.
- Реабилитационный период после травм и операций на коленном суставе.
- Профилактика заболеваний и травм коленного сустава при снижении опорной функции и боковой нестабильности колена.



Размер изделия	Обхват колена, см
1	30 – 36
2	36 – 42
3	42 – 48

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать размер изделия так, чтобы при надевании требовалось прилагать некоторое усилие. Бандаж должен плотно облегать область колена. Допускается ношение поверх хлопкового белья. Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи в зоне ортезирования, выраженные нарушения микроциркуляции и кровообращения конечности, острая травма колена. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Состав, %:
хлопок – 20
1 неопрен – 65
нейлон – 15
2 неопрен – 65
нейлон – 35

Шина: металл, 2 шт.
Цвет: бежевый, черный.
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
TU BY 800007404.009-2014



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами, модель: 0807»
(обратная сторона)



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий компрессионный, модель 1106»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
КОМПРЕССИОННЫЙ


модель 1106




ФИКСИРУЕТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА.
ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

ПОКАЗАНИЯ

- Болевой синдром при заболеваниях поясничного отдела позвоночника.
- Нарушения опорной функции позвоночника на поясничном уровне.
- Период реабилитации после травм и операций на позвоночнике.
- Провоцирующие нагрузки на поясницу.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



	МЕХАНИЗМ	ЭФФЕКТ
A	Циркулярное давление	Декомпрессия позвоночника
B	Фиксация упругими лентами	Стабилизация межпозвонковых суставов
C	Жесткость пластиковых ребер	Вертикальная разгрузка

Размер изделия	Обхват талии, см
1	65 – 77
2	77 – 90
3	90 – 104
4	104 – 116
5	116 – 128
6	128 – 140

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надевать поверх хлопкового белья лежа на спине, застегнуть спереди, отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительных поясных лент (см. рис. 1-2). Длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Перед стиркой застегнуть застёжки. Стирать руками при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла. Не гладить утюгом. Универсален для мужчин и женщин.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: открытые травмы в поясничной области, местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.



рис. 1



рис. 2

Состав, %:

1 неопрен – 65
хлопок – 20
нейлон – 15

2 неопрен – 65
нейлон – 35

Ребра жесткости:

4 – пластик, 2 – металл.
Цвет: черный.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

321-I TU BY 800007404.009-2014



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий компрессионный, модель 1106»
(обратная сторона)

польза®

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
ПЛЕЧЕВОЙ
модель 1801



польза®

www.belpa-med.com




польза®



БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛЕЧЕВОЙ

модель 1801



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604. E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя,
принимающий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д. 15, оф. 515. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru


БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
ПЛЕЧЕВОЙ
модель 1801



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛЕЧЕВОЙ


модель 1801



ФИКСИРУЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЛЕЧО, РАЗГРУЖАЕТ КАПСУЛУ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА.

ПОКАЗАНИЯ

- Травматический вывих плеча (при консервативном лечении и в целях профилактики).
- Гипермобильность и привычный вывих плеча.
- Артриты, артрозы плечевого сустава, плечелопаточный периартрит.
- Период реабилитации после травм, иммобилизации, операций на плечевом суставе, лопатке, ключице.



Размер изделия	Обхват груди на уровне подмышечной впадины, см
1	80 - 90
2	90 - 101
3	101 - 112
4	112 - 124

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Наложить на плечо, зафиксировать застежкой-контакт. Затем обернуть разъемный нагрудный ремень вокруг туловища через подмышечную впадину и зафиксировать застежкой спереди (рис. 1). Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи в зоне ортезирования, выраженные нарушения микроциркуляции и кровообращения ортезируемой конечности, острая травма плеча, ключицы, лопатки. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.



рис. 1

Состав, %:

1	неопрен – 65	
	нейлон – 35	
2	неопрен – 65	
	хлопок – 20	
	нейлон – 15	

Цвет: бежевый, черный.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
ТУ ВУ 800007404.009–2014



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий плечевой, модель 1801»
(обратная сторона)

БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ЗАПЯСТЬЕ
модели
1112, 1212, 1312



польза[®]
www.belpa-med.com



Производитель
ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310, Республика Беларусь
Минская обл.,
Молодечненский р-н
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604
E-mail: belpa@belpa.by

Уполномоченный
представитель производителя,
принимавший претензии
на территории РФ: ООО «Польза»
214036, Россия, г. Смоленск
ул. Смольянинова
д. 15, оф. 51/5. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_ortho@mail.ru



БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ

модели
1112, 1212
1312



БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ЗАПЯСТЬЕ
модели
1112, 1212, 1312

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий на запястье,
модель: 1112, 1212, 1312»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ

модели 1112, 1212, 1312



польза®


www.belpa-med.com

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКУЮ ФИКСАЦИЮ И РАЗГРУЗКУ ЗАПЯСТЬЯ. ПОКАЗАНИЯ


- Воспалительные и ревматические поражения кистевого сустава.
- Невропатии лучевого нерва, туннельный синдром.
- Реабилитационный период после травм, операций, иммобилизации.
- Профилактика травм при занятиях спортом и физических нагрузках.

Особенности моделей


мод. 1112



мод. 1212



мод. 1312



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Наложить на кисть, обернуть, отрегулировать степень компрессии натяжением и зафиксировать застежку. Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к врачу. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Цвет: бежевый, черный.

Размер: универсальный.

Состав, %:

хлопок – 20
1 неопрен – 65
нейлон – 15

2 неопрен – 65
нейлон – 35

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

ТУ ВУ 800007404.009-2014




Макет маркировки «Бандаж фиксирующий на запястье,
модель: 1112, 1212, 1312»
(обратная сторона)

польза®
БАНДАЖ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ЗАПЯСТЬЕ
С ШИНОЙ
Модель 1411


польза®
www.belpa-med.com

польза®

**БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ЗАПЯСТЬЕ С ШИНОЙ**



модель 1411



польза®

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ЗАПЯСТЬЕ С ШИНОЙ
модель 1411



Производитель **ООО «БЕЛПА-МЕД»**
222310, Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604
E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель
производителя, принимающий претензии
на территории РФ: **ООО «ПОЛЬЗА»**
214036, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова,
д.15, оф. 515. Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий на запястье с шиной, модель: 1411»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ С ШИНОЙ модель 1411



**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЖЕСТКУЮ ФИКСАЦИЮ И РАЗГРУЗКУ
ЗАПЯСТЬЯ. ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Ушибы и повреждения связок запястья.
- Воспалительные и ревматические поражения лучезапястного сустава.
- Невропатии лучевого нерва, туннельный синдром.
- Реабилитационный период после травм, операций, иммобилизации.



Размер изделия	Обхват запястья, см
1	до 17
2	17 - 20
3	20 - 24
4	более 24

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Наложить на кисть, обернуть и зафиксировать застежки. Отрегулировать степень компрессии натяжением дополнительной эластичной ленты, закрепить ленту на запястье. Изделие подходит как для правой, так и для левой руки. Достаточно переместить шину в свободный второй карман и наложить на кисть другой стороной так, чтобы шина была на внутренней стороне ладони. Перед стиркой удалить шину из кармана и застегнуть застежки. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи в зоне ортезирования, выраженные нарушения микроциркуляции и кровообращения конечности, острая травма кистевого сустава. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Шина: 1 шт., алюминий.
Цвет: бежевый, черный.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
ТУ ВУ 800007404.009-2014


Состав, %:
неопрен – 65;
хлопок – 20;
нейлон – 15.



Макет маркировки «Бандаж фиксирующий на запястье с шиной, модель: 1411»
(обратная сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛЕЧЕВОЙ

модель 1901



Повязка по типу «Дезо».
Фиксирует и поддерживает плечо,
разгружает капсулу плечевого сустава.


Универсален по размеру, подходит для левого и
правого плеча.

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий плечевой (повязка по типу «Дезо»), модель 1901»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛЕЧЕВОЙ модель 1901

польза



Трехслойная воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфорт в использовании.

**ПОВЯЗКА ПО ТИПУ «ДЕЗО».
ФИКСИРУЕТ ПЛЕЧО И ПРЕД-
ПЛЕЧЬЕ, РАЗГРУЖАЕТ
КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ
АППАРАТ ПЛЕЧЕВОГО
И ЛОКТЕВОГО СУСТАВОВ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение неосложненных травм плеча, ключицы, лопатки.
- Артроз, артрит плечевого сустава.
- Неврологические заболевания верхней конечности.
- Послеоперационная иммобилизация плечевого сустава и акромиальноключичного сочленения.



Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Зафиксировать муфтой предплечье к плечу под углом 90°, отрегулировать лямки (рис. 1). Затем обернуть вокруг туловища широкий разъемный пояс и зафиксировать муфту к корпусу (рис. 2). Муфта удерживает предплечье под углом 90° к плечу, может использоваться отдельно для легкой фиксации верхней конечности. Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, обратиться к врачу. Перед стиркой застегнуть застежки. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть и не выжимать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, воспалительные поражения кожи плечевого пояса и грудной клетки. Не рекомендуется использовать после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Состав, %:

1 хлопок – 20
неопрен – 65
нейлон – 15

2 неопрен – 65
нейлон – 35

Цвет: черный.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

ТУ ВУ 800007404.009-2014



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604
E-mail: belpa@tut.by

**Уполномоченный представитель
производителя, принимающий претензии
на территории РФ: ООО «ПОЛЬЗА»**
214036, Россия, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru



польза®

www.belpa-med.com

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ПО ЛИНИИ ГРУДИ



**Создает равномерную эластичную компрессию
в области грудной клетки.**

Размер изделия	1	2	3	4
Обхват груди, см	68–81	81–96	96–112	112–127

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий по линии груди, модель: БПЛГ»
(лицевая сторона)

БАНДАЖ ФИКСИРУЮЩИЙ ПО ЛИНИИ ГРУДИ




Воздухопроницаемая натуральная ткань обеспечивает комфорт в использовании.

Эластичная вставка не препятствует нормальному дыханию.

Панели из нерастяжимого хлопкового материала не травмируют ткани грудной области.

Застежка-контакт эргономично фиксирует изделие по фигуре.



**СОЗДАЕТ РАВНОМЕРНУЮ
ЭЛАСТИЧНУЮ КОМПРЕССИЮ
В ОБЛАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.**

ПОКАЗАНИЯ

- Миалгии, миозиты, межреберные невралгии.
- Закрытые травмы грудной клетки.
- Период реабилитации после хирургических вмешательств в области грудной клетки.

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надевать непосредственно на тело или хлопковое белье, фиксировать контактной лентой в состоянии неполного выдоха без утягивания, располагая застежку в стороне от послеоперационной раны. Длительность использования определяется лечащим врачом. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к врачу. Перед стиркой застегнуть застежку. Стирать руками при температуре воды не выше 40°C нейтральными моющими средствами, не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла в расправленном виде. Не кипятить. Не отбеливать. Не гладить утюгом. Универсален для мужчин и женщин.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14°C и не выше 25°C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, местные воспалительные поражения кожи, выраженная дыхательная недостаточность.

Состав, %:

хлопок – 80;
полиэфир – 14,
латекс – 6.

Цвет: белый.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

324-I ТУ РБ 800007404.007-2003



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»

222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604
E-mail: belpa@tut.by

Уполномоченный представитель производителя, принимающий претензии на территории РФ:

ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия,
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru

Макет маркировки «Бандаж фиксирующий по линии груди, модель: БПЛГ»
(обратная сторона)

Бандаж фиксирующий грудной поясничный
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель 1402

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий на запястье
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер универсальный модель XXXX

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий для тупочной грыжи
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель БДЛГ

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий компрессионный
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель 1106

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий на запястье с шнуром
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель 1411

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий по линии груди
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель БЛГ

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий плечевой
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель 1801

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий коленный
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель XXXX

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий грыжевый паховый
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель XXX/XXXX

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий плечевой (повязка по типу "двоя")
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер универсальный модель 1901

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий коленный с шарнирами
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер №X модель XXXX

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Бандаж фиксирующий коленный усиленный
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

размер универсальный модель 0808

ЦВЕТ-X

Класс компрессии

Дата выпуска: XX.2017 г.

МЗ РБ № ИМ-7.7740/1610 от 02.07.2014 г.

РУ № _____ дата

Макет товарного ярлыка (этикетки) потребительской упаковки

Прошито и пронумеровано

30 (Тридцать) листов

Директор ООО "БЕЛПА-МЕД"

/О.К. Политико/

ноябрь 2017 г.

