

Фотографические изображения и макеты маркировки

«Стерилизаторы паровые марки DGM с принадлежностями»



илизаторы паровые марки DGM с принадлежностями: в следующих исполнениях: AND-100 (проходной тип), AND-100 (непроходной тип), AND-150 (проходной тип), AND-150 (непроходной тип).



Стерилизаторы паровые марки DGM с принадлежностями: в следующих исполнениях: AND-100 (проходной тип), AND-100 (непроходной тип), AND-150 (проходной тип), AND-150 (непроходной тип).



Стерилизаторы паровые марки DGM с принадлежностями: в следующих исполнениях: AND-300 (проходной тип), AND-300 (непроходной тип), AND-400 (проходной тип), AND-400 (непроходной тип), AND-600 (непроходной тип), AND-600 (проходной тип), AND-800 (проходной тип), AND-800 (непроходной тип).



Стерилизаторы паровые марки DGM с принадлежностями: в следующих исполнениях: AND-300 (проходной тип), AND-300 (непроходной тип), AND-400 (проходной тип), AND-400 (непроходной тип), AND-600 (непроходной тип), AND-600 (проходной тип), AND-800 (проходной тип), AND-800 (непроходной тип).



Стерилизаторы паровые марки DGM с принадлежностями: в следующих исполнениях: AND-300 (проходной тип), AND-300 (непроходной тип), AND-400 (проходной тип), AND-400 (непроходной тип), AND-600 (непроходной тип), AND-600 (проходной тип), AND-800 (проходной тип), AND-800 (непроходной тип).




1. Бумага для принтера



2. Блок пневматики



3. Блок питания



4. Быстросъемное соединение




5. Вентиль запорный



6. Вентилятор

6. Вентилятор




7. Выключатель автоматический




8. Выключатель концевой– не более 5 шт.

8. Выключатель концевой– не более 5 шт.




9. Датчик давления




10. Датчик температуры – не более 2 шт.

10. Датчик температуры – не более 2 шт.




11. Датчик уровня воды



12. Держатели трубок

12. Держатели трубок




13. Дверная защелка



14. Дверь стерилизационной камеры





16. Заглушки




17. Камера стерилизационная – не более 1 шт.



18. Кабель подачи питания

18. Кабель подачи питания




19. Картридж ленточный




20. Клавишная панель управления





22. Клапан предохранительный

22. Клапан предохранительный



23. Клапан с пневматическим приводом




24. Клапан электромагнитный



25. Клапан обратный



26. Кнопка включения, выключения



27. Кнопка аварийного отключения




28. Колонка водоказательная в сборе


28. Колонка водоуказательная в сборе



29. Кольцо уплотнительное



30. Компрессор




31. Конденсатор пусковой



32. Контактор



33. Контроллер



34. Коробка стерилизационная

34. Коробка стерилизационная



35. Корзина загрузочная




36. Корзина стерилизационная

36. Корзина стерилизационная



37. Крепежные и соединительные элементы – не более 100 шт.



37. Крепежные и соединительные элементы – не более 100 шт.

37. Крепежные и соединительные элементы – не более 100 шт.



38. Лампа индикаторная




39. Конденсатоотводчик



40. Лоток, направляющие лотка




41. Манометр












44. Микропереключатель на дверь








47. Насос вакуумный





50. Оборудование для водоподготовки, в состав которого может входить:





– фильтр глубокой очистки питающей воды – не более 2 шт.



— накопительная ёмкость питающей воды — не более 2 шт.



- насосная станция питающей воды – не более 2 шт.



— группа фильтров для удаления растворенного в воде железа — не более 3 шт.



- автоматический умягчитель воды – не более 2 шт.





— бак для хранения солевого раствора — не более 2 шт.



- автоматический угольный фильтр – не более 2 шт.



— накопительная ёмкость для умягчения воды — не более 2 шт.



Установка обратосмотической фильтрации (олчо- и лвуступенчатая) – не более 2 шт.





— ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИЩЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ — НЕ БОЛЕЕ 2 ТОНН.

– ёмкости для хранения кислоты и щелочи – не более 2 шт.




– накопительная ёмкость для хранения воды очищенной – не более 2 шт.





- насосная станция для воды очищенной – не более 2 шт.






– шкаф управления системой водоподготовки – не более 2 шт.



53. Панель управления

53. Панель управления




54. Панель облицовочная




55. Панель принтера

55. Панель принтера




56. Парогенератор



57. Пластмассовые крышки, ручки


57. Пластмассовые крышки, ручки



58. Платы управления электронные, индикаторные, контрольные



59. Полка



60. Предохранители

SIEMENS

MEMORY CARD

储存卡

4MB

Ta: 0...+60°C



FS 01

CUL

3H9



1P 6ES7 954-8LC02-0AA0

QTY: 1



03.2016

s C-H3B85428



4 047623 402350



KCC-REM-S49-S71200



CAUTION! PLEASE READ THE NOTES IN THE
RELEVANT MANUAL BEFORE SYSTEM STARTUP.
MANUALS ARE AVAILABLE FROM THE SIMATIC SUPPORT
HOMEPAGE SUPPORT AUTOMATION SIEMENS.COM.
注意：请在系统启动之前阅读相应手册中的注释。
手册可在SIMATIC支持网页

质量检验合格



LISTED 7407


FAC




AGING




62. Привод двери







Принтер встроенный для распечатки данных процесса с соединениями (шлейфы) – не более 2 шт.




64. Принтер встроенный для распечатки данных процесса с соединениями (шлейфы) – не более 2 шт.





66. Разъем соединительный

67. Резервуар (бачок) для воды





68. Резервуар


Резул



Регуляторы давления, температуры, времени









71. Реле твердотельное







73. Ресивер





75. Стекло водомерное





77. Смазка для механизмов







Тележка загрузочная



INDIEL
PRI 230V
www.indiel.pl
95-060 Brzeziny, Piłsudskiego 20
TSZS 120/010M
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR, TRANSFORMATOR, TRANSFORMATOR
S = 120VA
U_{PR} = 230V
U_{SEC} = 24V-5,0A
Ta 40B
IP 00
SEC 24V
11-2013
PNE 41550-2-4




81. Трубки пневматические, гидравлические, воздушные, нержавеющей, медные, пластмассовые, фторопластовые





Useable Above 5
mmHg Above (V), ONLY

Type: C200-174
P20 20-100 EU Mt. 4.5
Ref. No. S2070 0203 1
PST 30 bar 150 C
Mfr. No. 7227857 0087 DO 13





Удостоверитель полимерного стекла





85. Фильтр камеры





более 5 шт.





89. Элемент нагревательный (ТЭН) – не более 15 шт



DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG

ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ ХАНДЕЛ АГ

Baarerstasse 8, 6th floor, Postfach 623

6301, Zug, Switzerland

Стерилизатор паровой DGM AND

Сер.№

Дата

Максимально допустимое давление

Максимально допустимая температура

Электропитание

Мощность

Масса



93/42/EEC

0120



2014/68/EU

0353

Производитель,
Место производства

sms Sp. z o.o.

«CMC Sp. 3.o.o.»

Сделано в Польше

ul. Konstruktorska 8, 02-673 Warszawa, Poland
tel. +48 22 843 27 61, fax +48 22 843 28 81
www.sms.com.pl, sms@sms.com.pl

Макет маркировки

sms

 Sp. z o.o.

«СМС Сп. З.о.о.»

ul. Konstruktorska 8, 02-673 Warszawa, Poland

tel. +48 22 843 27 61, fax +48 22 843 28 81

www.sms.com.pl, sms@sms.com.pl

Обозначение сосуда **Камера**

Сер.№

Дата

Максимально допустимое давление

Максимально допустимая температура

Объём

Камера

Рубашка

Пробное давление

Дата гидроиспытаний

CE 0353

Макет маркировки

Макет

sms Sp. z o.o.

«СМС Сп. З.О.О.»

ul. Konstruktorska 8, 02-673 Warszawa, Poland

tel. +48 22 843 27 61, fax +48 22 843 28 81

www.sms.com.pl, sms@sms.com.pl

Обозначение сосуда Парогенератор

Сер.№

Дата

Максимально допустимое давление

Максимально допустимая температура

Объём

Мощность

Пробное давление

Дата гидроиспытаний

CE 0353

Макет маркировки



**Горячая линия
технической поддержки
DGM и ТЗМОИ
Customer Support Hotline: DGM and TZMOI
РУ № ФСЗ 2009/03688**

**Российская Федерация / The Russian Federation
8 800 25-00-105**

**Другие страны / All the other countries
+7 (495) 739-39-47**

Макет маркировки

ПРИНТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
60 * (из 60) ЛИСТА/ОВ

