


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения человеческого инсулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Инсулин Калибраторы (Alinity i Insulin Calibrators)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Alinity i Insulin Calibrators



CONTAINS: AZIDE

		CONC μU/mL	CONC pmol/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0	0
CAL B	1 x 3.0 mL	3	21.53
CAL C	1 x 3.0 mL	10	71.75
CAL D	1 x 3.0 mL	30	215.3
CAL E	1 x 3.0 mL	100	717.5
CAL F	1 x 3.0 mL	300	2153



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R02



REF 04T7501




Exp. 2019-12-25



LOT 06515LP48




D5-AL002-2/R01



(01) 00380740150792 (17) 191225

(10) 06515LP48 (240) 04T7501 (91) Insulin



NAME

Alinity i Insulin Calibrators (also referred to as Insulin Cals)

INTENDED USE

The Alinity i Insulin Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of human insulin in human serum and plasma.

For additional information, refer to the Alinity i Insulin reagent package insert and the Alinity ci-series Operations Manual.

CONTENTS


STORAGE

- Do not use past expiration date.

	Storage Temperature	Maximum Storage Time	Additional Storage Instructions
Unopened	2 to 8°C	Until expiration date	
Opened	2 to 8°C	Until expiration date	Store tightly capped with new replacement cap. Return to refrigerated storage after use.

Stability, which is the time the

ическое изображение вида упаковки "Инсулин Калибраторы (Alinity i Insulin Calibrators)



Alinity i Insulin Calibrators

		CONC μU/mL	CONC pmol/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0	0
CAL B	1 x 3.0 mL	3	21.53
CAL C	1 x 3.0 mL	10	71.75
CAL D	1 x 3.0 mL	30	215.3
CAL E	1 x 3.0 mL	100	717.5
CAL F	1 x 3.0 mL	300	2153

CONTAINS: AZIDE

www.abbottdiagnostics.com/1FU R02

REF 04T7501

Exp. 2019-12-25

LOT 06515LP48

D5-AL002-2/R01

(01) 00380740150792 (17) 191225

(10) 06515LP48 (240) 04T7501 (91) Insulin

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов



Подпись _____

Макет маркировки на медицинское изделие для диагностики in vitro на
русском языке

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения человеческого инсулина иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических
анализаторах Alinity i "Инсулин Калибраторы (Alinity i Insulin
Calibrators)"**



REF

04T75 - 01

KxxxxR
xxxxxxRxx

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения человеческого инсулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Инсулин Калибраторы (Alinity i Insulin Calibrators)"

в составе:

Калибратор А (Alinity i Insulin Cal A) - 1 флакон х 3,0 мл

Калибратор В (Alinity i Insulin Cal B) - 1 флакон х 3,0 мл

Калибратор С (Alinity i Insulin Cal C) - 1 флакон х 3,0 мл

Калибратор D (Alinity i Insulin Cal D) - 1 флакон х 3,0 мл

Калибратор Е (Alinity i Insulin Cal E) - 1 флакон х 3,0 мл

Калибратор F (Alinity i Insulin Cal F) - 1 флакон х 3,0 мл

Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ). Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden Germany (Германия).

Место Производитель: Denka Seiken Co., Ltd., 2-1-1, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan

РУ № ____/____ от ____ г.

Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Серию, использовать до, условия хранения указаны в графических символах см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г.

Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,


Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.1.



Insulin Cals



PRODUCT OF JAPAN

PRODUCED FOR ABBOTT BY
DENKA SEIKEN CO. LTD.

Abbott

Alinity i Insulin Calibrators

Alinity i Insulin Calibrators

Abbott

CONTAINS: AZIDE

	CONC	CONC
	μU/mL	pmol/L
CAL A 1 x 3.0 mL	0	0
CAL B 1 x 3.0 mL	3	21.53
CAL C 1 x 3.0 mL	10	71.75
CAL D 1 x 3.0 mL	30	215.3
CAL E 1 x 3.0 mL	100	717.5
CAL F 1 x 3.0 mL	300	2153

www.abbottdiagnostics.com/IFU
REF 04T7501

LOT

DS-A-L002-2101

91182017 12:56:28

4 T75-01-01 Eng PO (x4x4) 1

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

