

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «Мед ТеКо»

Беньков А.А.

КОПИЯ  
ВЕРНА

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Мед ТеКо»

А.А.Беньков

12 2021 г.

**Фотографические изображения общего вида  
медицинского изделия**

**Аппарат для высокочастотной магнитотерапии «ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо»  
по ТУ 9444 -020-56812193-2008**




Общий вид аппарата


## Комплект поставки




## Электронный блок



Малый резонансный индуктор



Большой резонансный индуктор



Индуктор кабель



Согласующее устройство



**Индуктородержатель в сборе**




Ручка




Индикатор наличия ВЧ-поля



Кабель соединительный



Держатель индуктора-кабеля №1, №2, №3



Ключ шестигранный

АППАРАТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  
МАГНИТОТЕРАПИИ

«ВЧ-МАГНИТ - Мед ТеКо»

ТУ 9444-020-56812193-2008

№ 001 Дата изгот. 09.2021

230 В; 50 Гц; 450 В·А

13,56 МГц; 200 Вт; 50 Ом

Импульсный режим:

50 Гц: 1:5 - 4 мс; 1:10 - 2 мс

10 Гц: 1:5 - 20 мс; 1:10 - 10 мс

Рег. уд. № ФСР 2008/02970

МТК

ООО «Мед ТеКо»

г. Мытищи, Моск. обл., РФ



Маркировка изделия

Прошито и пронумеровано

8 (восемь) листов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



А.А.Беньков

10 2021 г.

МАРКИРОВКА

медицинского изделия

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии «ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо»

**АППАРАТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  
МАГНИТОТЕРАПИИ  
«ВЧ-МАГНИТ - Мед ТеКо»  
ТУ 9444-020-56812193-2008**

№ \_\_\_\_\_ Дата изгот. \_\_\_\_\_

**230 В; 50 Гц; 450 В·А**

**13,56 МГц; 200 Вт; 50 Ом**

**Импульсный режим:**

**50 Гц: 1:5 - 4 мс; 1:10 - 2 мс**

**10 Гц: 1:5 - 20 мс; 1:10 - 10 мс**

**Рег. уд. № ФСР 2008/02970**

**ООО «Мед ТеКо»**



**РФ, Московская обл., г. Мытищи**



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «МЕД ТЕКО»  
БЕНЬКОВ АА

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «Мед ТеКо»

А.А.Беньков

10

2021 г.

**МАРКИРОВКА**

упаковки медицинского изделия

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии «ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо»

**АППАРАТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  
МАГНИТОТЕРАПИИ**

**ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо**

**ТУ 9444-020-56812193-2008**

**Заводской номер** \_\_\_\_\_

**Дата упаковки** \_\_\_\_\_


**Рег.удостоверение № ФСР 2008/02970**

**Гарантийный срок хранения** \_\_\_\_\_



**ООО «Мед ТеКо»**

**РФ, Московская обл., г.Мытищи**



Условия хранения-2

Условия транспортирования:  
по условиям хранения 5

Прошито и пронумеровано

3 (три) листов

