

Фотографические изображения
медицинского изделия

Система инфузионная Vented Paclitaxel Set

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации,
Россия и СНГ

М.В. Гусев



Система инфузионная Vented Paclitaxel Set



Система инфузионная Vented Paclitaxel Set



Система инфузионная Vented Paclitaxel Set

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00521 от ДД.ММ.ГГГГ

«Апирогенно», «Нетоксично»

Номер партии – XXXXXXXXX

«См. инструкцию по применению»

«Хранить при температуре от 5 до 40°C»

Способ применения:

Используйте асептический метод.

1. Закройте закрывающий/открывающий зажим.
2. Введите конус (иглу) вертикально в контейнер с раствором.
3. Заполните камеру и трубку капельницы.
4. Откройте закрывающий/открывающий зажим для начального заполнения.
5. Заполните, переверните и настройте фильтр для удаления воздуха во время начального заполнения.
6. Проведите начальное заполнение комплекта, удалите воздух. Закройте закрывающий/открывающий зажим.
7. Поместите насосный сегмент в инфузионный насос. Секция трубки, содержащая синий скользящий зажим, между двумя соединениями, должна быть расположена внутри насоса.
8. Присоедините поворотный наконечник Люэра к устройству, обеспечивающему сосудистый доступ, нажмите и поверните, а затем установите хомут наконечника Люэра, чтобы предотвратить случайное отсоединение.
9. Откройте закрывающий/открывающий зажим и подключите инфузионный насос согласно Руководству пользователя.

Уполномоченный представитель производителя:

АО Компания «Бакстер», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1

Тел.: 8(495) 647-6807, Адрес электронной почты: Russia@baxter.com



«Baxter Healthcare SA» («Бакстер Хелскеа СА»)
8010 Zurich, Switzerland, Швейцария

Прожито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа(ов).

Руководитель отдела регистрации,
Россия и СНГ

Компания «Бакстер»

Гусев М.В.

2 мая 2022 г.

