



Инструкция по применению медицинского изделия
Шапочка медицинская, одноразовая, из нетканого
материала типа «БЕРЕТ» по ТУ 13.95.10-003 -64015714-2018

Нестерильно

Назначение изделия: Шапочка предназначена для покрытия головы медицинского персонала или пациента для исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

Показания к применению: как средство исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Противопоказания к применению: при использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний в применении нет.

Изделие представляет собой шапочку, изготовленную из нетканого материала поверхностной плотностью 10, 17, 24, г/м² с резинкой (или 2 резинками).

Основные размеры:

Диаметр наружный – (300±50) мм

Диаметр по резинке – (110±30) мм

Масса не более 6,0 г.

Меры безопасности:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Шапочка предназначена ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

Подготовка изделия к работе: Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Способ применения: шапочку достать из упаковки, надеть на голову подобрав волосы внутрь шапочки.

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-69

(при температуре 50 °С. -минус 50 °С.) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения: не менее 4 лет.

Гарантийный срок хранения: не менее 2 лет со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежит.

Утилизация: Использованные изделия складироваться как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Изготовитель

ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"

Юридический адрес:

196084, г Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

Телефон: 8-812-400-81-00

9929059@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Казанская фабрика
"СпецМедЗащита"

Ефанов А.В.
2019 г.



**Инструкция по применению медицинского изделия:
Шапочка медицинская, одноразовая, из нетканого
материала типа «ШАРЛОТТА» по ТУ 13.95.10-003 -64015714-2018**

Нестерильно

Назначение изделия: Шапочка предназначена для покрытия головы медицинского персонала или пациента для исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

Показания к применению: как средство исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Противопоказания к применению: при использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний в применении нет.

Изделие представляет собой шапочку, изготовленную из нетканого материала поверхностной плотностью 10, 17, 24, г/м² с резинкой (или 2 резинками).

Основные размеры:

Диаметр наружный – (300±50) мм

Диаметр по резинке – (110±30) мм

Масса не более 6,0 г.

Меры безопасности:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Шапочка предназначена ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

Подготовка изделия к работе: Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Способ применения: шапочку достать из упаковки, надеть на голову подобрав волосы внутрь шапочки.

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-69

(при температуре 50 °С. -минус 50 °С.) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения: не менее 4 лет.

Гарантийный срок хранения: не менее 2 лет со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежит.

Утилизация: Использованные изделия складываются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Изготовитель

ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"

Юридический адрес:

196084, г Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

Телефон: 8-812-400-81-00

9929059@inbox.ru



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Казанская фабрика
"СпецМедЗащита"
Ефанов А.В.
2019 г.

Инструкция по применению медицинского изделия:

**Шапочка медицинская, одноразовая, из нетканого
материала типа «КОЛПАК», по ТУ 13.95.10-003-64015714-2018**

Нестерильно

Назначение изделия: Шапочка предназначена для покрытия головы медицинского персонала или пациента для исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

Показания к применению: как средство исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Противопоказания к применению: при использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией, противопоказаний в применении нет.

Изделие представляет собой шапочку, изготовленную из нетканого материала.

Основные размеры:

Размер наружный в сложенном виде – (310 ± 50) мм

Размер по низу – (280 ± 50) мм

Размер по завязке – 500 ± 70 мм

Высота – 180 ± 50 мм

Масса не более 9,0 г.

Меры безопасности:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Шапочка предназначена ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

Подготовка изделия к работе: Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Способ применения: шапочку достать из упаковки, надеть на голову подобрав волосы внутрь шапочки.

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 50 °С. -минус 50 °С.) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения: не менее 4 лет.

Гарантийный срок хранения: не менее 2 лет со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежит.

Утилизация: Использованные изделия складироваются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Изготовитель

ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"

Юридический адрес:

196084, г Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

Телефон: 8-812-400-81-00

9929059@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО "Казанская фабрика
"СпецМедЗащита"
Ефанов А.В.
«25» февраля 2019 г.

Инструкция по применению медицинского изделия:
Шапочка медицинская, одноразовая, из нетканого материала
типа «ЦИЛИНДР»
по ТУ 13.95.10-003-64015714-2018

Нестерильно

Назначение изделия: Шапочка предназначена для покрытия головы медицинского персонала или пациента для исключения распространения волос и мелких инородных частиц.
Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

Показания к применению: как средство исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Противопоказания к применению: при использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний в применении нет.
Изделие представляет собой шапочку, изготовленную из нетканого материала.

Основные размеры:

Диаметр наружный – (180 ± 50) мм
Диаметр по низу – (180 ± 50) мм
Высота – 160 ± 50 мм
Масса не более 9,5 г.

Меры безопасности:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Шапочка предназначена ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

Подготовка изделия к работе: Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Способ применения: шапочку достать из упаковки, надеть на голову подобрав волосы внутрь шапочки.

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 50 °С. -минус 50 °С.) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения: не менее 4 лет.

Гарантийный срок хранения: не менее 2 лет со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежит.

Утилизация: Использованные изделия складываются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Изготовитель

ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"

Юридический адрес:

196084, г Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д 2, литер В, помещение 28 Н

Телефон: 8-812-400-81-00

9929059@inbox.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 лист(ов) 9

Руководитель организации

