

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Окей Вижен Ритейл»

Мягков А.В.



Фотографические изображения медицинского изделия



Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO, варианты исполнения:

- 1) Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO spherical 1-Day BC 8.6, D 14.2 – 30 шт.:
Р от -0.5 до -6.0 шаг 0.25;
Р от -6.0 до -10.0 шаг 0.5;
Р от +1.0 до +6.0 шаг 0.5.
- 2) Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO toric 1-Day BC 8.6, D 14.2 – 30 шт.:
Cyl -0.75; -1.25; -1.75; -2.25;
Ax от 10 до 180 шаг 10;
SP от 0 до -10.0 шаг 0.5;
SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.5
- 3) Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO bi-focal 1-Day BC 8.4, D 14.2, Add 4.0 – 30 шт.:
SP от -0.5 до -5.0 шаг 0.25;
SP от -5.0 до -6.0 шаг 0.5


**производства
ООО «Окей Вижен Ритейл», Россия**


2021

Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO, варианты исполнения






Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO spherical 1-Day





Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO toric 1-Day





Линзы контактные мягкие однодневные OKVision Prima BIO bi-focal 1-Day



OK VISION®

www.okvision.ru

OK VISION®

Prima BIO 1-Day Bi-focal
Daily Disposable
(Hioxifilcon A)

ООО «Окей Вижн Ритейл»
г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4.
www.okvision.ru

Контактные линзы OKVision® Prima BIO 1-Day Bi-focal

Состав: 30 биосовместимых мягких контактных линз ежедневной замены из Hioxifilcon A с 58% содержанием воды в стерильном буферном растворе гиалуроновой кислоты.

Важно! Использовать после консультации со специалистом согласно инструкции внутриупаковки. Соблюдение режима ношения контактных линз и регулярный уход за ними обеспечат здоровье Ваших глаз.

Производитель: ООО «Окей Вижн Ритейл», г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4.

OKVision® - зарегистрированный товарный знак, свидетельство № 561234 от 30.12.2015.

OK VISION®

Prima BIO 1-Day Bi-focal
Daily Disposable
(Hioxifilcon A)



STERILE



DO NOT REUSE

Не использовать более одного дня

1-DAY

Soft contact lens

High Definition Vision

(58% Water, 42% Hioxifilcon A)



STERILE



-2.75 D

BC 8.4 DIA 14.2
2023/07 E19054
LOT OE90

Bi-Focal

SP. - 2.75

B.C 8.40 DIA 14.2

LOT

OE 90

EXP

2023/07

Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 6 (*шесть*) листов

Генеральный директор

ООО «Окей Вижен Ритейл»

Мягков А.В.

