

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Окей Вижн Ритейл»

Мягков А.В.

Фотографические изображения медицинского изделия

Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO spherical BC 8.6, D 14.2 – 6 шт.:

P от -0.5 до -6.0 шаг 0.25;

P от -6.0 до -20.0 шаг 0.5;

P от +0.5 до +8.0 шаг 0.5;

BC 8.8, D 14.2:

P от -0.5 до -6.0 шаг 0.25;

P от -6.0 до -12.0 шаг 0.5;

P от +0.5 до +8.0 шаг 0.5;

2) Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO toric BC 8.6, D 14.2 – 6 шт.:

Cyl -0.75; -1.25; -1.75; -2.25;

Ax от 10 до 180 шаг 10;

SP от 0 до -10.0 шаг 0.5;


SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.5;

3) Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO bi-focal BC 8.4, D 14.2, Add 4.0 – 6шт.:

SP от -0.5 до -5.0 шаг 0.25;

SP от -5.0 до -6.0 шаг 0.5.

Линзы контактные мягкие OKVision Prima ВЮ, варианты исполнения:





P. - 0.75	
B.C 8.60 DIA 14.2	
LOT	OE 60
EXP	2022/01



Линзы контактные мягкие OKVision[®] Prima BIO Spherical

Упаковка содержит 6 тонированных мягких контактных линз в блистерах в стерильном буферном растворе с добавлением гиалуроната натрия.

Материал: Хайоксифилкон А45%, вода 55%.

Рекомендованный режим ношения / срок замены: дневной / 1 месяц.

Режим ношения определяется согласно рекомендации врача-офтальмолога.

Срок годности указан на упаковке. Хранить при комнатной температуре. Меры предосторожности: не использовать в случае нарушения целостности фольги блистера и после истечения срока годности.


Не для продажи отдельными блистерами. Для индивидуального использования по назначению врача.

Производитель: ООО «Окей Вижн Ритейл»,
г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4.

OKVision[®] - зарегистрированный товарный знак,
свидетельство № 561234 от 30.12.2015.



SP. - 0.50	
CP. - 0.75 AX.180	
B.C 8.60 DIA 14.2	
LOT	OF 10
EXP	2023/12



Линзы контактные мягкие OKVision® Prima BIO Toric

Упаковка содержит 6 тонированных мягких контактных линз в блистерах в стерильном буферном растворе с добавлением гиалуроната натрия.

Материал: Хайоксифилкон А 45%, вода 55%.

Рекомендованный режим ношения/срок замены: дневной/1 месяц.

Режим ношения определяется согласно рекомендации врача-офтальмолога.

Срок годности указан на упаковке. Хранить при комнатной температуре. Меры предосторожности: не использовать в случае нарушения целостности фольги блистера и после истечения срока годности.


Не для продажи отдельными блистерами. Для индивидуального использования по назначению врача.

Производитель: ООО «Окей Вижн Ритейл», г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4.

OKVision® – зарегистрированный товарный знак, свидетельство № 561234 от 30.12.2015.



Bi-Focal	
SP. - 0.75	
B.C 8.40 DIA 14.2	
LOT	OE 98 I
EXP	2023/07



Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 5 (пять) листов

КОПИЯ
ВЕРНА

Генеральный директор
ООО «Окей Вижен Ритейл»  Мягков А.В.

