



ПАСПОРТ

Пенал для лекарственных препаратов - «Мини-таблетница - «КРОНТ» Регистрационное удостоверение №ФС

Пенал для лекарственных препаратов - «Мини-таблетница - «КРОНТ» предназначены для оборудования поста медицинской сестры в стационарах лечебных учреждений и для индивидуального применения.

Пенал представляет собой плоский корпус, состоящий из четырёх лекарственных отделений с крышечками.

Основные параметры:

Обозначение	Габаритные размеры, не более, мм	Масса, не более, кг
Мини-таблетница - «КРОНТ»	60x50x14	0,03

- Пенал для лекарственных препаратов выполняется из полимерных материалов, разрешенных для применения в изделиях пищевого назначения.
- Пенал для лекарственных препаратов может обрабатываться в соответствии с МУ 287-113 дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ.

Комплектность:

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Пенал	«Мини-таблетница - «КРОНТ»	1
Паспорт	ТУ 9398-035-11769436-2010	1


Подготовка и порядок работы

- Перед началом эксплуатации обработать пенал для лекарственных препаратов дезинфицирующим раствором, ополоснуть водой и высушить.
- В процессе эксплуатации проводить дезинфекцию в соответствии с действующими нормативными документами.

Внимание! Переполнение лекарственных отделений таблетками *недопустимо*, поскольку приводит к механическому повреждению и выпадению крышечек.

Гарантийное обслуживание

- Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 9398-035-11769436-2010.
- Срок гарантии 1 год с момента изготовления при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- При обнаружении дефекта в гарантийный период: дефектное изделие или его составная часть, а также акт о наличии дефекта, направляются на предприятие-изготовитель для замены.
- Претензии не принимаются: при наличии на изделии механических повреждений, нарушении режимов дезинфекции и стерилизации, применении изделия не по назначению.



Свидетельство о приемке

Пенал для лекарственных препаратов – «Мини-таблетница - «КРОНТ»,
Партия № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9398-035-11769436-2010 и
признана годной к эксплуатации.

Подпись _____

Дата изготовления _____

Штамп предприятия _____

Адрес предприятия ЗАО «КРОНТ-М»:

Россия, 141400 г.Химки, Московская обл., ул.Спартаковская, 9 пом.1

Тел. (495) 572-84-10, факс (495) 572-84-15

E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт пенала для лекарственных препаратов – «Мини-таблетница - «КРОНТ»,
Партия № _____

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп предприятия _____

подпись

Владелец и его адрес _____

Характер неисправности _____

Дата возникновения неисправности _____

Подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправностей: _____

дата

Штамп предприятия _____

подпись _____