

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЦОЛТ»

Алексеев Н.А.



февраля 2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат лазерный «ESTETICA 3.0»

по

ТУ 26.60.13-002- 24623318-2017

Фото №1

Общий вид аппарата лазерного «Estetica 3.0» (вид спереди)



Фото №2

Общий вид аппарата лазерного «Estetica 3.0» (вид сзади)




Фото №3
Излучатель Diode Laser 808 нм




Фото №4

Педаль коммутационная




Фото №5

Педаль коммутационная: маркировка.

**Аппарат лазерный «Estetica 3.0»
по ТУ 26.60.13-002-24623318-2017**

Педаль коммутационная

SN

IP67



Рабочая часть типа BF

**1.75A 24V
AC/DC**

Фото №6
Стартовый ключ




Фото №7

Очки защитные для оператора 600-1100 нм с футляром




Фото №8

Очки защитные для пациента (непрозрачные)




Фото №9

Кабель питания 220 V



Фото №10
Держатель излучателя



Фото №11

Штекер разъема для подключения блокирующего устройства входной двери



Фото №12
Воронка заливная





Фото №13

Предохранители 15А (5.0х20 мм)



Аппарат лазерный «ESTETICA 3.0»

Класс защиты от поражения
электрическим током:

I (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010)

Степень защиты:

IP20 (ГОСТ 14254-96)

Потребляемая мощность:

1600 Вт

Класс лазерной опасности:

3B (ГОСТ IEC 60825-1-2013)

Дата производства: 02.2018

Электропитание: AC 220V 50 Hz



ЦОЛТ

ЦЕНТР ОПТИЧЕСКИХ И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Произведено по ТУ

26.60.13-002-24623318-2017

SN: 3N002/2018

Прошито, пронумеровано

количество листов 15 (пятидесять)

Виницкий И.А.

Подпись

