



В данном документе
пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов

три листа
прописью

Зав. ОБТК С. М. П. Бородин
должность, подпись

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФЕДЕРАЛЬНОГО



Р.А. Максютов

2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для выявления
ДНК вируса оспы обезьян
методом ПЦР
с гибридационно-флуоресцентной детекцией
(«Вектор-ПЦР_{FF}-ВОО»)
по ТУ 21.20.23-097-05664012-2022

Федеральное бюджетное учреждение науки
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

630559, рабочий посёлок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

Набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом
ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией

"Вектор-ПЦР_{FF}-ВОО"

по ТУ 21.20.23-097-05664012-2022

Регистрационный номер Дата регистрации
Серия: 002-05-2022 Дата изготовления: 29.05.2022
Годен до: 29.05.2023

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С
Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.
Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.
"Только для диагностики in vitro"

Состав набора:

1. Реагент-1, прозрачная бесцветная жидкость, 0,75 мл, 1 пробирка.
2. Реагент-2, прозрачная бесцветная жидкость, 1,25 мл, 1 пробирка.
3. ПКО, прозрачная бесцветная жидкость, 0,20 мл, 1 пробирка.
4. ОКО, прозрачная бесцветная жидкость, 0,20 мл, 1 пробирка.

5. Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению,
аналитический лист.

Генеральный Директор



Р.А. Максютов