



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «АквaФлайт»

Е. О. Лысый

» \_\_\_\_\_ 2020 г.

## Фотографии

медицинского изделия

Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550  
по ТУ 32.50.50-001-37247008-2020



Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 в варианте исполнения: рециркулятор медицинский  
бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550. Общий вид изделия

|                                                         |          |                    |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| ТИП РМБП АЭРОЛИТ 550                                    |          | <b>ЛИТ</b>         |
| ТУ ТУ 32.50.50-001-37247008-2020                        |          |                    |
| ДАТА ВЫПУСКА                                            | 02.11.20 | НАПР. ПИТАНИЯ, В   |
| ЗАВ. НОМЕР                                              | Н672-039 | ЧАСТОТА ТОКА, Гц   |
| МАССА, кг                                               | 100      | ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт |
| ООО "АкваФлайт", Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 133 |          | 220                |
| Телефон: +7 (495) 733-95-26, +7 (495) 733-95-42         |          | 50                 |
| Факс: +7 (495) 763-07-35                                |          | 565                |
| СДЕЛАНО В РОССИИ                                        |          |                    |

Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 в варианте исполнения: рециркулятор медицинский  
бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550. Маркировка



**Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 в варианте исполнения: рециркулятор медицинский  
бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 S. Общий вид изделия**

|                                                          |                               |                    |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|
| ТИП                                                      | РМБП АЭРОЛИТ 550 S            | ЛИТ                |     |
| ТУ                                                       | ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 |                    |     |
| ДАТА ВЫПУСКА                                             | 03.11.20                      | НАПР. ПИТАНИЯ, В   | 220 |
| ЗАВ. НОМЕР                                               | H292-002                      | ЧАСТОТА ТОКА, Гц   | 50  |
| МАССА, КГ                                                | 100                           | ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт | 565 |
| ООО "АкваФлайт", Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 133 |                               |                    |     |
| Телефон: +7 (495) 733-95-26, +7 (495) 733-95-42          |                               |                    |     |
| Факс: +7 (495) 763-07-35                                 |                               |                    |     |
| СДЕЛАНО В РОССИИ                                         |                               |                    |     |

**Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 в варианте исполнения: рециркулятор медицинский  
бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 S. Маркировка**



Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 в варианте исполнения: рециркулятор медицинский  
бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 ЭКО. Общий вид изделия

ТИП РМБП АЭРОЛИТ 550 ЭКО

ТУ ТУ 32 50 50-001-37247008-2020

ДАТА ВЫПУСКА 02.11.20

ЗАВ. НОМЕР НЗ14-084

МАССА, КГ 100

ЛИТ

НАПР. ПИТАНИЯ, В 220

ЧАСТОТА ТОКА, Гц 50

ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт 585


ООО "АкваФлайт", Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 133

Телефон: +7 (495) 733-95-26, +7 (495) 733-95-42


Факс: +7 (495) 763-07-35

СДЕЛАНО В РОССИИ

Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020 в варианте исполнения: рециркулятор медицинский  
бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 ЭКО. Маркировка



**Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020. Фильтр воздушный G4**



Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020. Фильтр воздушный F5



Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020. Ключ от корпуса



Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020. Кабель сетевой съёмный



**Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020. Упаковка**



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: (495) 733-9526, 733-9542, Ф. 763-0735

ИЗДЕЛИЕ

РМБП Аэролит 550

СЕРИЙНЫЙ №

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ТУ

32.50.50-001-37247008-2020

ГОД ВЫПУСКА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.  
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ  
ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10 ДО +35°C И ОТН. ВЛАЖНОСТИ НЕ  
БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C

НОМЕР РЕГ.  
УДОСТОВЕРЕНИЯ

БРУТТО

160

КГ

НЕТТО

КГ

100

X

90

X

169

CM

Рециркулятор медицинский бактерицидный передвижной АЭРОЛИТ 550 по  
ТУ 32.50.50-001-37247008-2020. Маркировка упаковки

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
Печатью и подписью: 13 листа(-ов)

Генеральный Директор \_\_\_\_\_

