

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

«Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, моче или спинномозговой жидкости человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)»»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение открытой упаковки «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)», 10х400 тестов



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)». 10x400 тестов







Фотографическое изображение открытой упаковки «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)», 10х1100 тестов



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)», 10х1100 тестов




Фотографическое изображение картриджа «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)», 10x1100 тестов



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

листов



Макет маркировки на медицинское изделие
Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке и
плазме крови, моче или спинномозговой жидкости человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с
«Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)»



07P55-20



Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, моче или спинномозговой жидкости человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)»

10 картриджей по 400 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity с Glucose Reagent 1) – 10 x 26,5 мл, Инструкция по применению / Производитель: Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc., 70 Watts Avenue, Charlottetown, Prince Edward Island C1E 2B9 Canada (Канада) для Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № _____ / _____ от _____.
/ Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:


Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Glucose

Alinity с Glucose Reagent Kit



REF 07P5520 10 x 400



R1 10 x 26.5 mL

CONTAINS: AZIDE

Information for USA only
The Alinity с Glucose assay is used for the quantitation of glucose in human serum, plasma, urine or cerebrospinal fluid (CSF) on the Alinity с analyzer.
• ** Active ingredients: ATP: 250 (9.0 mg/mL), NAD (5.0 mg/mL), G-6-PDH: 3000 U/L, Hsokase: 15,000 U/L, Preservative: sodium azide (0.25%).
Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



www.abbottdiagnostics.com/IFU



GT0477R02

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.
70 Watts Avenue
Charlottetown
Prince Edward Island C1E 2B9 Canada



PRODUCT OF CANADA

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, фасовка 10 картриджей по 400 тестов

Alinity

c

R1

26.5 mL

CONTAINS: AZIDE

2°C

8°C

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G71114R01

SN

00000

Glucose

07P55

IVD

Exp.

2099-12-31

LOT

12345100

G71052R01

Abbott



REF

07P55-30

IVD



Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, моче или спинномозговой жидкости человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с **«Глюкоза Реагенты (Alinity с Glucose Reagent Kit)»**

10 картриджей по 1100 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity с Glucose Reagent 1) – 10 x 66,4 мл, Инструкция по применению / Производитель: Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc., 70 Watts Avenue, Charlottetown, Prince Edward Island C1E 2B9 Canada (Канада) для Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № _____ / _____ от _____._____._____. / Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Glucose

Alinity с Glucose Reagent Kit

Abbott



Intended for use only:
The Alinity с Glucose assay is used for the quantitation of glucose in human serum, plasma, urine, or cerebrospinal fluid (CSF) on the Alinity с analyzer.
* Active ingredients: ATP 25a (9.0 mg/mL), NAD (5.0 mg/mL), G-6-PDH (3000 U/L), Hexokinase (15 000 U/L), Preservative sodium azide (5.0%).
Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA.



REF

07P5530



10 x 1100



www.abbottdiagnostics.com/IFU



LOT



RT

10 x 66.4 mL

CONTAINS: AZIDE



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


PRODUCED FOR ABBOTT BY

Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.
70 Watts Avenue
Charlottetown
Prince Edward Island C1E 2B9 Canada



PRODUCT OF CANADA

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, фасовка 10 картриджей по 1100 тестов

 Alinity c	Glucose
R1 66.4 mL	07P55
CONTAINS: AZIDE	
 	IVD
ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany G71114R01	 Exp. 2099-12-31  12345100
 00000	G71052R01 

Расшифровка символов представлена в инструкции по применению.

Зсего прошито, пронумерован
и скреплено печатью

листов



Подпись