

ПОДТВЕРЖДАЮ
и.о. Генерального директора
ЗАО «Трейдомед Инвест»
И.О. Ген. Директора
БУЯЕВ А.И.
по ПРИКАЗУ № 02
от 13/02/2017




Буяев А.И.
2017 г.

**Фотографические изображения
на медицинское изделие**
«Лазер эксимерный AMARIS для офтальмологии с принадлежностями»

Лазер эксимерный AMARIS для офтальмологии с принадлежностями. Вид сверху





16. Микроскоп-тубус
для визуализации хода операции.

14. Компьютер-панель
для управления
лазером.

8. Кровать пациента.

7. Щелевая лампа.

15. Клавиатура для
введения данных
о пациенте.

19. Ключи для включения лазера.

Holly

Thomas

LASIK

Aspherical

Hyperopic astigmatism

Laser settings

Sphere [D] Cylinder [D] Axis [°] VD [mm]
+ 2.00 -1.25 0 12.0




Standard refraction

Sphere [D] Cylinder [D] Axis [°] VD [mm]
+ 2.00 -1.25 0 12.0

DEMO mode

Calc. RST [μm] 378 Offset r [mm] 0.00 SOC [°] - DCC [°] -
Axis [°] 0.00
Ablation depth [μm] 42 Treatment time [s] 10 OZ [mm] 7.15 TAZ [mm] 7.96

Position patient and press button <Start SCC> to start cyclotorsion measurement



Pre Flap End Ablation
Post Cut Flap Repos
Flap Lift

Start SCC

Eye tracker

Get pachy

Cancel / Main menu

Treatment Assistant
Manager
LASIK

Pachy Pre Cut ☒

Flap Cut ☒

Pachy Post Cut ☒

► Cyclotorsion

Flap lift

Pachy Flap lift

Treatment

Pachy end abi

Next >>

3.

Laser energy [mJ]

Laser HV [V]

LAU energy

Surgeon: DEMO

19.09.2007 09:41:36

Mustermann

Max

Aberration-Free

LASIK

Compound myopic astigmatism

Laser settings


Sph [D]	Cyl [D]	Axis [°]	VD [mm]
-1.75	-2.00	45	12.0

Manifest refraction


Sph [D]	Cyl [D]	Axis [°]	VD [mm]
-1.75	-2.00	45	12.0

Calc. RST [µm]: 337 Offset X [mm]: 0.00 Y [mm]: 0.00
Ablation depth [µm]: 75 Treatment time [s]: 20 OZ [mm]: 7.00 TAZ [mm]: 8.66

Laser Ready. Press footswitch to start treatment



DCC [°] +2.4
SCC [°] -7.1



Surgery comment

Cancel / Main menu

Treatment Assistant Manager
LASIK

Flap Cut ☒

SCC ☒

Flap lift ☒

► Treatment

Re-position Flap

Post-op waiting

Next >>



Treatment progress:

0%

20 seconds remaining

Eye tracker


Acquire pachy

Pre OP
Post Cut
Pre Ablation
Post Ablation
Post OP
Pre OP - Pre Abl

Surgeon: SETS


2011-10-10 15:04:26
















29. Подголовник.




9.


9. Исправить пациента.







11. Адаптер газового баллона.




12. Лержатель газоваго баллона.



13. Держатель для постели пациента с набором болтов.



26. Принтер для распечатывания данных пациента.



27. Точка доступа для беспроводного соединения принтера.



28. Сервер для беспроводного соединения принтера.




36. DVD записывающее устройство для записи хода операции.




37. Монитор для отображения информации.


14. Компьютер-панель для управления лазером.




15. Клавиатура для введения данных о пациенте.




17. Педаль управления для включения лазера.



20. Стилус для монитора.







SanDisk
Ultra

80 MB/s




32 GB

SanDisk

1. Карта памяти для хранения данных пациента.







PMMA Test

SCHWIND

the tech solution

REF: 1428406 EAN: 4280187140184

1

3

2

4

Date:

User:

Laser SN:

Plate:

1

2


3




36. DVD записывающее устройство
для записи хода операции.


25. WLAN PCMCIA карта
для беспроводного соединения.
















И.О. Ген. директора
Бухаров А.И.
по Приказу № 02
от 18/02/2017



33 листа