


Образцы маркировки
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена коронавируса
SARS-CoV-2 в образцах слюны человека «COVID-19 Ag Saliva тест»,
ТУ 21.20.23-141-41390295-2022

Этикетка



Упаковка лицевая сторона

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ CORONA VIRUS

Набор реагентов для иммунохроматографического
выявления **антигена** коронавируса SARS-CoV-2
в образцах слюны человека «COVID-19 Ag Saliva тест»
по ТУ 21.20.23-141-41390295-2022

1 TEST
Для самотестирования



Упаковка обратная сторона



СОСТАВ НАБОРА:

Тест-кассета с аппликатором 1 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

Хранить в сухом месте
при температуре от 2 до 30°C
ру

Вскрывать упаковку и применять
набор только в перчатках
Не использовать самостоятельно лицам до 18 лет
Замораживать не допускается



ООО "ИМБИАН ЛАБ"

Юридический адрес: Россия 630559, Новосибирская обл.,
г.о. рабочий посёлок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, дом 2/7, этаж 2, помещение 2
Почтовый адрес: Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
8 (383) 209-34-54, 8-800-600-90-77 info@imbian.ru



ГТТ-ММ-ДД
ГТТ-ММ-ДД
LOT XXXXXX

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

« 14 » февраля 2022 г.

и скреплено печатью

лист а

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осип


2022 г



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах слюны человека «COVID-19 Ag Saliva тест»,
ТУ 21.10.60-141-41390295-2022

Серия 220301



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ CORONA VIRUS

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах слюны человека «COVID-19 Ag Saliva test» по ТУ 21.20.23-141-41390295-2022

1 TEST


Для самотестирования

Imbian
laboratory diagnostics




Интерпретация результатов

C-контроль
T-антиген



Положительный
Появились две
полоски



Отрицательный
Появилась одна
полоска в верхней
части (контрольная зона)

СОСТАВ НАБОРА:

Тест-кассета с аппликатором.....1 шт.
Инструкция по применению.....1 шт.

Хранить в сухом месте
при температуре от 2 до 30°C
ру

Вскрывать упаковку и применять
набор только в перчатках
Не использовать самостоятельно лицам до 18 лет
Замораживать не допускается



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Юридический адрес: Россия, 630559, Новосибирская обл.,
г.д. рабочий поселок Колыцово,
р.п. Колыцово, ул. Садовая, дом 2/7, этаж 2, помещение 2
Почтовый адрес: Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7
в (383) 209-34-54, 8-800-600-90-77 info@imbian.ru





4 620102 802775

2022-03-02

2024-03-02

LOT 220302



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

« 04 » марта 2022 г.



