

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «АМС»



Н. Г. Гуськов

12 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС по
ТУ 9451-001-21504087-2006**

**Производитель: Акционерное общество «Асептические
медицинские системы» (АО «АМС»), 456313 РФ, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16**

**Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
(вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,2 АМ»)**



**Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
(вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,2 АМЦ»)**



**Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
(вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,2 АА»)**



**Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
(вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,5 АМ»)**



**Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
(вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,8 АМ»)**



Маркировка установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,2 АА»)



АО "Асептические медицинские системы"

Россия, Челябинская область, г. Миасс, Туроякское шоссе 2/16

тел. в г. Миассе 8(3513)25-52-02, 25-52-01

laminar@laminar.ru www.laminar.ru

Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС

Класс II (Тип А2)

АМС 55.01.000-01 8-г. СЛШ-БМБ-1,2 АА*

Зав. №

000001

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

2360

Дата изг.

12.2021г

Напряжение питания 230 В

Частота 50 Гц

Габариты рабочей зоны (ВхШхГ), мм

650×1100×610

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12469-2010;

ТУ 9451-001-21504087-2006

Маркировка установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,2 АМЦ»)



АО "Асептические медицинские системы"

Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе 2/16

тел. в г. Миассе 8(3513)25-52-02, 25-52-01

laminar@laminar.ru www.laminar.ru

Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС

Класс II (Тип А2)

АМС 63.00.000 8-й, СЛШ-БМБ-1,2 АМЦ

Зав. №

000002

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

2644

Дата изг.

12.2021

Напряжение питания 230 В

Частота 50 Гц

Габариты рабочей зоны (ВхШхГ), мм

670x1130x615

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12469-2010;

ТУ 9451-001-21504087-2006

Маркировка установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,2 АМ»)



АО "Асептические медицинские системы"

Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе 2/16

тел. в г. Миассе 8(3513)25-52-02, 25-52-01

laminar@laminar.ru www.laminar.ru

Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС

Класс II (Тип А2)

АМС 64.01.000 8-Т, СЛШ-БМБ-1,2 АМ

Зав. №

000003

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

2644

Дата изг.

12.2021

Напряжение питания 230 В

Частота 50 Гц

Габариты рабочей зоны (ВхШхГ), мм

670х1130х600

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12469-2010;

ТУ 9451-001-21504087-2006

Маркировка установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,5 АМ»)



АО "Асептические медицинские системы"

Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе 2/16

тел. в г. Миассе 8(3513)25-52-02, 25-52-01

laminar@laminar.ru www.laminar.ru

Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС

Класс II (Тип А2)

АМС 45.01.000 Р-Т, СЛШ-БМБ-1,5 АМ

Зав. №

000004

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

Дата изг.

12. 2021

Напряжение питания 230 В

Частота 50 Гц

Габариты рабочей зоны (ВхШхГ), мм

100-1500-600

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12469-2010;

ТУ 9451-001-21504087-2006

Маркировка установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант исполнения «СЛШ-БМБ-1,8 АМ»)



АО "Асептические медицинские системы"

Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе 2/16

тел. в г. Миассе 8(3513)25-52-02, 25-52-01

laminar@laminar.ru www.laminar.ru

Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС

Класс II (Тип А2)

АМС 62.04.0008-1, СЛШ-БМБ-1,8 АМ"

Зав. №

000005

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

2800

Дата изг.

12.2021г

Напряжение питания 230 В

Частота 50 Гц

Габариты рабочей зоны (ВхШхГ), мм

670-1800-590

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12469-2010;

ТУ 9451-001-21504087-2006

Первичная упаковка – европоддон и пленка (используется для всех вариантов исполнения)



Потребительская упаковка (используется для всех вариантов исполнения)



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист

Генеральный директор АО «АМС»

Н. Г. Гуськов

« 23 » 12 / 2021 г.

