


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

*Жгут Михайлова кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый по ТУ
32.50.50 - 077 - 10973749 - 2021, варианты исполнения:*

*№ 1 – с пряжкой с крючком, № 2 – с застежкой на пряжку, № 3 – с
застежкой на пряжку с язычком, № 4 – с застежкой на пряжку с крючком.*



Общий вид Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразового №1 – с пряжкой с крючком

Срок годности - 5 лет
Дата выпуска (месяц, год): см. на упаковке

Изделие зарегистрировано под названием:
Жгут Михайлова кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый
по ТУ 32.50.50-077-10973749-2021, варианты исполнения:

1. № 1 – с пряжкой с крючком,
2. № 2 – с застежкой на пряжку,
3. № 3 – с застежкой на пряжку с язычком,
4. № 4 – с застежкой на пряжку с крючком.

Жгут Михайлова КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ» ОДНОРАЗОВЫЙ №4 по ТУ 32.50.50-077-10973749-2021



Изготовитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Адрес места производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, 23
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
<http://www.fest-k.ru>, e-mail: sale@fest-k.ru




СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
ТУ 32.50.50-077-10973749-2021, РУ № ФСР 2008/03126 от


Инструкция по применению


Разместить петлю жгута выше раны, затянуть и сделать несколько оборотов до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса. Жгут необходимо зафиксировать на пряжку с крючком.

Вложить записку с указанием времени наложения жгута. При длительной транспортировке (в тепле - через 40 минут, а в холоде - через 30 минут) жгут надо постепенно ослабить на несколько минут - до появления на ране капель крови, а затем снова затянуть (чуть выше или ниже прежнего места).


Общий вид маркировки Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразового №1 – с пряжкой с крючком










Общий вид Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразового №2 – с застежкой на пряжку




Общий вид Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразовового №3 – с застежкой на пряжку с язычком







Общий вид Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразовового №4 – с застежкой на пряжку с крючком



Общий вид Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразового



Общий вид Жгута Михайлова кровоостанавливающего «ФЭСТ»
одноразового
в транспортной таре с маркировкой

Прошито, пронумеровано,
опечатано

11 (одиннадцать) листов

Директор Якунов В.В.

