



ООО «ДИАНАРК»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.51А

Тел./факс: 495 673 39 42

e-mail: dianark@mail.ru

www.dianark.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДИАНАРК»

С.Н. Петроченко

« 3 » _____ 2022 г.



**Проект этикеток набора реагентов для качественного определения
антител к эндогенным биорегуляторам в сыворотке крови
иммуноферментным методом» («АДИМУСТАТ»)
по ТУ 21.20.23-033-74621930-2021**

ФОРМА 1

Этикетка на комплектующий флакон с положительными контролями

ООО «ДИАНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 1 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к β -эндорфину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

*Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к
инструкции*

ООО «ДИАНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 2 (сыворотка крови человека,
содержащая антитела к серотонину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

*Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к
инструкции*

ООО «ДИАНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 3 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к дофамину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

*Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к
инструкции*

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 4 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к гистамину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 5 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к орфанину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 6 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к ангиотензину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 7 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к ГАМК) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 8 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к глутамату) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 9 (сыворотка крови человека, содержащая
антитела к брадикинину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 10 (сыворотка крови человека,
содержащая антитела к вазопрессину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 11 (сыворотка крови человека,
содержащая антитела к тромбину) 0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Положительный контрольный образец
№ 12 (сыворотка крови человека,
содержащая антитела к α-2-макроглобулину)
0,05 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ФОРМА 2

Этикетка на комплектующий флакон с отрицательным контролем

ООО «ДИНАРК»

«АДИМУСТАТ»

**Отрицательный контрольный образец
(сыворотка крови человека, содержащая
антитела к ЭБ в пределах референтных
значений) 0,5 мл**

Серия № _____ Годен до _____

Хранить при 2-8 °С

Только для in vitro диагностики

Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции

ФОРМА 3

**Этикетка на комплектующий флакон с конъюгатом
антител против иммуноглобулинов человека с пероксидазой из корня
хрена**

ООО «ДИНАРК»
«АДИМУСТАТ»
Конъюгат антител против
иммуноглобулинов человека с пероксидазой
из корня хрена 0,25 мл
Серия № _____ Годен до _____
Хранить при 2-8 °С
Только для in vitro диагностики
Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к
инструкции

ФОРМА 4

**Этикетка на комплектующий флакон с
фосфатно-солевым буферным раствором с детергентом**

ООО «ДИНАРК»
«АДИМУСТАТ»
Фосфатно-солевой буферный раствор
10 мл
Серия № _____ Годен до _____
Хранить при 2-8 °С
Только для in vitro диагностики
Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к
инструкции

ФОРМА 5

**Этикетка на комплектующий флакон
с субстратным буферным раствором**

ООО «ДИНАРК»
«АДИМУСТАТ»
Субстратный буферный
раствор 1,5 мл
Серия № _____ Годен до _____
Хранить при 2-8 °С
Только для in vitro диагностики
Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к
инструкции

**Этикетка на комплектующий флакон с раствором
3,3,5,5-тетраметилбензидина (ТМБ)**

ООО «ДИНАРК»	
«АДИМУСТАТ»	
Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ) 3,5 мл	
Серия № _____	Годеи до _____
Хранить при 2-8 °С	
Только для <i>in vitro</i> диагностики	
Для приготовления рабочего раствора, обратитесь к инструкции	

**Этикетка на комплектующий флакон
с раствором Стоп-реагент**

	ООО «ДИНАРК»
	«АДИМУСТАТ»
	Стоп-реагент
	10 мл
	Хранить при 2-8 °С
Только для <i>in vitro</i> диагностики	
Готов к использованию	

Этикетка на планшеты стрипованные 96-луночные

ООО «ДИНАРК»	
«АДИМУСТАТ»	
Планшет 96-луночный разборный стрипованный, с иммобилизованными конъюгированными антигенами	
Серия № _____	Годеи до _____
Хранить при 2-8 °С	
Только для <i>in vitro</i> диагностики	

Этикетка на коробку первичной упаковки

ООО «ДИНАРК»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.51А
Тел. 495 673 3942

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИТЕЛ К ЭНДОГЕННЫМ БИОРЕГУЛЯТОРАМ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ «АДИМУСТАТ»
по ТУ 21.20.23-033-74621930-2021

IVD

Только для *in vitro* диагностики

SN

Дата изготовления _____

Использовать согласно инструкции

Хранить при
температуре 2-8 °С

РЗН №...

Этикетка на внутренней стороне крышки коробки
с составом набора

СОСТАВ НАБОРА «АДИМУСТАТ»

1. Плашет 96-луночный разборный стрипованный, с иммобилизованными контролируемыми антигенами

- 1 шт.

2. Положительные контрольные образцы (сыворотка крови человека, содержащая антитела к β-эндорфину, серотонину, дефамину, гистамину, орфанину, ангиотензину, ГАМК, глутамату, брадикинину, вазопрессину, тромбину, α-2-макроглобулину)

- 12 фл.

3. Отрицательный контрольный образец (сыворотка крови человека, содержащая антитела к ЭБ в пределах референтных значений)

- 1 фл.

4. Конъюгат антител против иммуноглобулинов человека с пероксидазой из корня хрена

- 1 фл.

5. Фосфатно-солевой буферный раствор

- 2 фл.

6. Субстратный буферный раствор

- 1 фл.

7. Раствор субстрата тетраметилбензидина

- 1 фл.

8. Стоп-реагент

- 1 фл.

9. Инструкция

- 1 шт.

"Дополнительно к ВМЧ-1, ВМЧ-2, к окресту лентинина С и неактивированной лентинин окресту лентинина В инструкция".

Генеральный директор

ООО «ДИНАРК»

Н. Петровиченко

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ
6 ЛИСТОВ шесть
«29» ноября 2022 год
Ген.Директор
ООО «ДИАНАРК»
Петроченко С.Н.





ООО «ДИАНАРК»®
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.51А
Тел. 495 673 3942

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИТЕЛ К ЭНДОГЕННЫМ БИОРЕГУЛЯТОРАМ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ «АДИМУСТАТ»
по ТУ 21.20.23-033-74621930-2021

IVD Только для *in vitro* диагностики


SN 01-111  ИЮН 2022



Дата изготовления — ЯНВ 2022



Использовать согласно инструкции



Хранить при
температуре 2-8 °С



ООО «ДИАНАРК»®
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.51А
Тел. 495 673 3942


НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИТЕЛ К ЭНДОГЕННЫМ БИОРЕГУЛЯТОРАМ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ МЕТОДОМ «АДИМУСТАТ»
по ТУ 21.20.23-033-74621930-2021

IVD Только для *in vitro* диагностики


SN 02-112  ИЮЛ 2022





Дата изготовления — ФЕВ 2022




Хранить при











ООО «ДИНАРК»
«АДИМУСТАТ»
Фосфатно-солевой буфер
Серия № **02-142** 10 мл Годен до 07
Хранить при 2-8 °C
Только для *in vitro* диагностики
Для приготовления рабочего раствора
обратитесь к инструкции

ООО «ДИНАРК»
«АДИМУСТАТ»
Фосфатно-солевой буферный раствор
Серия № **02-142** 10 мл Годен до 07
Хранить при 2-8 °C
Только для *in vitro* диагностики
Для приготовления рабочего раствора
обратитесь к инструкции



ООО «ДИАНАРК»
«АДИМУСТАТ»

Стоп-реагент
10 мл

Серия № 02-112 Годен до
Хранить при 2-8 °C
Только для *in vitro* диагностики
Готов к использованию

ООО «ДИАНАРК»
«АДИМУСТАТ»

субстрата тетраметил...
(ТМБ) 3,5 мл
Серия № 02-112 Годен до
Хранить при 2-8 °C
Только для *in vitro* диагностики
для приготовления рабочего раствора
инструкции

ООО «ДИАНАРК»
«АДИМУСТАТ»

Субстратный
раствор

Серия № 02-112
Хранить
Только для *in vitro* диагностики
Для приготовления рабочего раствора
обратите внимание

ООО «ДИНАРК»
«АДИМУСТАТ»

Планшет 96-луночный
стрипованный, с

иммобилизованными
копьютированными антигенами

Серия № 01-III Годен до VI/22

Хранить при 2-8° С

Только для *in vitro*
диагностики

ГОСИЗ

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ
9 ЛИСТОВ *деветь*
« 29 *ноября* 2023 *год* »
Ген.Директор
ООО «ДИАНАРК»
Петроченко С.Н.

