



ООО «БиоВитрум»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А

ИНН 7801557131 КПП 780101001 ОГРН 1117847412319

Тел/факс: **(812) 305-06-06**; e-mail: **info@biovitrum.ru**

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»



О. А. Зиновьев

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для in vitro диагностики наличия мутаций гена Р1К3СА методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в образцах пациентов, фиксированных в формалине и залитых в парафин, 48 реакций

www.biovitrum.ru

Наименование медицинского изделия

Набор реагентов для in vitro диагностики наличия мутаций гена PIK3CA методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в образцах пациентов, фиксированных в формалине и залитых в парафин, 48 реакций, в составе:

1. Реакционная смесь для определения мутации (2X), 3 пробирки
 2. Смесь праймеров/проб PIK3CA, 5 пробирок
 3. Смесь положительного контроля PIK3CA, 1 пробирка
 4. Краткая инструкция (при необходимости)
-

Фото 1. Реакционная смесь для определения мутации (2X), 1я пробирка




Фото 2. Реакционная смесь для определения мутации (2X), 2я пробирка




Фото 3. Реакционная смесь для определения мутации (2X). 3я пробирка




Фото 4. Смесь праймеров/проб РІКЗСА. 1я пробирка (вид спереди)




Фото 5. Смесь праймеров/проб РІКЗСА, 1я пробирка (вид сверху)



Фото 6. Смесь праймеров/проб РІК3СА, 2я пробирка (вид спереди)




Фото 7. Смесь праймеров/проб РІК3СА, 2я пробирка (вид сверху)




Фото 8. Смесь праймеров/проб РІКЗСА, 3я пробирка (вид спереди)




Фото 9. Смесь праймеров/проб РІКЗСА. 3я пробирка (вид сверху)




Фото 10. Смесь праймеров/проб РІКЗСА, 4я пробирка (вид спереди)




Фото 12. Смесь праймеров/проб РІКЗСА, 5я пробирка (вид спереди)




фото 13. Смесь праймеров/проб РІК3СА, 5я пробирка (вид сверху)



Фото 14. Смесь положительного контроля РИЗСА






Фото 16. Потребительская упаковка изделия




Рисунок 1. Пример стикера на русском языке

REF	IVD	РУ № РЗН Изделие для профессионального использования	
PI3K-RT48		LOT	
Набор реагентов для in vitro диагностики наличия мутаций гена PIK3CA методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в образцах пациентов, фиксированных в формалине и залитых в парафин, 48 реакций			
Состав: 1. Реакционная смесь для определения мутации (2X), 3 пробирки 2. Смесь праймеров/проб PIK3CA, 1 пробирка 3. Смесь положительного контроля PIK3CA, 1 пробирка 4. Краткая инструкция (при необходимости)			
			
	EntroGen, Inc. ЭнтроГен, Инк. 20950 Warner Center Ln., suite B, Woodland Hills, California, 91367, USA/ 20950 Ворнер центр Лн., офис Б, Вудлэнд Хиллс, Калифорния, 91367, США 20950 Warner Center Ln., suite B, Woodland Hills, California, 91367, USA/ 20950 Ворнер центр Лн., офис Б, Вудлэнд Хиллс, Калифорния, 91367, США Уполномоченный представитель производителя: ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@blovitrum.ru		

Прошито и пронумеровано

19 листа (ов)

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»

О.А. Зиновьев

