


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с «Альбумин бромкрезоловый зеленый Реагенты (Alinity с Albumin BCG Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение вида упаковки «Альбумин бромкрезоловый зеленый Реагенты (Alinity с Albumin BCG Reagent Kit)»



Фотографическое изображение открытой упаковки «Альбумин бромкрезоловый зеленый Реагенты (Alinity с Albumin BCG Reagent Kit)»



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Альбумин бромкрезоловый зеленый Реагенты (Alinity с Albumin BCG Reagent Kit)»





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


5

листов



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с «Альбумин бромкрезоловый зеленый Реагенты (Alinity с Albumin BCG Reagent Kit)»



REF

08P02-20

IVD



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с

«Альбумин бромкрезоловый зеленый Реагенты (Alinity с Albumin BCG Reagent Kit)»

10 картриджей по 325 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity с Albumin BCG Reagent 1) – 10 x 67,1 мл; Инструкция по применению

Производитель: Fisher Diagnostics, A Div. of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown, VA 22645, USA (США) для Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № _____ / _____ от ____ . ____ . ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Albumin BCG

Alinity с Albumin BCG Reagent Kit

Abbott



Сведения для пользователя

The Alinity с Albumin BCG assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the Alinity с analyzer.

Reagent Active Ingredients: Bromocresol Green (0.27 mmol/L), Tris (0.5 mmol/L), Saccharic Acid (100 mmol/L), Preservative sodium azide (0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, 60064 USA




REF 08P0220

10 x 325

www.abbottdiagnostics.com/IFU/



LOT



G70150402

R1 10 x 67.1 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6773-1580

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike
Middletown, VA 22645 USA



PRODUCT OF USA

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия

Alinity

c

R1

67.1 mL

CONTAINS: AZIDE

15°C

30°C

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G71116R01

SN

Albumin BCG

08P02

IVD

Exp.

LOT

G71052R01

Abbott

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумерован

и скреплено печатью

3

листов

