



Система Mirasol PRT – Стандартная установка

1. Одноразовый комплект



2. Аппарат



3. Весы



4. Устройство для считывания штрих-кодов




5. Устройство Mirasol Manager



6. Принтер для этикеток




Mirasol Описание процесса для тромбоцитов и плазмы



Система Mirasol PRT для тромбоцитов и плазмы

Общее представление




Тромбоцит или
продукт плазмы

+



Рибофлавин
(Витамин B2)

+



УФ облучение

- ✓ Сокращение числа вирусов, бактерий, паразитов
- ✓ Инактивация оставшихся лейкоцитов

 CaridianBCT