

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1130001

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148 Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе, д. 40, лит А
телефон: +7(812)7777778, 8121182
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA антиТПО

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе,
по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021



MagnaLIA антиТПО
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-567-98539446-2021
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Состав набора: 1 картридж

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованной ТПО
А*	Конъюгат анти-hIgG с акридиновой меткой

LOT E005

REF 1130001

IVD

2021-08-21

2022-08-21

Σ₁₀₀

2022-08-21

+2⁺⁸°C

100

Биобезопасность

Хрупкость

Информация

Внимание

На картридж:



МЧ.....15 мл
А*.....20 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA антиТПО



MagnaLIA антиТПО
2022-08-21
LOT E005

2022-08-21

LOT E005

IVD

2022-08-21

Σ₁₀₀

100

2022-08-21

+2⁺⁸°C

100

Биобезопасность

Хрупкость

Информация

Внимание

MagnaLIA антиТПО

MagnaLIA антиТПО
2022-08-21
LOT E005



Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1130002

На коробку:



ООО «ГосЗдравНадзор», 1254140 Москва, ул. Савская-Тверская, д. 40, стр. 1
Тел: +7 (495) 707-867-867
E-mail: info@goszdravnadzor.ru

MagnaLIA антиТПО

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе,
по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021



MagnaLIA антиТПО
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-567-98539446-2021
RU № XXXXXXXXXXXXXXXX

Состав набора: 2 картриджа

MЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованной ТПО
A*	Конъюгат анти-hlgG с акридиновой меткой

LOT E005
REF 1130002
IVD

 2021-08-23
 2022-08-23
 200







 +2/+8 °C



На картридж:



МЧ.....15 мл
A*.....20 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «ГосЗдравНадзор»

MagnaLIA антиТПО

2022-08-21



MagnaLIA антиТПО
2022-08-21
LOT E005

LOT E005
 100







MagnaLIA антиТПО

MagnaLIA антиТПО
2022-08-21
LOT E005



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (774) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Фотографии медицинского изделия

Медицинское изделие для диагностики in vitro
Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО»,
производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Фотографическое изображение картриджа	стр. 8,9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО», по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Кат. № 1130001 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnaLIA антиТПО

 МЧ.....15 мл
А*.....20 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

2022-08-21
LOT E005
IVD
100
11
1



MagnaLIA антиТПО

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе,
по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Состав набора: 1 картридж

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с микробилизованной ТПО
А*	Конъюгат анти-IgG с ферментной меткой

LOT E005 REF 1130001 IVD
2021-08-21 2022-08-21
+2...+8 °C



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО», по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Кат. № 1130001 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствие

MagnaLIA антиТПО
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-567-98539446-2021
РУ № XXXXXXXXXXXXX

MagnaLIA
антиТПО

2022-08-21

LOT E005

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E005

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО», по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021**

Кат. № 1130001 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствие



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО», по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Кат. № 1130002 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnaLIA антиТПО

  2022-08-31   

МН ... 15 мл
А* ... 20 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

 100    

MagnaLIA антиТПО

  2022-08-31   

МН ... 15 мл
А* ... 20 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

 100    

MagnaLIA антиТПО

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе,
по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Состав набора: 2 картриджа

МН	Иммунохемилуминогенный реагент к тиреоидной пероксидазе
А*	Активатор для МН и индикаторный субстрат

 E005  2021-08-31    

 1130002  2022-08-31    



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО», по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Кат. № 1130002 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnaLIA
антиТПО

2022-08-21
LOT E005

MagnaLIA
антиТПО

2022-08-21
LOT E005

MagnaLIA антиТПО

Для профессионального применения

ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

РУ № XXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения аутоантител к тирондной пероксидазе
«MagnaLIA антиТПО», по ТУ 21.20.23-567-98539446-2021

Кат. № 1130002 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnoLIA антиТПО



МЧ.....15 мл
А*.....20 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО "Компания Алкор Био"

MagnoLIA антиТПО

 2022-08-21

LOT E005

 100



IVD





MagnoLIA антиТПО

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (980526) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

