

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина «MagnoLIA свободный Т3»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения свободного трийодтиронина «MagnaLIA свободный Т3»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1360001

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6787879, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA свободный Т3
Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения свободного трийодтиронина,
по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Состав набора: 1 картридж

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным трийодтиронином
A*	Конъюгат анти-Т3 с акридиновой меткой

LOT E002 2021-09-06

REF 1360001 2022-09-06

IVD

Σ 100

+2[°]С

↑↑

⚠

☀

☂

ⓘ

⚠



MagnaLIA свободный Т3
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-534-98539446-2020
RU № XXXXXXXXXX

На картридж:



МЧ.....5 мл
A*.....10 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA свободный Т3

2022-09-06

LOT E002

IVD

Σ 100

↑↑

ⓘ

⚠

☀

☂



MagnaLIA свободный Т3

MagnaLIA
CT3
2022-09-06
LOT E002

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения свободного триодтиронина «MagnaLIA свободный Т3»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1360002

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»
192148 Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)678778-6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA свободный Т3

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения свободного триодтиронина, по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020



MagnaLIA свободный Т3
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-534-98539446-2020
RU № XXXXXXXXXXXXXXXX

Состав набора: 2 картриджа

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным триодтиронином
А*	Конъюгат анти-Т3 с акридиновой меткой

LOT E002

REF 1360002

IVD

2021-09-06

2022-09-06

Σ₂₀₀

2021-09-06

2022-09-06

+2⁺8 °C

Биобезопасность

Информация

Внимание

На картридж:



МЧ.....5 мл
А*.....10 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО "Компания Алкор Био"

MagnaLIA свободный Т3



2022-09-06

LOT E002

Σ₁₀₀

2022-09-06

IVD

↑↑

↑↑

↑↑

MagnaLIA свободный Т3

MagnaLIA
CT3
2022-09-06
LOT E002

-2 шт.



-2 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Фотографии медицинского изделия

Медицинское изделие для диагностики in vitro

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина «MagnoLIA свободный Т3»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Фотографическое изображение картриджа	стр. 8

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного триодтиронина
«MagnaLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Кат. № 1360001 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnaLIA свободный Т3



МЧ... 5 мл
А*... 10 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA свободный Т3

2022-09-06

LOT E002

100

11

IVD

12



MagnaLIA свободный Т3

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного триодтиронина,
по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Состав набора: 1 картридж

МЧ	Пероксидазная субстратная смесь с антибодинамиками триодтиронина
А*	Конъюгат антител Т3 с пероксидазой

LOT E002

REF 1360001

IVD

2021-09-06

2022-09-06

100

11



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного триодтиронина «MagnaLIA свободный Т3»
по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина
«MagnaLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Кат. № 1360001 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnaLIA свободный Т3
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-534-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXX

MagnaLIA
СТ3

2022-08-08

LOT E002

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина
«MagnoLIA свободный ТЗ», по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Кат. № 1360001 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина
«MagnaLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Кат. № 1360002 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



MagnaLIA свободный Т3

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина,
по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Состав набора: 2 картриджа

МЧ	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным трийодтироном
А*	Конъюгат анти-Т3 с акридиновой меткой

LOT

E002



2021-09-06



REF

1360002



2022-09-06



IVD



200

+2⁺8
°C



MagnaLIA свободный Т3

MagnaLIA
CT3
2022-09-06
LOT E002

MagnaLIA свободный Т3

MagnaLIA
CT3
2022-09-06
LOT E002

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

**«Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина «MagnaLIA свободный Т3»
по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

**Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина
«MagnoLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020**

Кат. № 1360001 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnoLIA свободный Т3
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-534-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXX



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения свободного трийодтиронина
«MagnaLIA свободный Т3», по ТУ 21.20.23-534-98539446-2020

Кат. № 1360002 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA
CT3

2022-09-08
LOT E002

MagnaLIA
CT3

2022-09-08
LOT E002

MagnoLIA свободный T3

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

8 (всего) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

