

Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови человека «Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-015-41390295-2021

Общий вид
Серия 211213








Фото упаковки









«07» июня 2022 г.



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 2

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2022 г



Внешняя маркировка

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови человека «Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА»,

ТУ 21.20.23-015-41390295-2021

Внешняя маркировка набора реагентов «Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА»

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови человека «Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА» ТУ-21.20.23-015-41390295-2021
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)


Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт
2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл)	1 шт
3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл)	1 шт
4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)	1 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)	1 шт
6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)	1 шт
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)	1 шт
8 Стоп-реагент (12,0 мл)	1 шт
9 Пленка для заклеивания планшета	2 шт
10 Ванночка для реагентов	2 шт
11 Наконечники объемом до 200 мкл	16 шт
12 Инструкция по использованию набора реагентов	1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX
LOT XXXXXX
REF PE-002
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД


4 620102 802706


ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru




Imbian

📍 **ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7**

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

⚙ **Место производства:**

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

☎ **8-800-600-90-77**

💻 **www.imbian.ru**

✉ **info@imbian.ru**


📞 **WhatsApp:**
+73832093454

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА 

Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами *Ascaris lumbricoides*

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД




Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-) - 2,5 мл
(Инактивирован)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(+) - 1,5 мл
(Инактивирован)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 13,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 12,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 


Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ - 13,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 12,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 

Аскарида IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(x26) - 30,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 

Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«01» 07 2022г.



В.В. Осипова



прошпуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист 9
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипов
2022 г