



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

**Набор реагентов для иммуноферментного выявления
антител класса G к антигенам поксвирусов**

«Вектор ИФА Покс-IgG»

по ТУ 21.10.60-096-05664012-2022

Регистрационный номер _____ Дата регистрации _____
Серия: 01.05.2022 Дата изготовления: 04.05.2022
Годен до: 04.05.2023

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С. Допускается транспортирование
при температуре до 27 °С не более пяти суток. Не допускать замораживания.

«Только для диагностики ин витро»

«Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»


Состав набора:

1. ИС Иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с сорбированным очищенным на сахарозе природным антигеном вируса осповакцины, штамм ЛИВГП, 1 шт.
2. К+ положительный контрольный образец, содержащий IgG к антигенам поксвирусов, инактивированный, 1.5 мл, 1 флакон.
3. К- отрицательный контрольный образец, не содержащий антител к поксвирусам, инактивированный, 2.0 мл, 1 флакон.
4. Кг: 20-кратный концентрат моноклональных мышинных антител к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена, 0.7 мл, 1 флакон.
5. РПР-С раствор для предварительного разведения исследуемых образцов, 10.0 мл, 1 флакон.
6. РБР-С буферный раствор для разведения исследуемых образцов, 10.0 мл, 1 флакон.
7. РБР-К буферный раствор для разведения конъюгата, 13.0 мл, 1 флакон.
8. ТМБ хромоген тетраметилбензидин, 0.7 мл, 1 флакон.
9. БРС субстратный буферный раствор с перекисью водорода для разведения хромогена, 13.0 мл, 1 флакон.
10. ФСБ-Т (концентрат х25) 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, 26.0 мл, 1 флакон.
11. СТОП-реагент, 1 М раствор серной кислоты, 6.0 мл, 1 флакон.
12. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов, 1 шт.
13. Пленка для заклеивания планшета, 3 шт.
14. Ватночка для реагентов, 4 шт.
15. Эксплуатационная документация: Инструкция по применению.



Генеральный директор




Р.А. Максютлов



ПЛАНШЕТ ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАЗВЕДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ







ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзор
"Вектор ИФА Покс-IgG"

ТМБ 0,7 мл

Серия: 01.05.2022

Дата изготовления: 04.05.2022

Годен до: 04.05.2023

Хранить при температуре


от 2 °С до 8 °С

Только для диагностики in vitro

ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора
"Вектор ИФА Покс-IgG"
Иммунсорбент-планшет разборный
(12 восьмилучных стрипов)
с сорбированным очищенным на сахарозе
природным антигеном вируса
осповакцины, штамм ЛИВП

Серия: 01.05.2022
Дата изготовления: 04.05.2022
Годен до: 04.05.2023
Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С
Только для диагностики ин витро

КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Р.А. Максютлов
28 "июль" 2022 г.



Маркировка медицинского изделия для диагностики ин витро

**Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека**

**Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к антигенам
поксвирусов «Вектор ИФА Покс-IgG» по ТУ 21.10.60-096-05664012-2022**

Внутренняя упаковка

Этикетка на флаконы

**ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора
"Вектор ИФА Покс-IgG"
Наименование компонента
(для К+ и К- инактивированный)
Объем (мл)**

**Серия:
Дата изготовления:
Годеи до:
Условия хранения:
Только для диагностики ин витро**



Маркировка медицинского изделия для диагностики ин витро

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к антигенам
поксвирусов «Вектор ИФА Покс-IgG» по ТУ 21.10.60-096-05664012-2022

Этикетка внешней упаковки (коробки)

	Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области, Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09 Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к антигенам поксвирусов «Вектор ИФА Покс-IgG» по ТУ 21.10.60-096-05664012-2022 Регистрационный номер _____ Дата регистрации _____ Серия: _____ Дата изготовления: _____ Годен до: _____ Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С не более пяти суток. Не допускать замораживания. «Только для диагностики ин витро» «Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»
---	---

Состав набора:

1. ИС Иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с сорбированным очищенным на сахарозе природным антигеном вируса осповакцины, штамм ЛИВП, 1 шт.
2. К+ положительный контрольный образец, содержащий IgG к антигенам поксвирусов, инактивированный, 1.5 мл, 1 флакон.
3. К- отрицательный контрольный образец, не содержащий антител к поксвирусам, инактивированный, 2.0 мл, 1 флакон.
4. Кг: 20-кратный концентрат моноклональных мышиных антител к IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена, 0.7 мл, 1 флакон.
5. РПР-С раствор для предварительного разведения исследуемых образцов, 10.0 мл, 1 флакон.
6. РБР-С буферный раствор для разведения исследуемых образцов, 10.0 мл, 1 флакон.
7. РБР-К буферный раствор для разведения конъюгата, 13.0 мл, 1 флакон.
8. ТМБ хромоген тетраметилбензидин, 0.7 мл, 1 флакон.
9. БРС субстратный буферный раствор с перекисью водорода для разведения хромогена, 13.0 мл, 1 флакон.
10. ФСБ-Т (концентрат x25) 25-кратный концентрат фосфатно-солевого

- буферного раствора с твином, 26.0 мл, 1 флакон.
11. СТОП-реагент, 1 М раствор серной кислоты, 6.0 мл, 1 флакон.
 12. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов, 1 шт.
 13. Пленка для заклеивания планшета, 3 шт.
 14. Ванночка для реагентов, 4 шт.
 15. Эксплуатационная документация: Инструкция по применению.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Р.А. Максютов

28 июня 2022 г.

Маркировка медицинского изделия для диагностики ин витро

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к антигенам
поксвирусов «Вектор ИФА Покс-IgG» по ТУ 21.10.60-096-05664012-2022

Маркировка групповой упаковки (транспортной тары)



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
630559, рабочий посёлок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
антител класса G к антигенам поксвирусов
«Вектор ИФА Покс-IgG»

по ТУ 21.10.60-096-05664012-2022

Регистрационный номер _____ Дата регистрации _____

Серия: _____ Дата изготовления: _____

Годеи до:

Хранить при температуре от 2 °C до 8 °C. Допускается транспортирование
при температуре до 27 °C не более пяти суток. Не допускать замораживания.

«Только для диагностики ин витро»

"Верх, не кантовать"

"Осторожно, хрупкое"

"БойтсЯ сырости"

"Соблюдение интервала температур"

Масса нетто _____ Масса брутто _____ Масса нетто набора _____

Количество наборов _____