


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В.Осипова
 2022 г.

Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК возбудителей инфекций *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Мико-Н/Г-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-119-41390295-2021

Реакционная смесь, готово для использования



Смесь ферментов, готово для использования




Разбавитель, готово для использования




ВКО (лиофилизат)



ПКО (лиофилизат)



Раствор для восстановления (РВ), готово для использования



НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный

Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови
«НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный»
по ТУ 21.20.23-125-41390295-2021



Состав:

1. Реакционная смесь, готово для использования
2. Смесь ферментов, готово для использования
3. Разбавитель, готово для использования
4. Внутренний контрольный образец (ВКО), лиофилизат
5. Положительный контрольный образец (ПКО), лиофилизат
6. Раствор для восстановления (РВ), готово для использования
7. Вкладыш с данными стандартных контрольных образцов
8. Инструкция по применению

1 пробирка - 1100 мкл
1 пробирка - 1,8 мл
1 пробирка - 550 мкл
1 пробирка - лиофилизат
1 пробирка - лиофилизат
1 пробирка - 1,8 мл
1 шт
1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2022-05-17

Только для in vitro диагностики. ТУ 21.20.23-125-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru



Транспортная упаковка



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 7
(ссылка) лист 26

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

2021 г.

**Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК
вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и
сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный» по ТУ 21.20.23-125-
41390295-2021**

Макет маркировки

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Реакционная смесь, готово для использования - 1100 мкл

REF XX-XXX/X
GGG-MM-DD LOT XXXXXX

-20°C -18°C IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Смесь ферментов, готово для использования - 550 мкл

REF XX-XXX/X
GGG-MM-DD LOT XXXXXX

-20°C -18°C IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Разбавитель, готово для использования - 1,8 мл

REF XX-XXX/X
GGG-MM-DD LOT XXXXXX

-20°C -18°C IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ВКО лиофилизат
(добавить 650 мкл РВ)

REF XX-XXX/X
GGG-MM-DD LOT XXXXXX

-20°C -18°C IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО лиофилизат
(добавить 650 мкл РВ)

REF XX-XXX/X
GGG-MM-DD LOT XXXXXX

-20°C -18°C IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РВ, готово для использования - 1,8 мл

REF XX-XXX/X
GGG-MM-DD LOT XXXXXX

-20°C -18°C IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный

Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный» по ТУ 21.20.23-125-41390295-2021

Состав:

1 Реакционная смесь, готово для использования	1 пробирка	ПУ № XXX XXXX/XXXXX LOT XXXXXX REF XX-XXX/X GGG-MM-DD GGG-MM-DD
2 Смесь ферментов, готово для использования	1 пробирка	
3 Разбавитель, готово для использования	1 пробирка	
4 ВКО (лиофилизат)	1 пробирка	
5 ПКО (лиофилизат)	1 пробирка	
6 Раствор для восстановления (РВ), готово для использования	1 пробирка	
7 Вкладыш с данными стандартных контрольных образцов	1 шт	
8 Инструкция по применению	1 шт	

Только для in vitro диагностики. ТУ 21.20.23-125-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD -20°C -18°C 100

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Колываев,
РП Колываев, ул. Садовая д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный

Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови
«НСV-ИМБИАН-ПЦР Качественный»
по ТУ 21.20.23-125-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-125-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Imbian

Допустима транспортировка при температуре от +2 до +8°C в течении 3 дней (не более)

-18°C  -20°C




IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 3
(три) лист а

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

