

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
in vitro тропонина I в сыворотке крови "Тропонин I-ИМБИАН-ИФА"
по ТУ 21.20.23-072-41390295-2021
Макет маркировки**

2021

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Планшет разборный, готово
для использования - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C - 8°C

IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 1,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 2,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 3,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 4,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 5,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 6,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Контрольный образец,
готово для использования - 1,3 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Конъюгат, готово
для использования - 7 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

PPC, готово для
использования - 12 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Концентрат ФСБ-Т х25 - 28 мл
(разводить 1:25)

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Раствор ТМБ, готово - 13 мл
для использования

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Стоп-реагент, готово
для использования - 12 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Пленка для заклеивания
планшета - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Ванночка для реагентов - 2 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Наконечники для дозатора
на 4-200 мкл - 16 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Тропонин I-ИМБИАН-ИФА

Трафарет для построения
калибровочного графика - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД IVD

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения *in vitro* тропонина I в сыворотке крови «Тропонин I-ИМБИАН ИФА» по ТУ 21.20.23-072-41390295-2021

1 Трафарет для построения калибровочного графика

[illegible]

- 1 флакон;
- 1 флакон;
- 1 флакон;
- 1 флакон;
- 1 шт.
- 2 шт.
- 16 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

- 144 -

Imbrian

LOT 5088

[illegible]

1997] 1033

 Springer

Замораживағыңа не допускаться
Только для in vitro диагностики
ТУ 21.20.23-072-41390295-2021
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С
HbA_{1c} и антиген р24 ВИЧ – только для

10.2. Вредит при приближении.



Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
in vitro тропонина I в сыворотке крови
"Тропонин I-ИМБИАН-ИФА"
по ТУ 21.20.23-072-41390295-2021

LUT

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать
не допускается
Допускается
транспортирование при
температуре от +2 до +8°C

IVD

Massa netto _____ kg

Масса брутто	кг
--------------	----

Масса нетто потребительской упаковки	кг
--	----

Imbrian


ООО «Симблан Лаб»

630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@ambian.ru

4

Сшито и заверено печатью 4
(четыре) листа

Генеральный директор ООО «Имблан Лаб»
Осипов А.В.



2021 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В состав набора входят следующие компоненты:


Планшет разборный, готово для использования



Калибровочный образец 1,
готово для использования



Калибровочный образец 2,
готово для использования;




Калибровочный образец 3,
готово для использования




Калибровочный образец 4,
готово для использования



Калибровочный образец 5,
готово для использования;




Калибровочный образец 6,
готово для использования



Контрольный образец,
готово для использования




Конъюгат,
готово для использования




Раствор для разведения сывороток (PPC)
готово для использования




Концентрат ФСБ-Т x25




Раствор ТМЕ,
готово для использования




Стоп-реагент,
готово для использования




Плёнка для заклеивания планшета



Ванночка для реагентов




Наконечники для дозатора на 4-200 мкл




Принадлежности:

Трафарет для построения калибровочного графика



Набор



Тропонин I- ИМБИАН-ИФА

Состав:

- 1 Планшет разборный, готово для использования
- 2 Калибровочный образец 1, готово для использования
- 3 Калибровочный образец 2, готово для использования
- 4 Калибровочный образец 3, готово для использования
- 5 Калибровочный образец 4, готово для использования
- 6 Калибровочный образец 5, готово для использования
- 7 Калибровочный образец 6, готово для использования
- 8 Контрольный образец, готово для использования
- 9 Конъюгат, готово для использования
- 10 Раствор для разведения сывороток (PPC), готово для использования
- 11 Концентрат ФСБ-Тх25
- 12 Раствор ТМБ, готово для использования
- 13 Стоп-реагент, готово для использования
- 14 Пленка для заклеивания планшета
- 15 Ватно-палочка для реагентов
- 16 Наклейки для дозатора на 4-200 мкл
- 17 Вкладыш со сведениями о контрольном образце
- 18 Инструкция

Принадлежности:

- 1 Трейфер для построения калибровочного графика

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения in vitro тропонина I в сыворотке крови «Тропонин I- ИМБИАН ИФА» по ТУ 21.20.23-072-41390295-2021

imbian

РУ № XXX XXXX/XXXXX

1 шт
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 флакон
1 флакон
1 флакон
1 флакон
1 шт
2 шт
16 шт
1 шт
1 шт

Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики
ТУ 21.20.23-072-41390295-2021
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С,
HbAg и антиген p24 ВИЧ - отсутствуют

И102: Вредно при проглатывании,
H318: При попадании на кожу вызывает раздражение,
H319: При попадании в глаза вызывает раздражение

1 шт

2021-11-24
2022-08-24

И102: Вредно при проглатывании,
H318: При попадании на кожу вызывает раздражение,
H319: При попадании в глаза вызывает раздражение

И102: Вредно при проглатывании,
H318: При попадании на кожу вызывает раздражение,
H319: При попадании в глаза вызывает раздражение

И102: Вредно при проглатывании,
H318: При попадании на кожу вызывает раздражение,
H319: При попадании в глаза вызывает раздражение

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Колыцово, РП Колыцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, пом. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Транспортная упаковка

Тропонин I- ИМБИАН-ИФА

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-072-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT 01

REF 01

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от +2 до +8°C

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения in vitro тропонина I в сыворотке крови "Тропонин I-ИМБИАН-ИФА" по ТУ 21.20.23-072-41390295-2021

Imbian

2021-11-24
2022-08-24

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто потребительской упаковки

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Колыцово, РП Колыцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, пом. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 7
(силь) лист об



Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.