

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭЛЕМААР»
Кузнецова Г.Л.



«6» октябре 20 22 г.

**Фотографическое досье материалов хирургических шовных
рассасывающихся антимикробных стерильных
по ТУ 21.20.24-003-36302426-2020**

1. ELPGA AMT – нить полигликолидная с покрытием, плетёная, антимикробная с хлоргексидином, фиолетовая



Рис. 1. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 45 см с одной иглой обратно-шпательной HL  13мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 2. Вариант исполнения: ELPGA АМТ – нить рассасывающаяся МР 1 (5-0) в отрезке 45 см с одной иглой обратно-шпательной HL  13мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 3. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 90 см с одной иглой колющей HR 50мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 4. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 90 см с одной иглой колющей HR $\odot$ 50мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 5. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 75 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 6. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 75 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 7. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 100 см.
Одноразовая стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 8. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся МР 5 (2) в отрезке 100 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 9. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 100 см с одной иглой тупоконечной НТ ● 20мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 10. Вариант исполнения: ELPGA АМТ – нить рассасывающаяся МР 2 (3-0) в отрезке 100 см с одной иглой тупоконечной НТ ● 20мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 11. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 75 см с одной иглой обратно-режущей DQ ▼ 50мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 12. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 75 см с одной иглой обратно-режущей DQ ▼ 50мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 13. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся МР 1 (5-0) в отрезке 90 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 14. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся МР 1 (5-0) в отрезке 90 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 15. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 45 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 16. Вариант исполнения: ELPGA АМТ – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 45 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 17. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 350 см на катушке. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 18. Вариант исполнения: ELPGA AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 350 см на катушке

2. ELCRYL AMT – нить сополимерная (гликолид 90 – L-лактид 10) с покрытием, плетёная, антимикробная с хлоргексидином, фиолетовая



Рис. 19. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 75 см с двумя иглами таперкат HRT  30мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 20. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 75 см с двумя иглами таперкат HRT $\odot$ 30мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 21. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 45 см с одной иглой режущей HS ▲ 40мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 22. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 45 см с одной иглой режущей HS ▲ 40мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 23. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0) в отрезке 45 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 24. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0) в отрезке 45 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 25. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 75 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 26. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 75 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 27. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0) в отрезке 150 см с одной иглой троакарной GTR $\oplus$ 25мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 28. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 150 см с одной иглой троакарной GTR $\ominus$ 25мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 30. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 100 см с одной иглой обратно-режущей HQ ▼ 35мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 31. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся МР 3 (2-0) в отрезке 100 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 32. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся МР 3 (2-0) в отрезке 100 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 34. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся МР 4 (1) в отрезке 150 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 35. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 450 см с одной иглой режущей DS ▲ 30мм на катушке. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 36. Вариант исполнения: ELCRYL AMT – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 450 см с одной иглой режущей DS ▲ 30мм на катушке

3. ELMONQ AMT – нить сополимерная (гликолид 75 – ε-капролактон 25), мононить, антимикробная с хлоргексидином, фиолетовая




Рис. 37. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 75 см с одной иглой таперкат PLRT  17мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 38. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 75 см с одной иглой таперкат PLRT $\odot$ 17мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 39. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 90 см с одной иглой обратно-режущей HQ ▼ 30мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 40. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 90 см с одной иглой обратно-режущей HQ ▼ 30мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 41. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 60 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 42. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся МР 3 (2-0) в отрезке 60 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 43. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 120 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 44. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 120 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 45. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 120 см с двумя иглами режущими DS ▲ 20мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 46. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 120 см с двумя иглами режущими DS ▲ 20мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 47. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 60 см с одной иглой колющей HR $\odot$ 65мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 48. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 60 см с одной иглой колющей HR $\odot$ 65мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 49. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0) в отрезке 90 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 50. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0) в отрезке 90 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 52. Вариант исполнения: ELMONQ AMT – нить рассасывающаяся МР 4 (1) в отрезке 75 см.
Изделие на картонном носителе

4. ELDIOXON AMT – нить полидиоксаноновая, монопить, антимикробная с хлоргексидином, фиолетовая




Рис. 53. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 75 см с одной иглой обратно-режущей FQ ▼ 25мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 54. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 75 см с одной иглой обратно-режущей FQ ▼ 25мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 55. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 100 см с одной иглой колющей HR 50мм. Одинарная стерилизационная упаковка



Рис. 56. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 100 см с одной иглой колющей HR ☉ 50мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 57. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся МР 1 (5-0) в отрезке 100 см.
 Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 58. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся МР 1 (5-0) в отрезке 100 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 59. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 75 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка





Рис. 60. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 75 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 62. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 200 см с одной иглой таперкат JRT $\varnothing$ 30мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 63. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 200 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



**Рис. 64. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 200 см.
Изделие на картонном носителе**



**Рис. 66. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 45 см.
Изделие на картонном носителе**



Рис. 68. Вариант исполнения: ELDIOXON АМТ – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 200 см на катушке

5. ELPGA PLUS – нить полигликолидная с покрытием, плетёная, антимикробная с триклозаном, фиолетовая



Рис. 69. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 90 см с одной иглой тупоконечной HT ● 20мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 70. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 90 см с одной иглой тупоконечной НТ ● 20мм. Изделие на картонном носителе





Рис. 72. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 45 см с двумя иглами обратно-режущими HQ ▼ 35мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 74. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 90 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 75. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 150 см с одной иглой колющей с режущим острием PY  13 мм.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 76. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 150 см с одной иглой колющей с режущим острием РУ $\textcircled{Y}$ 13мм.
Изделие на картонном носителе



Рис. 77. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 75 см с одной иглой колющей с коротким режущим острием FC 40мм.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 78. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 75 см с одной иглой колющей с коротким режущим острием FC  40мм.
Изделие на картонном носителе




Рис. 79. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся МР 2 (3-0) в отрезке 45 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 80. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся МР 2 (3-0) в отрезке 45 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 81. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 150 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 82. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся МР 5 (2) в отрезке 150 см.
Изделие на картонном носителе



**Рис. 83. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 350 см с одной иглой обратно-режущей HQ ▼ 20мм на катушке.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка**



Рис. 84. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 350 см с одной иглой обратнo-режущей HQ ▼ 20мм на катушке




Рис. 85. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 45 см - 12шт. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 86. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 45 см - 12шт. Изделие на картонном носителе

6. ELCRYL PLUS – нить сополимерная (гликолид 90 – L-лактид 10) с покрытием, плетёная, антимикробная с триклозаном, фиолетовая



Рис. 87. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 90 см с одной иглой тупоконечной DT ● 25mm. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 88. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 90 см с одной иглой тупоконечной DT ● 25мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 89. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 100 см с одной иглой таперкат JRT $\odot$ 60мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 90. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 100 см с одной иглой таперкат JRT  60мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 91. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 150 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 92. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 150 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 93. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 90 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 94. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 90 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 95. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 75 см с двумя иглами обратно-режущими NQ ▼ 30мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 96. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3 (2-0) в отрезке 75 см с двумя иглами обратнo-режущими NQ ▼ 30мм. Изделие на картонном носителе



Рис. 97. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 150 см с одной иглой обратно-режущими HQ ▼ 50мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 98. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 150 см с одной иглой обратно-режущими HQ ▼ 50мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 99. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 100 см. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 100. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0)
в отрезке 100 см. Изделие на картонном носителе




Рис. 101. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 75 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



**Рис. 102. Вариант исполнения: ELCRYL PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0) в отрезке 75 см.
Изделие на картонном носителе**

**7. ELMONQ PLUS – нить сополимерная (гликолид 75 – ε-капролактон 25),
мононить, антимикробная с триклозаном, фиолетовая**



Рис. 103. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 60 см с одной иглой таперкат VRT  30мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 104. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 60 см с одной иглой таперкат VRT  30мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 105. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 90 см с одной иглой режущей HS ▲ 45мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 106. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 90 см с одной иглой режущей HS ▲ 45мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 107. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0) в отрезке 90 см. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 108. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся МР 1,5 (4-0)
в отрезке 90 см. Изделие на картонном носителе




Рис. 109. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 60 см.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 110. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 60 см.
Изделие на картонном носителе




Рис. 111. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 45 см с одной иглой обратно-режущей GQ ▼ 12мм. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 112. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 1,5 (4-0) в отрезке 45 см с одной иглой обратно-режущей GQ ▼ 12мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 114. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 4 (1) в отрезке 120 см с одной иглой колющей HR $\odot$ 40мм. Изделие на картонном носителе





Рис. 115. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 120 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка



**Рис. 116. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 120 см.
Изделие на картонном носителе**




Рис. 117. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 45 см.
Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 118. Вариант исполнения: ELMONQ PLUS – нить рассасывающаяся МР 5 (2) в отрезке 45 см.
Изделие на картонном носителе

**8. ELDIOXON PLUS – нить полидиоксаноновая, монопить,
антимикробная с триклозаном, фиолетовая**




Рис. 119. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 100 см с одной иглой шпательной VZ  8мм. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 120. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 100 см с одной иглой шпательной VZ  8мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 121. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 250 см с одной иглой обратно-режущей GQ ▼ 63мм.
Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 122. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0)
в отрезке 250 см с одной иглой обратно-режущей GQ ▼ 63мм.
Изделие на картонном носителе




Рис. 124. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся МР 2 (3-0)
в отрезке 250 см. Изделие на картонном носителе




Рис. 125. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 75 см.
 Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 126. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 75 см.
Изделие на картонном носителе



Рис. 128. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 2 (3-0) в отрезке 75 см с одной иглой тупоконечной HT ● 20мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 130. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 5 (2) в отрезке 150 см с одной иглой колющей HR © 50мм. Изделие на картонном носителе




Рис. 131. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 150 см. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 132. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 150 см. Изделие на картонном носителе




Рис. 133. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 100 см. Двойная стерилизационная упаковка, маркировка





Рис. 134. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0)
в отрезке 100 см. Изделие на картонном носителе



Рис. 135. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся МР 3,5 (0) в отрезке 250 см на катушке. Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



**Рис. 136. Вариант исполнения: ELDIOXON PLUS – нить рассасывающаяся MP 3,5 (0)
в отрезке 250 см на катушке**

9. Изделия с принадлежностью «Прокладка»
ELDIOXON AMT – нить полидиоксаноновая, мононить,
антимикробная с хлоргексидином, фиолетовая



Рис. 137. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 45 см с одной иглой
 обратно-шпательной WL 16мм с принадлежностью «Прокладка». Двойная стерилизационная упаковка, маркировка




Рис. 138. Вариант исполнения: ELDIOXON AMT – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 45 см с одной иглой
 обратно-шпательной WL  16мм с принадлежностью «Прокладка». Изделие на картонном носителе

ELPGA PLUS – нить полигликолидная с покрытием, плетёная, антимикробная с триклозаном, фиолетовая



Рис. 139. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 75 см с принадлежностью «Прокладка». Одинарная стерилизационная упаковка, маркировка



Рис. 140. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся МР 1 (5-0) в отрезке 75 см с принадлежностью «Прокладка». Изделие на картонном носителе




Рис. 142. Вариант исполнения: ELPGA PLUS – нить рассасывающаяся MP 1 (5-0) в отрезке 75 см с принадлежностью «Прокладка». Изделие на картонном носителе



Рис. 125. Групповая упаковка изделий на картонном носителе и катушке



Рис. 126. Транспортная тара

Всего прошнуровано и скреплено печатью

145 (сто сорок пять) листов

Генеральный директор
ООО «ЭЛЕМААР»



Кузнецова Г. Л.