

Внешняя маркировка

Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека «Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-139-41390295-2022

Внешняя маркировка набора реагентов «Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА»

Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека «Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА» ТУ 21.20.23-139-41390295-2022

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт
2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл)	1 шт
3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл)	1 шт
4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)	1 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)	1 шт
6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)	1 шт
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)	1 шт
8 Стоп-реагент (12,0 мл)	1 шт
9 Пленка для заклеивания планшета	2 шт
10 Ванночка для реагентов	2 шт
11 Наконечники объемом до 200 мкл	16 шт
12 Инструкция по использованию набора реагентов	1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF PE-005

ГТТ-ММ-ДД

ГТТ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Защитные очки не допускаются.
Антитела к ВИЧ-1,2, T.Pallidum, вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

Imbian

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Место производства:
ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru


WhatsApp:
+73832093454

Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА  **Imbian**

Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами лямблий

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД




Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 12,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 


Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 12,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 

Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2,5 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 


Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(+) - 1,5 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 

Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 13,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 


Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ - 13,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 

Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД 

Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

« 13 » 07 2022г.



В.В. Осипова

и скреплено печатью

2021 лист 9

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипо

2022 г




Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека «Лямблия АТ-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-139-41390295-2022


Общий вид
Серия 220117







Серия 220118

Общий вид







Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«В» июня 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (1256) лист 07

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"12" 2022 г

